



FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-312 NW
 Q70-312 NW
 ✓ Q50-312 NW
 Q30-312 NW

PHONAK
 life is on

Type : ITE	Technologie : Plateforme Quest	Pile : 312	Pertes auditives : Légères à profondes
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 8	Nb de prog. auto. : 5 3 2	Prog. auto. : SoundFlow
Nb de micro : 2	Nb de prog. sup. : 3 max	Prog. de diffusion : Roger/FM
Niveau de sortie max. (dB SPL)* : 112/118/122/130	Gain max. (dB)* : 40/50/60/70	Consommation (mA) : 1.2/1.4/1.2/1.2
	50/60/70/79	

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP/UP

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SoundRecover FlexControl FlexVolume ✓ NoiseBloc DuoPhone 	<p>Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Élimination haute résolution des sons gênants.</p> <p>-</p>
Directivité microphonique	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UltraZoom UltraZoom et RSB-Plus Real Ear Sound StereoZoom ZoomControl 	<p>Directionnalité adaptative des Microphones.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Qualité sonore	<ul style="list-style-type: none"> WindBloc EchoBloc SoundRelax 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Anti larsen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LarsenBloc 	<p>Élimine les sifflements.</p>
Options de mémoire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DataLogging SelfLearning ✓ Correction de sonie 	<p>Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.</p> <p>-</p> <p>Enregistre les adaptations du patient au quotidien.</p>
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation 	<p>-</p> <p>-</p> <p>Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.</p>

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui	Résistant à l'eau : Non
Contrôle de volume : Oui	Couplage acoustique : -
Bobine d'induction : Oui	Compatibilité CROS / BiCROS : Non
Indice de protection : -	Poids (g) : -
Entrée audio directe : Non	

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : -	Télécommandes : PilotOne
Microphone : -	

Pour plus d'informations, www.phonak.fr