



FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-312
Q70-312
✓ Q50-312
Q30-312

PHONAK
life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Quest Pile : 312 Pertes : Légères à profondes
Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084 auditives :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8	Nb de prog. auto. :	5 3 2	Prog. auto. :	SoundFlow
Nb de micro :	2	Nb de prog. sup. :	4 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	112/118/122/130 120/124/128/135	Gain max. (dB)* :	40/50/60/70 50/60/70/79	Consommation (mA) :	1.2/1.4/1.2/1.2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP/UP

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover FlexControl FlexVolume ✓ NoiseBloc ✓ DuoPhone	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible. - - Élimination haute résolution des sons gênants. Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom UltraZoom et RSB-Plus Real Ear Sound StereoZoom ZoomControl	Directionnalité adaptative des Microphones. - - - -
Qualité sonore	WindBloc EchoBloc SoundRelax	- - -
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging SelfLearning ✓ Correction de sonie	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien. - Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche. - Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Non
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	-
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	-	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Non		

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne
Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, www.phonak.fr