



# FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-nano  
Q70-nano  
✓ Q50-nano

**PHONAK**  
life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Quest Pile : 10 Pertes auditives : Légères à moyennement-sévères  
Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 **12** 8 Nb de prog. auto. : 5 3 **2** Prog. auto. : SoundFlow  
Nb de micro : 1 Nb de prog. sup. : 3 max Prog. de diffusion : -  
Niveau de sortie max. (dB SPL)\* : 108/112 Gain max. (dB)\* : 35/40 Consommation (mA) : 0.9/1.2  
116/120 46/50

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs S/M

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	SelfLearning	-
	Correction de sonie	-
Autres options	QuickSync	-
	Tinnitus Balance	-
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Non Résistant à l'eau : Non  
Contrôle de volume : Non Couplage acoustique : -  
Bobine d'induction : Non Compatibilité CROS / BiCROS : Non  
Indice de protection : - Poids (g) : -  
Entrée audio directe : Non

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité : - Télécommandes : Mini Control  
Microphone : -

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)