



# FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-13  
✓ Q70-13  
Q50-13  
Q30-13

**PHONAK**  
life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Quest Pile : 13 Pertes auditives : Légères à profondes  
Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 <b>16</b> 12 8 ✓	Nb de prog. auto. :	5 <b>3</b> 2 ✓	Prog. auto. :	SoundFlow
Nb de micro :	4 avec TBVS**	Nb de prog. sup. :	5 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	112/118/122/130 120/124/128/135	Gain max. (dB)* :	40/50/60/70 50/60/70/79	Consommation (mA) :	1.2/1.4/1.2/1.2

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP/UP

\*\*Technologie Binaurale VoiceStream™

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover FlexControl ✓ FlexVolume ✓ NoiseBloc ✓ DuoPhone	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible. - Ajustements ciblés sur la parole. Élimination haute résolution des sons gênants. Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom ✓ UltraZoom et RSB-Plus Real Ear Sound ✓ StereoZoom ✓ ZoomControl	Directionnalité adaptative des Microphones. Directionnalité adaptative avec antibruit intégré. - Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante. Détection automatiquement la direction de la parole.
Qualité sonore	✓ WindBloc EchoBloc ✓ SoundRelax	Réduit le bruit du vent pour faire émerger la parole. - Suppression du bruit de l'impulsion sonore.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging ✓ SelfLearning ✓ Correction de sonie	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien. Enregistre et applique les adaptations du patient au quotidien. Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche. - Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Non
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	-
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	-	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Non		

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne  
Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)