



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto B90-312 NW O  
 B70-312 NW O  
 B50-312 NW O  
 ✓ B30-312 NW O

**PHONAK**  
 life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Belong Pertes auditives :  
 Classe : I Pile : 312 Légères à sévères

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 8 ✓ Nb de prog. auto. : 6 4 3 2 ✓ Prog. auto. : AutoSense OS  
 Nb de micro : 1 Nb de prog. sup. : 5 max Prog. de diffusion : Roger/FM  
 Niveau de sortie max. : 109/115/119 Gain max. (dB)\* : 40/50/60 RogerReady/Directionnel : -  
 (dB SPL)\* 120/125/129 50/60/70 Consommation (mA)\*\* : 1,2/1,2/1,2

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP. \*\*Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	Balance Environnementale	-
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Elimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync	-
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Non
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	-
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Non
Indice de protection :	-	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Non	Témoin lumineux :	Non

## CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic	Télécommandes :	-
Microphone Bluetooth :	-	Connectivité :	-

Pour plus d'informations, [www.phonakpro.fr/virto-b](http://www.phonakpro.fr/virto-b)