


Phonak Reference Guide

April 2016



Produktportfolio

Technologiestufe	RIC	HdO	IdO	Power	Kinderversorgung
Premium	Phonak Audéo V90	Phonak Bolero V90	Phonak Virto V90	Phonak Naida V90	Phonak Sky V90
Advanced	Phonak Audéo V70	Phonak Bolero V70	Phonak Virto V70	Phonak Naida V70	Phonak Sky V70
Standard	Phonak Audéo V50	Phonak Bolero V50	Phonak Virto V50	Phonak Naida V50	Phonak Sky V50
Essential	Phonak Audéo V30	Phonak Bolero V30	Phonak Virto V30	Phonak Naida V30	
Basic		Phonak Baseo Q15	Phonak Tao Q15		

Programme und Funktionen

Phonak Venture		Programme										Funktionen																			
		AutoSense OS																													
		AutoSense Sky OS																													
		Komfort in halligen Situationen	Verstehen im lauten Störgeräusch	Verstehen bei Fahrgeräuschen	Musik	Komfort im Störgeräusch	Ruhige Umgebung	Verstehen im Störgeräusch	Speech in Wind für Kinder	Verstehen im lauten Störgeräusch	Speech in 360°	Akustisches Telefon	EchoBlock	WindBlock	SoundRelax	DuoPhone	FlexControl	FlexVolume	Real Ear Sound	RogerReady (Sky V und Naida V)	Einstellung Roger und direktional (Sky V und Naida V)	SoundRecover2 (Sky V und Naida V)	SoundRecover	BroadbandBooster (Naida V)	UltraZoom	auto Akklimatisierung	WhistleBlock	NoiseBlock	Tinnitus Balance Noiser	QuickSync	Kanäle
Premium	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
Advanced	70				•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16
Standard	50					•	•	•				•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
Essential	30						•	•				•										•	•	•	•	•	•	•	•	•	8

Phonak Quest		Hörprogramme										Merkmale														
		SoundFlow																								
		Musik																								
			Verstehen im lauten Störgeräusch	Komfort im Störgeräusch	Ruhige Umgebung	Verstehen im Störgeräusch	Mikrofonautomatik	Speech in Wind	StereoZoom	auto ZoomControl	ZoomControl	Akustisches Telefon	FlexControl	EchoBlock	FlexVolume	Real Ear Sound	WindBlock	SoundRelax	DuoPhone	QuickSync	SoundRecover	auto Akklimatisierung	UltraZoom	WhistleBlock	NoiseBlock	Kanäle
Premium	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20	
Advanced	70			•	•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	16	
Standard	50				•	•					•						•	•	•	•	•	•	•	•	12	
Essential	30						•				•								•	•	•	•	•	•	8	
Basic	15										•									•		•	•	•	4	

Farbpalette

01 Beige P1 Sand Beige P2 Amber Beige P3 Sandelholz P4 Kastanie P5 Champagner P6 Silbergrau P7 Graphitgrau P8 Samtschwarz P9 Rubin Q1 Petrol

06 Schwarz 23 Grau 35 Taupe

Q2 Electric Green Q3 Caribbean Pirate M8 Majesty Purple M7 Blue Ocean T7 Alpinweiß M6 Lava Red T3 Precious Pink
R1 Grün R2 Gelb R4 Orange Q7 Violett Q6 Blau 13 Transparent R3 Pink

Faceplate Farben

14 Teint 22 Hellbraun 26 Hellrosa 28 Braun 06 Schwarz (nur für nano)

Schalenfarben

14 Teint 22 Hellbraun 26 Hellrosa 28 Braun 19 Weiß 21 Klar 36 Rot Klar 37 Blau Transparent

Gehäusefarben	01	06	23	35	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	M6	M7	M8	T3	T7
Phonak Audéo V	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Phonak Bolero V	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Phonak Naída V	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Phonak Sky V	•				•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•
Phonak Baseo Q	•	•	•	•																	
Roger 18, 19	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Hörwinkelfarben	R1	R2	R3	R4	Q6	Q7
Phonak Sky V	•	•	•	•	•	•

Bauformen

Phonak Venture

Power

Phonak Naida™ V (90/70/50/30)



Kinder

Phonak Sky™ V (90/70/50/30)




RIC

Phonak Audéo™ V (90/70/50/30)




HdO

Phonak Bolero™ V (90/70/50/30)



IdO

Phonak Virto™ V (90/70/50/30)




Phonak Quest

Basic

Phonak Baseo™ Q15



Phonak Tao™ Q15



Roger™ Kompatibilität

Roger-Mikrofone	Designintegrierter Roger-Empfänger	Roger X mit Audioschuh	Roger X mit ComPilot	Roger MyLink
 Roger Touchscreen Mic	•	•	•	•
 Roger Pen	•	•	•	•
 Roger Clip-On Mic	•	•	•	•
 Roger Table Mic	•	•	•	•
 Roger EasyPen	•	•	•	•

		Designintegrierte Empfänger für Phonak Hörgeräte				Universalempfänger			Designintegrierte Empfänger für Cochlea-Implantate	
		Roger 19	Roger 18	Roger 16	Roger 15	Roger X	Audioschuh	Roger MyLink	Roger 14	Roger 17
Hörgeräte	Venture	Phonak Sky V-M				• ¹		•		
		Phonak Sky V-P	•			•	AS18	•		
		Phonak Sky V-SP	•			•	AS18	•		
		Phonak Sky V-UP	•			•	AS19	•		
		Phonak Sky V-RIC	•			•	AS18	•		
		Phonak Naída V-SP	•			•	AS18	•		
		Phonak Naída V-UP	•			•	AS19	•		
		Phonak Naída V-RIC	•			•	AS18	•		
		Phonak Bolero V-M				• ¹		•		
		Phonak Bolero V-P	•			•	AS18	•		
		Phonak Bolero V-SP	•			•	AS18	•		
		Phonak Audéo V-13	•			•	AS18	•		
		Phonak Audéo V-312T				• ¹		•		
		Phonak Audéo V-312				• ¹				
		Phonak Audéo V-10				• ¹				
		Phonak Virto V-10 O				• ¹		•		
		Phonak Virto V-10				• ¹		•		
		Phonak Virto V-312								
		Phonak Virto V-13				• ¹		•		
	Quest	Phonak Baseo Q-M13			•	•	AS9	•		
		Phonak Baseo Q-P		•		•	AS9	•		
		Phonak Baseo Q-SP		•		•	AS9	•		
Implantate	AB	Naída CI Q				• ¹		•		•
		Harmony / Auria				•	iConnect	•		
		Neptune						• ²		
	Cochlear	Nucleus 5				•	Euro Zubehöradapter	•	•	
		Nucleus 6				•	Euro Zubehöradapter	•	•	
		Baha 5						• ³		
		Baha 4				•		•		
		Baha BP100 / BP110				•		•		
		Freedom						•		
		Sonnet				•	FM Batteriefach-Abdeckung	•		
	Med El	Rondo				•	Mini-Batterieteil	•		
		Opus2				•	FM Batteriefach-Abdeckung	•		
		Ponto Plus / Plus Power				•	Streamer	•		
	Oticon Medical	Ponto / Ponto Pro / Ponto Pro Power						• ⁴		

1 Roger X kann für dieses Gerät nur mit einem ComPilot oder ComPilot II Streamer verwendet werden

2 Über Audiokabel verbunden mit 3,5 mm Buchse

3 Über Audiokabel verbunden mit Mini-Mikrofon

4 Externe medizinische Telefonschleife von Oticon erforderlich

Kompatibilität des Wireless Communication Portfolios

		Phonak Venture	Phonak Quest	Phonak TVLink II Basisstation	Phonak RemoteMic	Phonak RemoteControl App	Roger X
							
	Phonak ComPilot Air II	•		•	•	•	
	Phonak ComPilot II	•		•	•	•	•
	Phonak ComPilot		•	•	•		•
	Phonak DECT II	•					
	Phonak DECT		•				
	Phonak EasyCall II	•					
	Phonak EasyCall		•				
	Phonak PilotOne II	•					
	Phonak PilotOne		•				
	iCube II	•	•				

Technische Daten

	Phonak Audéo V				Phonak Bolero V			Phonak Baseo Q15		
Modell	10	312	312T	13	M	P	SP	M	P	SP
Batterie	10	312	312	13	312	13	13	13	13	13
Taster (Programm/Lautstärke)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lautstärkeregler				•		•	•	•	•	•
Wireless/BVST ⁴	•	•	•	•	•	•	•			
Telefonspule			•	•	•	•	•	•	•	•
IP-Zertifizierung	IP57	IP57	IP57	IP67	IP67	IP67	IP67	IP57	IP57	IP57
Roger	• ¹	• ¹	• ¹	Roger 18 / AS18 ²	• ¹	Roger 18 / AS18 ²		AS9 ²	AS9 ²	AS9 ²
max. Verst. (dB) / MPO (dB SPL) 2 cm ³	xS (46/114)				SlimTube HE			SlimTube HE		
	•	•	•	•	56/125	58/129	68/131	49/124	51/130	
	xP (57/127)				HE 10 680			HE 10 680		
	•	•	•	•	63/132	66/134	70/134	53/128	63/133	68/134
	xSP plus (63/131)									
		•	•	•						

	Phonak Virto V / Phonak Tao Q15											
Modell	Phonak Virto V-nano	Phonak Virto V-10 Phonak Virto V-10 O Phonak Virto V-10 NW O Phonak Tao Q-10			Phonak Virto V-312 Phonak Tao Q-312				Phonak Virto V-13 Phonak Tao Q-13			
Batterie	10	10			312				13			
Leistungsstufe	M	M	P	SP	M	P	SP	UP ⁵	M	P	SP	UP ⁵
Max. Verstärkung (dB) – 2 cm ³	40	40	50	60	40	50	60	70	40	50	60	70
MPO (dB SPL) – 2 cm ³	112	112	118	122	112	118	122	130	112	118	122	130
Schalenform	IIC	CIC / MC / ITC / HS / FS			ITC / HS / FS				ITC / HS / FS			
AOV ³	•	•			•				•			
Wireless (Drahtlose Anbindung & QuickSync)	Virto V-10 O / Virto V-10			Virto V-312				Virto V-13				
BVST ⁴	Virto V-10			Virto V-312				Virto V-13				
Telefonspule	•			•				•				

	Phonak Naída V			Phonak Sky V				
Modell	RIC	SP	UP	RIC	M	P	SP	UP
Batterie	13	13	675	13	312	13	13	675
Taster (Programm/Lautstärke)	•	•	•	•	•	•	•	•
Lautstärkeregler	•	•	•	•		•	•	•
Telefonspule	•	•	•	•	•	•	•	•
IP-Zertifizierung	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Roger	Roger 18 / AS18 ²	Roger 18 / AS18 ²	Roger 19 / AS19 ²	Roger 18 / AS18 ²		Roger 18 / AS18	Roger 18 / AS18	Roger 19 / AS19 ²
Wireless/BVST ⁴	•	•	•	•	•	•	•	•
max. Verst. (dB) / MPO (dB SPL) 2 cm ³	xS (46/111)	HE11 (81/139)	HE11 (82/141)	xS (46/111)	SlimTube HE (56/122)	SlimTube HE (58/126)	HE11 (81/139)	HE11 (82/141)
	xP (57/124)	HE11 680 (74/133)	HE11 680 (77/135)	xP (57/124)	HE10 680 (63/129)	HE10 680 (66/131)	HE11 680 (74/133)	HE11 680 (77/135)
	xUP plus (66/130)			xUP plus (66/130)				

1 Phonak ComPilot II Streamer mit Roger X und/oder Roger MyLink erforderlich
2 Roger X erforderlich
3 Akustisch optimiertes Vent
4 Binaural VoiceStream Technology™
5 Nur in bestimmten Ländern erhältlich

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonakpro.de