




NEU:
Wiederaufladbares
Hörgerät mit
Lithium-Ionen-
Akku

Automatische Anpassung der
Hörgeräte an jeden Klang des
Lebens. Life is on.

A Sonova brand

PHONAK
life is on



Phonak Audéo™ B mit dem neuen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku

Phonak, der weltweit führende Hersteller von Hörlösungen, präsentiert mit den neuen Audéo B Hörgerätemodellen, innovative Technologien für ein neues Lebensgefühl.

Wiederaufladbares Modell

- Einfach aufladen für 24 Stunden* einzigartigen Hörgenuss
- Das am schnellsten aufladbare Hörgerät mit langer Akkulaufzeit
- Einfache Handhabung, keine Batteriewechsel
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

Weiterentwickeltes Automatik-Betriebssystem AutoSense OS™

- Beste Hörleistung im Alltag¹
- Passt sich automatisch an jede Hörumgebung an – ohne manuelle Programmwechsel^{2, 3}

* Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming.
Mehr dazu auf www.phonakpro.de/evidence



Einfach aufladen für 24 Stunden* einzigartigen Hörgenuss. Life is on.

Die wiederaufladbaren Phonak Audéo B-R Hörgeräte kombinieren höchste Leistung mit einer wegweisenden Akku-Technologie.

Phonak Audéo B-R ist das erste wiederaufladbare Hörgerät, das mit einmal Aufladen 24 Stunden* einzigartigen Hörgenuss bietet. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Hörgeräte sicher geladen sind – für den Einsatz über einen ganzen Tag.

Es ist kein Batteriewechsel erforderlich. Der regelmäßige Wechsel von Einwegbatterien gehört mit Audéo B-R der Vergangenheit an.

* Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming.
Mehr dazu auf www.phonakpro.de/evidence

Am schnellsten aufladbarer Akku mit langer Laufzeit

Audéo B-R ist das **wiederaufladbare Hörgerät mit dem am schnellsten aufladbaren Akku mit langer Laufzeit**. Um **24 Stunden*** zu hören, müssen Sie diese Hörgeräte nur **3 Stunden aufladen**. Und sollten Sie es eilig haben, können Sie den kurzen 30-minütigen Ladezyklus wählen – und trotzdem für bis zu 6 Stunden volle Hörleistung genießen. Um Ihre Hörgeräte überall sicher aufladen zu können, stehen Ihnen verschiedene praktische Ladeoptionen zur Verfügung.



Phonak Charger Case

- Phonak Charger Case ist Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in Einem
- Inklusive Reinigungswerkzeug



Phonak Power Pack

- Kann einfach am Phonak Charger Case angebracht werden
- Ideal für unterwegs



Phonak Mini Charger

- Die kompakte Ladeoption

* Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming.
Mehr dazu auf www.phonakpro.de/evidence



Automatische Anpassung der Hörgeräte an jeden Klang des Lebens. Life is on.

Unsere Hörumgebung kann sich von einem Moment auf den anderen ändern. Das macht das Hören zu einer echten Herausforderung und stellt für jedes Hörgerät eine sehr komplexe Aufgabe dar.

Phonak Audéo B und Audéo B-R Hörgeräte zeichnen sich besonders durch das einzigartige **Automatik-Betriebssystem AutoSense OS** aus. Es **erkennt automatisch Ihre Hörumgebung und passt die Einstellungen Ihrer Hörgeräte an diese an** – egal wo Sie sich befinden. Sie müssen sie nur einschalten – die optimalen Einstellungen werden **automatisch** ausgewählt.

Egal wo Sie sind oder was Sie tun. Audéo B Hörgeräte wurden entwickelt, um Ihr Leben leichter zu machen.

Vollautomatisch – für müheloses Hören in jeder Umgebung


Audéo B Hörgeräte mit dem weiterentwickelten AutoSense OS passen sich nahtlos und automatisch an jede Hörumgebung an und bieten damit bestmögliches Hören im Alltag.

AutoSense OS **analysiert Ihre Klangumgebung alle 0,4 Sekunden** und erkennt dadurch automatisch, ob Sie in einem lauten Restaurant, im Auto, in einem Konzert oder zuhause sind. Es kann auf über 200 verschiedene Einstellungen **aus optimal zusammengemischten Konfigurationen** zurückgreifen, um **die Hörgeräte präzise an Ihre Hörumgebung anzupassen**.

Sie müssen Ihre Hörgeräte nicht mehr manuell einstellen und können einfach eine außergewöhnliche Hörleistung und Klangqualität genießen... Egal wo Sie das Leben hinführt.^{2,3}

Es wird gemischt,
nicht gewechselt

Über 200 Einstellungen
und zahlreiche Funktionen



Zwei Ohren hören mehr

In lauten Umgebungen ist es besonders schwierig, einen Gesprächspartner zu verstehen. In solchen Situationen nutzt AutoSense OS die Binaurale VoiceStream Technologie™.

Zwei Ohren hören mehr. Das ist auch von Bedeutung, wenn Sie Hörgeräte tragen. Die Binaurale VoiceStream Technologie unterstützt das Hören in anspruchsvollen Hörsituationen, indem sie **die Art nachahmt, in der das Gehirn die Klänge der beiden Ohren verarbeitet**. Der Austausch der zwei Hörgeräte stellt sicher, dass Sie **Sprache in beiden Ohren hören und dadurch deutlicher verstehen**, vor allem in geräuschvollen Umgebungen, am Telefon oder in Situationen, in denen Sie den Gesprächspartner nicht ansehen können.⁴





Mehr Hörleistung in den wichtigsten Situationen

Bessere Sprachverständlichkeit In geräuschvollen Umgebungen

60% bessere Sprachverständlichkeit durch die Fokussierung auf eine einzelne Stimme in einer geräuschvollen Umgebung – im Vergleich zu Nicht-Hörgeräteträgern.⁴

Bessere Sprachverständlichkeit

20% bessere Sprachverständlichkeit durch die automatische Auswahl der optimalen Einstellungen in jeder Hörsituation.^{2,3}

Mühelose Gespräche im Auto

37% weniger Höranstrengung bei Gesprächen im Auto im Vergleich zu bisherigen Technologien.⁵

Hören von leisen Stimmen

10% besseres Verstehen von leisen Stimmen mit unseren neuesten Produkten.⁶

Natürlicher Musikgenuss

Das am besten bewertete Hörgerät in Bezug auf die Klangqualität von Musik.⁷

Audéo B gibt es in 5 Modellen, 4 Technologiestufen und 9 attraktiven Farben



Wegweisendes
wiederaufladbares Modell



Audéo B-10

Audéo B-312

Audéo B-312T

Audéo B-13

Audéo B-R



Sand Beige
P1



Sandelholz
P3



Kastanie
P4



Champagner
P5



Silbergrau
P6



Graphitgrau
P7



Samtschwarz
P8



Alpine White
T7



Beige
01



Wasser- und staubresistent IP68

Wireless-Zubehör für Phonak Hörgeräte

Phonak bietet Ihnen eine Vielzahl an Wireless-Zubehör, mit dem Sie die Leistung Ihrer Hörgeräte steigern können.

Ihre Hörgeräte lassen sich einfach und zuverlässig in Ihren Alltag integrieren und bieten Ihnen alle Vorteile der drahtlosen Anbindung. Ganz gleich, ob unterwegs, bei der Arbeit oder zu Hause – noch nie war es einfacher, mit Hörgeräten zu telefonieren, fernzusehen oder Musik zu hören.



Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Wir ermöglichen Menschen mit Hörminderung sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonakpro.de