

Phonak CROS II

Die intelligente Lösung bei
einseitigem Hörvermögen



“Mein CROS-System gibt mir meine Lebensqualität zurück.”



Angie Aspinall,
Phonak CROS II
Trägerin


Mit einem Ohr rundum hören

Phonak CROS II ermöglicht es Ihnen, selbst in geräuschvollen Umgebungen, Klänge und Stimmen auch von der Seite des nicht hörenden Ohrs wahrzunehmen. Möchten Sie in Besprechungen mühelos alle Teilnehmer verstehen oder beim Telefonieren wieder mitbekommen, was um Sie herum passiert, dann ist Phonak CROS II genau die richtige Lösung für Sie.

Welche Vorteile bietet Ihnen CROS II?

- Gespräche in ruhigen und lauten Umgebungen führen, ohne ständig den Kopf drehen zu müssen
- Gesprächspartner auch hören, wenn auf der Seite des nicht hörenden Ohrs gesprochen wird
- Rundum hören ohne ärztlichen Eingriff
- Rundum hören mit einem unauffälligen Hörgerät





Übertragung vom nicht hörenden auf das besser hörende Ohr

Wenn Sie nur ein versorgbares Ohr haben, ist Phonak CROS II die ideale Lösung für Sie, denn

CROS II überträgt die Klänge von der Seite des nicht hörenden Ohrs an Ihr besser hörendes Ohr, sodass Sie die Klänge und Stimmen aus beiden Richtungen auf Ihrem besser hörenden Ohr hören.

Ein Phonak CROS II System besteht aus zwei Komponenten:

- einem CROS II Sender mit einem Mikrofon, das die Klänge am nicht hörenden Ohr aufnimmt und drahtlos an das Hörgerät auf der Seite des besser hörenden Ohrs sendet
- einem Hörgerät am besser hörenden Ohr, das das Signal vom nicht hörenden Ohr empfängt





Mit CROS II können Sie an jedem Gespräch teilnehmen – unabhängig von Ihrer Sitzposition.

Egal ob beim Abendessen mit Freunden oder bei einem Meeting mit Arbeitskollegen: Sie müssen nicht mehr darauf achten, auf der „richtigen“ Seite zu sitzen, um alle gut hören zu können.

Warum CROS II so intelligent arbeitet

CROS II basiert auf der neuen Phonak Venture Technologie, die das Hören viel komfortabler als zuvor macht. Phonak Venture bietet:

- Automatische Erkennung der Hörsituation, in der Sie sich gerade befinden und optimale Anpassung des Hörgeräts an diese, sodass Sie sogar völlig vergessen können, dass Sie ein Hörgerät tragen.
- Fokussierung nach vorne, um mühelos Gespräche in einem Restaurant oder auf der Straße führen zu können.





Einfach zu bedienen

CROS II ist ganz einfach zu bedienen. Anders als knochenverankerte Hörgeräte, muss es nicht operativ eingesetzt werden. Nach erfolgter Anpassung wird es einfach eingeschaltet.

Nahezu unsichtbar



Phonak CROS II ist klein und unauffällig. Es sitzt perfekt und nahezu unsichtbar.



Die richtige Anpassung

CROS II ist in zwei diskreten Hinter-dem-Ohr Modellen verfügbar. Das 312er ist das **kleinste CROS II**.

Das 13er Modell ist etwas größer und bietet zusätzlich eine **längere Batterielaufzeit** und einen Lautstärkesteller.



Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13

Alternativ sind zudem zwei CROS II Im-Ohr Modelle, die im Gehörgang getragen werden, verfügbar.



Phonak CROS II-312 Custom

Phonak CROS II-13 Custom

Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Hörgeräteakustiker die Lösung, die für Sie am besten geeignet ist.



Attraktive Farbpalette

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus einer der 10 Farben, die von klassischen Haar- oder Hauttönen bis hin zu trendigen Modefarben reichen.



Sand Beige (P1)



Sandelholz (P3)



Amber Beige (P2)



Kastanie (P4)



Rubin (P9)



Petrol (Q1)



Champagner (P5)



Silbergrau (P6)



Graphitgrau (P7)



Samtschwarz (P8)

CROS II in unterschiedlichen Hörsituationen

Gespräche in lauten Umgebungen

Phonak CROS II kann einen Sprecher fokussieren, der sich vor Ihnen befindet und dabei gleichzeitig Hintergrundgeräusche reduzieren. **Damit hören Sie mehr von dem, was Sie hören möchten und weniger von dem, was Sie stört.**



Unterhaltungen im Auto

Im Auto können Sie sich bisher nur mit einem Mitfahrer unterhalten, wenn er auf der Seite Ihres besser hörenden Ohrs sitzt. **Mit CROS II hören Sie auch einen Mitfahrer, der auf der Seite Ihres nicht hörenden Ohrs sitzt**, weil CROS II seine Stimme an Ihr besser hörendes Ohr überträgt.



Auf der Straße

Mit CROS II nehmen Sie alle Umgebungsgeräusche besser wahr, weil Sie aus beiden Richtungen hören können. Es erleichtert die Kommunikation, weil Sie sich nicht immer auf einer bestimmten Seite befinden müssen, um einen Gesprächspartner zu verstehen. Sie hören so zum Beispiel auch, wenn Sie auf der Straße gerufen werden.



Praktische Tipps

Die folgenden Tipps sind sowohl für CROS-Erstanwender als auch für erfahrene CROS-Träger, die auf Phonak CROS II umsteigen, wichtig.

1. Besprechen Sie Fragen mit Ihrem Hörgeräteakustiker

Ihr Hörgeräteakustiker passt CROS II optimal an Ihre Bedürfnisse an. Sprechen Sie ihn an, wenn Sie das Gefühl haben, dass es sich zu laut anhört oder irgendetwas nicht stimmt.

2. Haben Sie Geduld

Es ist normal, dass es eine Weile dauert bis Sie sich an etwas Neues gewöhnt haben. Mit CROS II ist das nicht anders. Am Anfang wird sich alles erst einmal ungewohnt anfühlen. Haben Sie Geduld.

3. Testen Sie CROS II in unterschiedlichen Umgebungen

Verwenden Sie CROS II zuerst in bekannten Hörsituationen und anschließend in neuen Umgebungen. Vermeiden Sie gegebenenfalls bestimmte Orte auf Grund Ihres Hörverlusts? Probieren Sie CROS II dort aus und erleben Sie den Unterschied, den CROS II in Bezug auf Hörkomfort und Hörerlebnis bietet.

4. Informieren Sie Ihre Freunde und Familie

Informieren Sie Ihr Umfeld, dass Sie sich gerade an neue Hörgeräte gewöhnen.

5. Legen Sie Hörpausen ein

Wenn Sie schon länger auf einem Ohr taub sind, kann die Gewöhnung an das CROS II System möglicherweise länger dauern und zeitweise anstrengend sein. Gönnen Sie sich regelmäßig Pausen, in denen Sie das CROS II ausschalten oder stellen Sie die Lautstärke eine Zeit lang leiser ein. Ihr Hörgeräteakustiker gibt Ihnen gern weitere Tipps zur Nutzung und Tragedauer.

6. Dokumentieren Sie das Klangverhalten

Machen Sie sich Notizen über Situationen, in denen Ihr CROS II ungewohnt, schlecht oder komisch klingt und besprechen Sie diese mit Ihrem Hörgeräteakustiker, damit er die Einstellungen entsprechend korrigieren kann.



Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

**Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse. Life is on.**

www.phonak.de