

Phonak CROS B



Auch als
wiederaufladbares
Modell mit
Lithium-Ionen-Akku
verfügbar

Wenn Sie mühelos Gesprächen aus allen Richtungen folgen können. Life is on.

A Sonova brand

PHONAK
life is on

„Mit meinem
CROS-System kann
ich die Welt um mich
herum wieder hören
und mein Leben
wieder genießen.“



Angie Aspinall,
Phonak CROS-Trägerin





Mit einem Ohr hören

Wenn Sie sich in einem Raum voller Geräusche befinden und Ihren Partner, Ihre Freunde oder Kollegen nicht hören können, da sie sich außerhalb der Reichweite Ihres besser hörenden Ohrs befinden oder wenn Sie gerade telefonieren und Ihnen die Wahrnehmung Ihrer restlichen Umgebung dabei schwer fällt, dann ist Phonak CROS B genau die richtige Lösung für Sie.

Wie verändert Phonak CROS B Ihr Leben?

- Gespräche in ruhigen und lauten Umgebungen führen, ohne ständig den Kopf drehen zu müssen
- Konzentriert bleiben und Stimmen selbst in geräuschvollen Umgebungen verstehen
- Gesprächspartner auch hören, wenn auf der Seite des nicht hörenden Ohrs gesprochen wird
- Erfordert keinen ärztlichen Eingriff

Wireless-Übertragung



Phonak Belong
Hörgerät



Phonak CROS B



Aus allen Richtungen hören

CROS B überträgt Geräusche und Sprache, damit Ihr besseres Ohr für Ihr anderes Ohr mithören kann. Wenn Sie nur auf einem Ohr hören können, dann ist CROS B genau die richtige Wahl für Sie.

CROS steht für „Contralateral Routing of Signals“, was so viel wie kontralaterale Signalübertragung bedeutet. CROS-Systeme bestehen aus zwei Komponenten:

- einem CROS-Sender mit einem Mikrofon, das Geräusche und Sprache auf der Seite des nicht hörenden Ohrs aufnimmt und per Wireless-Signalübertragung an das Hörgerät am besser hörenden Ohr überträgt
- einem Hörgerät am besser hörenden Ohr, das die Klänge vom nicht hörenden Ohr empfängt



Einfach einschalten

CROS B ist einfach zu bedienen und kann direkt aus der Verpackung verwendet werden. Anders als knochenverankerte Hörgeräte muss es nicht operativ eingesetzt werden. Nach der Anpassung mit einem Belong Hörgerät können Sie CROS B einfach einschalten und Klänge aus beiden Richtungen genießen.

Mit CROS B können Sie an jedem Gespräch teilnehmen – unabhängig davon mit welchem Ohr Sie sich Ihrem Gesprächspartner zuwenden.





Was zeichnet CROS B aus?

Phonak CROS B basiert auf der Phonak Belong™ Plattform. Ein mit einem Belong Hörgerät angepasstes CROS B ermöglicht Ihnen, Klänge und Stimmen klar zu hören und jedem Gespräch zu folgen – egal aus welcher Richtung es kommt. CROS B überträgt mit der Binauralen VoiceStream Technologie™ die Klänge vom nicht hörenden Ohr per Wireless-Signalübertragung an das Hörgerät des besser hörenden Ohrs. Dadurch wird eine erheblich bessere Sprachverständlichkeit bei Hintergrundgeräuschen erzielt.¹

Genießen Sie jetzt auch alle Vorteile der bewährten und zuverlässigen Leistung von CROS B, ohne sich über Batteriewechsel Gedanken machen zu müssen.

1 Ebbing, S., Omisore, D. (2015). Phonak CROS II – Improved speech understanding thanks to binaural beamforming. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, abgerufen am 26. März 2018



Einen Tag lang beidseitig hören – ohne lästige Batteriewechsel

CROS B-R kombiniert unsere neueste Hochleistungstechnologie mit zukunftsweisender Akku-Technologie – für einen ganztägigen Hörgenuss ohne Batteriewechsel. Laden Sie Ihr Gerät einfach über Nacht auf und tragen Sie es den ganzen Tag.

Was bedeutet das für Sie? Keine kleinen und schwer zu handhabenden Einwegbatterien, keine Notwendigkeit Ersatzbatterien mit sich zu tragen und keine unangenehmen Überraschungen aufgrund von leeren Batterien. Genießen Sie mit Ihrem CROS B-R den ganzen Tag über bestmögliche Hörleistung – und wenn nötig auch nachts.

Verschiedene Ladeoptionen

CROS B-R bietet Ihnen einen ganztägigen Hörgenuss von beiden Seiten mit nur 2 Stunden aufladen. Und mit den verschiedenen Ladeoptionen können Sie Ihr CROS B-R überall bequem aufladen.



Phonak Charger Case RIC

- Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in einem
- Inklusive Reinigungswerkzeug



Phonak Power Pack

- Wird einfach am Phonak Charger Case angebracht
- Ideal für unterwegs



Phonak Mini Charger RIC

- Die kompakte Ladeoption

Die richtige Wahl

CROS B ist in drei diskreten Hinter-dem-Ohr-Modellen verfügbar.



CROS B-R



CROS B-312



CROS B-13

Alle, die eine Im-Ohr Lösung bevorzugen, können zwischen zwei Im-Ohr Modellen wählen.



CROS B-312 Custom



CROS B-13 Custom

Attraktive Farbpalette

Es stehen 8 Farben passend zum Belong Hörgerät am besser hörenden Ohr zur Auswahl.



Sand Beige
P1



Sandelholz
P3



Kastanie
P4



Champagner
P5



Silbergrau
P6



Graphitgrau
P7



Samtschwarz
P8



Alpine White
T7

Phonak CROS B in unterschiedlichen Situationen

Gespräche in lauten Umgebungen



Ihr CROS B kann sich auf die Stimme eines sich vor Ihnen befindlichen Sprechers fokussieren und dabei gleichzeitig Hintergrundgeräusche reduzieren. So können Sie alles Wichtige hören und das Unwichtige beiseite lassen.

Unterhaltungen beim Autofahren



Im Auto können Sie sich nur mit einem Mitfahrer unterhalten, wenn er auf der Seite sitzt, auf der Sie besser hören. Mit CROS B können Sie die Stimmen Ihrer Mitfahrer problemlos aus allen Richtungen wahrnehmen, da der Klang zu Ihrem besser hörenden Ohr übertragen wird.

Wahrnehmung der Umgebung



Mit CROS B können Sie alle Umgebungsgeräusche besser wahrnehmen, weil Sie aus beiden Richtungen hören können. Es erleichtert die Kommunikation, weil Sie sich nicht immer auf einer bestimmten Seite befinden müssen, um Ihren Gesprächspartner zu verstehen.

Praktische Tipps

Die folgenden Tipps sind sowohl für Erstanwender von CROS als auch für erfahrene CROS-Träger, die auf Phonak CROS B umsteigen, wichtig.

1. Sprechen Sie mit Ihrem Hörakustiker

Ihr Hörakustiker passt Ihr CROS B optimal an Ihre Bedürfnisse an. Sprechen Sie ihn an, wenn Sie das Gefühl haben, dass es sich zu laut oder unangenehm anhört.

2. Haben Sie etwas Geduld

Es ist normal, dass es eine Weile dauert bis Sie sich an etwas Neues gewöhnt haben. Mit CROS B ist das nicht anders. Am Anfang wird sich alles etwas ungewohnt anhören. Haben Sie Geduld.

3. Testen Sie CROS B in unterschiedlichen Umgebungen

Verwenden Sie es zuerst in bekannten Hörsituationen und anschließend in neuen Umgebungen. Vermeiden Sie vielleicht bestimmte Orte wegen Ihres Hörverlusts? Probieren Sie CROS B dort aus und erleben Sie den Unterschied, den CROS Ihnen in Bezug auf Hörkomfort und Hörgenuss bietet.

4. Informieren Sie Freunde und Familie

Informieren Sie Ihr Umfeld darüber, dass Sie sich gerade an neue Hörgeräte gewöhnen.

5. Dokumentieren Sie das Klangverhalten

Erleben Sie Klänge völlig neu. Machen Sie sich Notizen über Situationen, in denen Ihr CROS B ungewohnt oder nicht richtig klingt und besprechen Sie diese mit Ihrem Hörakustiker, damit er die Einstellungen entsprechend anpassen kann.

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonak.de

