

Wenn speziell entwickelte Power-Hörtechnologie  
Sie näher zusammenbringt. Life is on.



# Phonak Naída™ B

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on



„Naída bringt die  
wunderbaren Klänge  
dieser Welt zurück!“

Laura A., Großbritannien



# Speziell entwickelte Power-Hörlösungen mit Tradition

Phonak entwickelt seit der Einführung des ersten Power-Hörgeräts 1978 kontinuierlich innovative Lösungen für Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust und bringt sie so den wunderbaren Klängen des Lebens näher.

Nach über 40 Jahren intensiver Forschung kennen wir die Bedürfnisse und Herausforderungen von Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust sehr genau. Bei der Entwicklung unserer einzigartigen Power-Hörlösungen kombinieren wir unser umfassendes Fachwissen mit der Erfahrung von Hörakustikern auf der ganzen Welt, mit denen wir eng zusammenarbeiten.

Wenn speziell entwickelte  
Power-Hörtechnologie  
Sie näher zusammenbringt.  
Life is on.

Erleben Sie die 5. Generation  
des weltweit beliebtesten  
Power-Hörgeräts:  
Phonak Naída B







# Phonak Naída B

Die ersten Naída Power-Hörgeräte kamen 2007 auf den Markt. Seither haben wir diese revolutionären Hörgeräte kontinuierlich weiterentwickelt. Weltweit wurden bereits mehr als 2,5 Millionen Naídas für einzigartigen Hörgenuss angepasst.

Mit **Phonak Naída B** präsentieren wir jetzt die 5. Generation des weltweit beliebtesten Power-Hörgeräts. Die neue Power-Produktfamilie bietet zuverlässige Hörgeräte der Extraklasse – mit einzigartigen Funktionen, die speziell für Ihre Hörbedürfnisse entwickelt wurden.

## Vorteile:

- Bessere Hörbarkeit von hohen Frequenzen<sup>1,2,3</sup>
- Herausragendes Sprachverstehen<sup>4, 5, 6</sup>
- Verbesserte Hörleistung im Nahfeld und in Kombination mit einem Roger™-Mikrofon in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz<sup>6</sup>
- Neues wiederaufladbares Modell

$f$  [Hz]

8000

4000

2000

1000

500

250

125



# Bessere Hörbarkeit von hohen Frequenzen

Bei einem starken bis hochgradigen Hörverlust ist in der Regel die Hörbarkeit in den hohen Frequenzen beeinträchtigt. Ohne diese wichtigen Details können Sie jedoch Sprache nicht richtig verstehen – das kann die Kommunikation im Alltag sehr schwierig und anstrengend machen.

Seit 2007 bieten wir Frequenzkompression an, die den Zugang zu diesen wichtigen hochfrequenten Klängen verbessert, sodass Sie Kinderstimmen, hohe Sprachlaute (z.B. /s/ oder /f/) oder das Zwitschern der Vögel wieder klar hören können. Unsere neueste Funktion zur Frequenzkompression heißt **SoundRecover2**. Sie macht die hohen Frequenzen hörbar ohne dabei die Klangqualität der tiefen Töne zu beeinträchtigen.<sup>1,2,3</sup>

# Herausragendes Sprachverstehen

In einer lauten Umgebung hören zu können bedeutet nicht, dass auch alles verstanden wird. Tatsächlich führen schon etwas lautere Hintergrundgeräusche zu 20% weniger Sprachverständlichkeit.<sup>7</sup>

Phonak setzt sich immer wieder zum Ziel, Hörgeräte zu entwickeln, die auch in den schwierigsten Hörsituationen bestes Hören und Verstehen ermöglichen. Naída B Power-Hörgeräte verfügen über modernste Funktionen, die auf der **Binauralen VoiceStream Technologie™** basieren. Mithilfe dieser binauralen Funktionen kommunizieren beide Hörgeräte in Echtzeit miteinander, sodass Sie immer mit beiden Ohren hören, auch wenn die Klänge nur auf einem Ohr erfasst werden. So genießen Sie herausragende Sprachverständlichkeit für eine mühelose Kommunikation in Umgebungen mit Hintergrundgeräuschen und anderen schwierigen Hörsituationen<sup>4, 5, 6</sup> – z.B. am Telefon oder in Situationen, in denen Sie den Gesprächspartner nicht ansehen können. Naída B bringt Ihnen die Klänge näher, die für Sie wichtig sind.



# Das wiederaufladbare Hörgerät von Phonak mit umfangreichen Funktionen

Mit 40% mehr Leistung als herkömmliche Akkus ermöglicht der Lithium-Ionen-Akku die einzigartig zuverlässige Hörleistung des wiederaufladbaren Naída B-R RIC. Es bietet 24 Stunden\* einzigartigen Hörerlebnis nach nur drei Stunden aufladen. Zudem können Sie es mit den verschiedenen Ladeoptionen überall flexibel und bequem aufladen.

Das wiederaufladbare Naída B-R RIC verfügt über umfangreiche Funktionen, die speziell entwickelt wurden, um Ihnen die wunderbaren Klänge des Lebens näher zu bringen – egal in welcher Situation Sie sich gerade befinden oder was Sie gerade unternehmen.

\* Erwartete Betriebszeit wenn voll aufgeladen, inklusive 80 Minuten Wireless-Streaming.  
Genauere Informationen finden Sie unter: [www.phonakpro.de/evidence](http://www.phonakpro.de/evidence)



#### Phonak Charger Case RIC

- Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in einem
- Inklusive Reinigungswerkzeug



#### Phonak Power Pack

- Wird einfach am Phonak Charger Case angebracht
- Ideal für unterwegs



#### Phonak Mini Charger RIC

- Die kompakte Ladeoption

# Führende Power-Hörtechnologie

Phonak Naída B bietet dank seines einzigartigen Designs und ausgereifter Technologie eine einzigartige Hörleistung.

Naída B Gehäuse bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind wasserresistent und staubdicht, sodass Sie in jeder Umgebung sicher sein können, bestmöglich zu hören und zu verstehen.

## Modelle



Naída B-R RIC



Naída B-SP



Naída B-UP



## Farben



P1

Sand Beige



P3

Sandelholz



P4

Kastanie



P5

Champagner



P6

Silbergrau



P7

Graphitgrau



P8

Samtschwarz



T7


Alpine White

# Besseres Hören in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz

Die moderne Hörgerätetechnologie ermöglicht in den meisten Alltagssituationen gutes Hören. Wenn aber der Geräuschpegel steigt oder eine größere Distanz zum Sprecher besteht, kommen selbst modernste Hörgeräte an ihre Grenzen. Aus diesem Grund hat ein Team aus Phonak Experten eine wegweisende Wireless-Technologie entwickelt, die heute als **Roger** bekannt ist und diese Sprachbarrieren überbrückt.

Roger nutzt intelligente und adaptive Algorithmen, die die Hörleistung in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz signifikant steigern.<sup>6</sup> Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Hörgeräteträger mit einem Roger-Mikrofon Sprache im Störgeräusch und über Distanz um bis zu 62% besser verstehen als Menschen ohne Hörverlust.<sup>8</sup>

Roger-Mikrofone helfen Ihnen mehr zu verstehen, unabhängig von der Schwierigkeit der Hörsituation. In einem aktiven Alltag und für eine hohe Lebensqualität ist es unerlässlich, überall mühelos hören und kommunizieren zu können – egal ob im Restaurant, im Meeting oder zu Hause.



# Roger für viele Situationen

Die verschiedenen Roger-Mikrofone in Kombination mit einem Roger-Empfänger ermöglichen Ihnen, die Stimmen Ihrer Gesprächspartner direkt in Ihren Ohren zu hören, sodass Sie jedem Gespräch folgen können.

## Roger-Mikrofone



### Roger Select™

Ein vielseitiges Mikrofon, das sich ideal für Gruppengespräche in geräuschvollen Umgebungen eignet. In die Tischmitte gelegt, fokussiert Roger Select den Sprecher automatisch und wechselt übergangslos zwischen den Gesprächspartnern. Sie können auch manuell einen Sprecher auswählen, den Sie fokussieren möchten oder den Roger Select verwenden, um den Ton von Multimedia-Geräten direkt an Ihre Hörgeräte zu übertragen.



### Roger Table Mic II

Ein ideales Mikrofon für Berufstätige mit Hörverlust, die häufiger an Meetings teilnehmen. Bei größeren Meetings können mehrere Roger Table Mic II miteinander verbunden werden. Es fokussiert automatisch den Sprecher und kann zudem den Ton von Multimedia-Geräten an die Hörgeräte übertragen.



### Roger Pen™

Der Roger Pen eignet sich dank seines Designs für den Einsatz in vielen Hörsituationen. Das schmale, handliche Mikrofon unterstützt die Sprachverständlichkeit über Distanz und in geräuschvollen Umgebungen. Zudem bietet es Bluetooth-Anbindung für Gespräche über Mobiltelefone.



### Roger EasyPen

Ein sehr effektives und dennoch leicht bedienbares Mikrofon mit nur zwei Tasten. Mit diesem Mikrofon genießen Sie maximalen Bedienkomfort und gleichzeitig volle Roger Leistung.



### Roger Clip-On Mic

Ein leichtes Ansteckmikrofon, das sich besonders für Einzelgespräche eignet. Es funktioniert direktional und ermöglicht Ihnen damit, sich auf Ihren Gesprächspartner zu konzentrieren.

## Roger-Empfänger



### Designintegrierte Roger-Empfänger

Diese Empfänger sind die perfekte Ergänzung zu einem Phonak Hörgerät oder ausgewählten Cochlea-Implantaten.



### Roger X

Dieser miniaturisierte Universal-empfänger ist mit nahezu jedem Hörgerät, CI-Soundprozessor und Streamer kompatibel.



### Roger MyLink

Dieser Empfänger hat eine Induktionsschleife und ist mit jedem Hörgerät oder Cochlea-Implantat mit T-Spule kompatibel.





---

## Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

[www.phonak.de](http://www.phonak.de)

