

# Phonak Virto™ B

A Sonova brand



**PHONAK**  
life is on



Wenn ein biometrisches Hörgerät  
Zugang zu verbessertem  
Hör Genuss bietet. Life is on.

# Die weltweit ersten Hörgeräte mit biometrischer Kalibrierung: Phonak Virto B

Wir bei Phonak entwickeln mit Begeisterung und Leidenschaft innovative Hörlösungen für ein neues Lebensgefühl. Phonak Virto B sind die weltweit ersten Hörgeräte mit biometrischer Kalibrierung. Sie bieten Ihnen eine individuell zugeschnittene, bessere Hörleistung.

### Die nächste Stufe in der individuellen Anpassung

- Präzise auf die individuelle Anatomie Ihres Ohrs kalibriert – für eine verbesserte Hörleistung<sup>1</sup>
- Maßgefertigt für Ihre Ohren

### Weiterentwickeltes Automatik-Betriebssystem AutoSense OS™

- Beste Hörleistung in Ihren täglichen Hörsituationen<sup>2</sup>
- Passt sich automatisch an jede Hörumgebung an – ohne manuelle Programmwechsel<sup>3,4</sup>



Originalgröße





## Jedes Ohr ist einzigartig, jedes Ohr hört anders

Jeder Mensch ist einmalig und jedes Ihrer Ohren ist so individuell wie Ihr Fingerabdruck. Es gibt sogar Unterschiede zwischen dem rechten und dem linken Ohr. Die einzigartigen Merkmale der Anatomie unserer Ohren beeinflussen die Art und Weise wie Klänge erfasst, zum Trommelfell weitergeleitet und in für das Gehirn verständliche Informationen umgewandelt werden.

# Entdecken Sie die nächste Stufe in der individuellen Anpassung

Die maßgefertigten Phonak Virto B sind die weltweit ersten Hörgeräte mit biometrischer Kalibrierung. Sie berücksichtigen die individuelle Anatomie Ihrer Ohren und Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse beim Hören und Verstehen.


Die von Phonak entwickelte Hörgeräte-Modelliersoftware misst und analysiert die einzigartigen Merkmale der individuellen Anatomie Ihrer Ohren. Sie berechnet anhand von über 1.600 biometrischen Datenpunkten die Einstellungen der einzigartigen Kalibrierung für jedes Virto B Hörgerät.

Diese errechnete Kalibrierung wird im Speicher des Hörgeräts hinterlegt und gewährleistet eine verbesserte Genauigkeit und Präzision. Virto B kann auf diese Weise zuverlässiger die Geräuschquelle identifizieren und somit Ihre Hörleistung verbessern.<sup>1</sup>

Genießen Sie ein außergewöhnliches, komplett an Ihr individuelles Ohr angepasstes Hörerlebnis, mit Hörgeräten, die sowohl außen als auch innen für Sie maßgeschneidert sind.







Wenn ein biometrisches H  
zu verbessertem Hörgenuss



Fliegererät Zugang  
ess bietet. Life is on.







# Vollautomatisch – für müheloses Hören in jeder Umgebung

Phonak Virto B verfügen über das einzigartige Automatik-Betriebssystem AutoSense OS. Es erkennt Ihre Umgebung und passt Ihre Hörgeräte kontinuierlich automatisch an.

AutoSense OS analysiert Ihre Klangumgebung alle 0,4 Sekunden und erkennt dadurch automatisch, ob Sie in einem lauten Restaurant, im Auto, in einem Konzert oder zu Hause sind. Es kann auf verschiedene Funktionen zurückgreifen und diese in über 200 verschiedenen Einstellungen kombinieren, um Ihre Hörgeräte präzise an Ihre Hörumgebung anzupassen.

Erleben Sie außergewöhnliche Hörleistung und Klangqualität - egal in welcher Hörsituation Sie sich gerade befinden.<sup>3, 4</sup>

# Genau passend für Sie

Phonak Virto B ist in vier Technologiestufen und einer Vielzahl an Modellen und Farben erhältlich.

## Modelle



## Farbkombinationen

Faceplate

Hellrosa

Hellbraun

Braun

Schwarz (nur für IIC)



Schale

Hellrosa

Hellbraun

Braun

Weiß

Transparent

Rot  
Transparent

Blau  
Transparent

# Wireless-Zubehör für Ihre Phonak Hörgeräte

Phonak bietet eine Vielzahl an Wireless-Zubehör, mit dem Sie die Leistung Ihrer Hörgeräte steigern können.

Wir haben spezielle Wireless-Lösungen entwickelt, die Ihnen ermöglichen, beim Fernsehen und Telefonieren mehr zu verstehen und beim Musik hören beste Klangqualität zu genießen. Sie können damit auch wieder mühelos Gespräche in geräuschvollen Umgebungen oder über Distanzen mit einem oder mehreren Gesprächspartnern führen.











---

## Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

[www.phonak.de](http://www.phonak.de)

