

# Phonak Virto™ B-Titanium

## Produktinformation



Phonak Virto B-Titanium ist ein Im-Ohr Hörgerät für leicht- bis hochgradige Hörverluste, das in zwei Technologiestufen verfügbar ist.

Phonak Virto B-Titanium Hörgeräte nutzen die Vorteile der innovativen Phonak Belong™ Plattform und eignen sich damit ideal für Kunden, die sich beste Hörleistung in einem diskreten Im-Ohr Hörgerät wünschen.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.phonakpro.de](http://www.phonakpro.de)

# Produktbeschreibung




Phonak Virto B-Titanium  
B90/B70

Leistungsstufe	
M	•
P	•
SP	•
Technische Informationen	
Batterietyp	10
Taster (für Programmwechsel oder Lautstärkeänderungen)	optional
EasyPhone (für akustisches Telefon)	optional
MiniControl* (für Programmwechsel oder Lautstärkeänderungen)	optional
Telefonspule	optional
Mikrofon-Technologie	Omni
IP-Code (Schutzgrad)	IP68 <sup>1</sup>


\* nur ohne Taster verfügbar

## Technische Daten


Leistungsstufe		M	P	SP
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	109	115	119
	Ohrsimulator	120	125	129
Max. Verstärkung (dB)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	40	50	60
	Ohrsimulator	50	60	70
Frequenzbereich (Hz)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	< 100 - 7000	< 100 - 6700	< 100 - 7000
Betriebsstrom (mA)	2 cm <sup>3</sup> Kuppler	0,95	1,00	0,95
Anpassbereich				



Für leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen



Für leichten bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen



Für mittel- bis hochgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

## Farben

Schalenformen  
IIC / CIC

Schalenfarbe

Titanium Gray



Faceplate Farbe

Schwarz

<sup>1</sup> IP68 zeigt an, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 m tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden. Im Gehäuse wurden keine Spuren von Staub nachgewiesen.

# Anpassung

<b>Software</b>	Phonak Target ab Version 5.1
<b>Schnittstellen</b>	Programmierkabel, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

## Phonak Wireless Communication Portfolio

<b>Wireless-Zubehör</b>	<b>Phonak Virto B-Titanium</b> B90/B70
 Phonak MiniControl	Optional

## Technologiestufen

	Premium B90	Advanced B70	Funktionen	Premium B90	Advanced B70
<b>AutoSense OS</b>	Premium	Advanced	FlexControl	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	FlexVolume	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	SoundRecover2	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	DataLogging	•	•
Musik	•	•	Kanäle	20	16
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•		WhistleBlock	•	•
Komfort in halligen Situationen	•		NoiseBlock	•	•
<b>Zusätzliche Programme</b>			EchoBlock	•	
Max. Anz. der zusätzlichen Prog.	5	5	SoundRelax	•	•
Komfort in halligen Situationen	•		AOV & AOV-0	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	Tinnitus Balance Noiser	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	auto Akklimatisierung	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•			
Musik	•	•			
Akustisches Telefon	•	•			
Individuelles Programm	•	•			

---

# Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Wir ermöglichen Menschen mit Hörminderung sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

[www.phonakpro.de](http://www.phonakpro.de)