




# Phonak Virto V

Hörbar groß, sichtbar klein.




## Das Geheimnis guten Hörens

Mit Hilfe unserer langjährigen Erfahrung und den wertvollen Rückmeldungen unserer Kunden ist es uns gelungen, innovative und unauffällige Im-Ohr Hörgeräte zu entwickeln, die sich optimal an Ihre Bedürfnisse und Wünsche anpassen. Phonak Virto V kombiniert modernste Technologien mit einem völlig neuen Design und bietet eine herausragende Hörleistung sowie einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Sie werden ganz vergessen, dass Sie überhaupt Hörgeräte tragen.

## Große Erwartungen

Gutes Hören in unterschiedlichen Hörumgebungen, ohne den Hörgeräten Beachtung schenken zu müssen, ist für Menschen mit Hörminderung besonders wichtig. Die individuell gefertigten Phonak Virto V Im-Ohr Hörgeräte sind die optimale Lösung. Die Virto V Hörgeräte sind nahezu unsichtbar und bieten Ihnen wieder Zugang zu den vielfältigen Klangwelten des Lebens.






## Maßgefertigt für Sie

Jedes Virto V Im-Ohr Hörgerät ist ein kleines individuelles Meisterwerk. Es sitzt perfekt im Gehörgang, denn jede Schale wird präzise Schicht für Schicht mit modernster 3D-Drucktechnologie gefertigt. Anschließend werden die einzelnen Komponenten von Hand eingesetzt. Jedes maßgefertigte Hörgerät, ist so einzigartig, wie Sie selbst.



## Ihr individuelles Design

Phonak bietet ein breites Produktportfolio an qualitativ hochwertigen Im-Ohr Hörgeräten. Das Virto V ist in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen erhältlich, die exakt zu Ihren Anforderungen und Wünschen passen. Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Hörgeräteakustiker die Lösung, die am besten zu Ihrem Lebensstil und Ihrem Hörbedarf passt.

### Farbkombinationen Faceplates



### Schalen





## Beste Hörleistung

Virto V bietet Ihnen in jeder Hörsituation eine hervorragende Hörleistung. Egal, wo Sie sich gerade befinden, Ihre Hörgeräte passen sich mit dem Automatik-Betriebssystem AutoSense OS automatisch und in Echtzeit an die erkannte Umgebung an. Die einzigartige Binaurale VoiceStream Technologie™ von Phonak sendet zudem Sprache von einem Hörgerät zum anderen und erleichtert Ihnen das Hören und Kommunizieren auch in anspruchsvollen Hörsituationen.

## Intelligente Anbindungsmöglichkeiten

Phonak bietet Ihnen eine Vielzahl an Wireless-Zubehör, mit dem Sie die Leistung Ihrer Hörgeräte steigern können. Ihre Hörgeräte lassen sich einfach und zuverlässig in Ihren Alltag integrieren und bieten Ihnen alle Vorteile der drahtlosen Anbindung. Ganz gleich, ob unterwegs, bei der Arbeit oder zuhause – noch nie war es einfacher, mit einem Hörgerät zu telefonieren, fernzusehen oder Musik zu hören.

Mit Phonak Virto V können Sie die vielfältigen Klangwelten Ihres Alltag neu entdecken und genießen.

**Kein anderes Hörgerät ist so klein und bietet so viel.**

Weitere Informationen zu Virto V finden Sie unter:  
[www.phonak.de/virtov](http://www.phonak.de/virtov)

---

# Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

**Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.  
Leben ohne Kompromisse. Life is on.**

[www.phonak.de](http://www.phonak.de)