



Phonak Vitus™

Der Schlüssel zu besserem
Hören im Einstiegssegment.

Der Schlüssel
zu besserem
Hören im
Einstiegssegment.

Zuverlässige Hörleistung

Phonak ist seit über 70 Jahren im Bereich Hörgerätetechnologie tätig. Als weltweit führender Hersteller von wegweisenden Technologien ist es unser Ziel, innovative Hörlösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität von Hörgeräteträgern deutlich steigern.

Mit dem breitesten auf dem Markt erhältlichen Portfolio, bieten wir Hörlösungen für alle Grade an Hörverlust und individuellen Ansprüche. Phonak Vitus und Vitus+ sind unsere zwei verschiedenen Hörgerätefamilien im Einstiegssegment mit bewährter Phonak Technologie.

Diese Produkte vereinen unsere umfassende Erfahrung und Leidenschaft. Sie passen sich an Ihren Lebensstil an und bieten in nahezu jeder Situation bestmögliches Hören.

Sie haben die Wahl

Unsere neuen Produktfamilien im Einstiegssegment bieten gute Leistung in einer Vielzahl von Hörsituationen. Wenn Sie sich für ein Phonak Vitus oder Vitus+ entscheiden, erhalten Sie ein zuverlässiges Hörgerät mit folgenden Vorteilen:

- bewährte Phonak Technologie
- großartige Klangqualität und Hörleistung
- wasser- und staubresistente Gehäuse


Phonak Vitus

Phonak Vitus ist in drei modernen Hinter-dem-Ohr Modellen für leicht- bis hochgradige Hörverluste verfügbar. Durch die bewährte Phonak Technologie bieten diese Hörgeräte zuverlässige Hörleistung.

Phonak Vitus+

Phonak Vitus+ ist in einem diskreten Receiver-In-Canal Modell sowie in drei Im-Ohr und drei Hinter-dem-Ohr Modellen erhältlich. Vitus+ verfügt im Vergleich zu Vitus über mehr Funktionen, ist einfach und intuitiv zu bedienen und passt seine Einstellungen in geräuschvollen Umgebungen automatisch an.

Für welche Technologiestufe und Bauform Sie sich entscheiden, hängt von Ihrem Hörverlust und Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker die für Sie passende Lösung.



Hauptfunktionen

Durch die bewährte Phonak Technologie genießen Sie großartige Hörleistung. Phonak Vitus und Vitus+ verfügen über die wichtigsten Funktionen zum besseren Hören.



Robust und zuverlässig

Alle Gehäuse bestehen aus einem sehr widerstandsfähigen Kunststoff, sodass sie zuverlässig vor Regen, Schnee, Hitze und Staub geschützt sind.



Individuell angepasst

Ihr Hörakustiker passt Ihre Hörgeräte an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Funktionsvergleich

Der nachfolgende Funktionsvergleich zwischen Phonak Vitus und Vitus+ unterstützt Sie gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker das richtige Modell für Sie zu finden.

Funktion	Nutzen	Vitus	Vitus+
WhistleBlock	Eliminiert störende Pfeifgeräusche	•	•
UltraZoom (Richtmikrofon)	Verbessert das Sprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen	•	•
Mikrofonautomatik	Aktiviert UltraZoom in geräuschvollen Umgebungen automatisch		•
SoundRecover	Macht hochfrequente Töne wieder hörbar		•
QuickSync	Gleichzeitiges Einstellen beider Hörgeräte mit nur einem Tastendruck		•
auto Akklimatisierung	Hörgeräte passen sich schrittweise und automatisch an die benötigte Zielverstärkung an		•
Wasserresistent (IP68) ^{1,2}	Wasser- und staubresistent	•	•
Roger-kompatibel ²	Verbessert Sprachverständlichkeit über Distanz und in geräuschvollen Umgebungen	•	•
Kanäle für Feinanpassung	Flexible Anpassung an Ihr individuelles Gehör	4	6
Farbpalette	Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe	2	5

¹ Die Schutzart IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasser- und staubresistent ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

² Außer Vitus+ Im-Ohr Modelle

Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonak.de



028-2223-01/N1.00/2020-12//na © 2020 Sonova AG All rights reserved

