

Phonak Vitus+ ITE

Produktinformation



Phonak Vitus+ ITE ist die umfassende Im-Ohr-Hörgerätefamilie für leicht- bis hochgradige Hörverluste im Basissegment, die Funktionen wie Everyday Automatic für eine bessere Sprachverständlichkeit in Ruhe und im Lärm bietet.

Vitus+ ITE ist die ideale Lösung für Kunden, die sich diskrete Hörgeräte mit zuverlässiger Phonak Hörleistung wünschen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.phonakpro.de

Produktbeschreibung



Leistungsstufe			
M	•	•	•
P	•	•	•
SP	•	•	•
UP ¹		•	•
Hardware-Konfiguration / Optionen / Technologie			
Batteriegröße	10	312	13
Taster (Hörprogramm / Lautstärke)	•	•	•
Lautstärkeregelung (Poti)		•	•
Telefonspule	•	•	•
EasyPhone	•	•	•
Mikrofon-Technologie	Omni	Direktional	Direktional
Wirelessfähig		•	•
IP68 Schutzgrad (ohne Lautstärkesteller)	• ²		

Technische Daten

Leistungsstufe		M	P	SP	UP ¹
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm ³ Kuppler	109	115	119	127
	Ohrsimulator	120	125	129	135
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	40	50	60	70
	Ohrsimulator	50	60	70	78
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	< 100 - 7000	< 100 - 6700	< 100 - 7000	< 100 - 5200
Betriebsstrom (mA)	NW	0,95	1,0	0,95	1,2
	WHS	1,2	1,2	1,2	
Anpassbereich		<p>Für leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>	<p>Für leichten bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>	<p>Für mittleren bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>	<p>Für mittel- bis hochgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen</p>

1 Nur in bestimmten Ländern erhältlich

2 IP68 zeigt an, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 m tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden. Im Gehäuse wurden keine Spuren von Staub nachgewiesen.

Farben

Faceplate Farben



22
Hellbraun



26
Hellrosa



28
Braun

Schalenfarben



22
Hellbraun



26
Hellrosa



28
Braun



19
Weiss



21
Transparent






36
Rot
Transparent



37
Blau
Transparent






Schalenformen

	 Phonak Vitus+ ITE-10 NW O	 Phonak Vitus+ ITE-312	 Phonak Vitus+ ITE-13
IIC	•		
CIC	•		
MC	•		
ITC	•	•	•
HS	•	•	•
FS	•	•	•

Anpassung

Software	Phonak Target™ 5.3 oder neuere Version
Schnittstellen	iCube II, Programmierkabel, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Phonak Wireless Communication Portfolio

			
	Phonak Vitus+ ITE-10 NW O	Phonak Vitus+ ITE-312	Phonak Vitus+ ITE-13
Zubehör			
 Phonak MiniControl	•		
Roger			
 Roger MyLink	• ¹	• ¹	• ¹

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter:
www.phonakpro.de/roger

¹ Telefonspule erforderlich

Technologiestufen

	Vitus+
Mikrofonautomatik	•
Ruhige Umgebung	•
Verstehen im Störgeräusch	•
Zusätzliche Programme	
Max. Anzahl manueller Programme	4
Verstehen im Störgeräusch	•
Ruhige Umgebung	•
Komfort im Störgeräusch	•
Musik	•
Akustisches Telefon	•
Individuelles Programm	•
Wireless-Anpassung	•
Funktionen	
UltraZoom*	•
SoundRecover	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•
Feineinstellung der Kanäle	6
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
QuickSync	•
AOV	•
auto Akklimatisierung	•

*nur für direktionale Hörgeräte

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonakpro.de