



Phonak Hörlösungen für Kinder

Produktempfehlungen nach Altersgruppen



PHONAK
life is on



Mit der richtigen Hörlösung die Welt entdecken

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben andere Bedürfnisse und Fähigkeiten, die sich im Laufe des Heranwachsens ändern. Ein Baby muss zum Beispiel noch mit dem Fläschchen gefüttert werden, während sich ein Jugendlicher seine Mahlzeiten selbst zubereiten kann. So verhält sich das auch mit dem Hören. Aus diesem Grund benötigen Kinder mit Hörverlust eine jeweils altersgerechte Hörlösung, um bestmöglich zu hören und in ihrem familiären und schulischen Umfeld kommunizieren zu können.

Säuglinge und Kleinkinder beginnen erst damit, die Welt der Klänge zu entdecken. Ihre Hörgeräte müssen deshalb vor allem robust sein und von den Eltern einfach bedient werden können. Schulkinder sind in der Regel zahlreicheren und komplexeren Hörsituationen ausgesetzt. In dieser Phase ist gutes Hören und Verstehen entscheidend für eine erfolgreiche Sprachentwicklung. Teenager verwenden Hörgeräte eigenständig. Sie wählen das Hörgeräte-Modell und die von ihnen bevorzugten Funktionen selbst aus.

Das internationale Phonak Pediatric Advisory Board empfiehlt eine altersgerechte Anpassung im Junior-Modus der Anpasssoftware Phonak Target. Es gibt aber auch viele weitere Möglichkeiten, um für jedes Kind die ideale Hörlösung zu finden. Die folgenden Empfehlungen können als Orientierungshilfe zur altersgerechten Versorgung von Kindern verwendet werden.

Phonak Sky™ V Bauformen



Phonak Sky V-M

Mini-HdO
312er Batterie
Statusanzeige
Hörwinkel und Batteriefach mit Kindersicherung*
Binaurale VoiceStream Technologie™
Telefonspule



Phonak Sky V-P, SP oder UP

Klassisches HdO
13er oder 675er Batterie
Statusanzeige
Hörwinkel und Batteriefach mit Kindersicherung*
Direkter Audioeingang (DAI) für Roger Am-Ohr-Empfänger
Binaurale VoiceStream Technologie™
Telefonspule



Phonak Sky V-RIC

Receiver-in-Canal
13er Batterie
3 xReceiver-Optionen
Direkter Audioeingang (DAI) für Roger Am-Ohr-Empfänger
Binaurale VoiceStream Technologie™
Telefonspule

*Erfüllt IEC Standard (60601-2-66)



Säuglinge und Kleinkinder

Sky V-M	✓ Mit kindersicherem Batteriefach und Hörwinkel
Sky V-P	✓ Mit kindersicherem Batteriefach und Hörwinkel
Sky V-SP	✓ Mit kindersicherem Batteriefach und Hörwinkel
Sky V-UP	✓ Mit kindersicherem Batteriefach und Hörwinkel
Sky V-RIC	
Roger Touchscreen Mic	✓ Für zu Hause und Vorschule/Kindergarten
Roger Clip-On Mic	✓ Für zu Hause, Verwendung durch Eltern und Geschwister
Roger Pen	✓ Erfahrene Eltern oder Kinder, wenn Bluetooth®-Funktionalität gewünscht
Designintegrierte Roger-Empfänger	✓ Mit Kindersicherung erhältlich
Roger X	Nicht geeignet für Kinder im Alter von 0–36 Monaten
Roger MyLink	
Roger Focus	
CROS II	
DECT II	✓
ComPilot II	
ComPilot Air II	
TVLink II	
PilotOne II	✓ Für die Eltern
EasyCall II	✓

✓ Empfohlen

Nicht empfohlen



Schulkinder

✓
✓
✓
✓
✓ 8 Jahre oder älter
✓ In der Schule und zu Hause
✓ Nach der Schule und zu Hause
✓ Nach der Schule und zu Hause
✓
✓
✓
✓ 6 Jahre oder älter
✓ Für Kinder mit nicht versorgbarem Ohr
✓
✓ 8 Jahre oder älter bzw. wenn das Kind das Hörgerät ohne Hilfe nutzen kann
✓ 8 Jahre oder älter bzw. wenn das Kind das Hörgerät ohne Hilfe nutzen kann
✓
✓
✓



Teenager

✓
✓
✓
✓
✓
✓ Für zu Hause
✓
✓
✓
✓
✓
✓ Für Kinder mit nicht versorgbarem Ohr
✓
✓
✓
✓
✓

Roger™-Mikrofone



Roger Touchscreen Mic

Automatische Mikrofone
Small Group Modus
10 Stunden Nutzungszeit
Touchscreen mit Swipe-Technologie
Statusanzeigen



Roger Pen

Diskretes Design
Automatische Mikrofone
Bluetooth (für z.B.
Handyanbindung)
Wiederaufladbar (Akku)
Schnellladung (Akku)
Docking Station



Roger Clip-On Mic

Klein
Direktional
Wiederaufladbar (Akku)
Schnellladung (Akku)
Docking Station

Roger-Empfänger



Roger designintegriert

Diskretes Design
Mit Kindersicherung erhältlich
Für ausgewählte Phonak HdOs
und RICs erhältlich



Roger X

Klein
Universell
Mit den meisten HdOs
und CIs kompatibel
Mit den meisten
Streamern kompatibel



Roger MyLink

Universell
Induktion
Zusammen mit Hörgeräten,
die über T-Spule verfügen
Audioausgang für Kopfhörer



Roger Focus

SlimTube
Offene Anpassung
312er Batterie
Normales Gehör in mind. einem Ohr
• Einseitiger Hörverlust
• Auditive Verarbeitungs- und
Wahrnehmungsstörung (AVWS)
• Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Wireless-Zubehör



Phonak DECT

Schnurlostelefon
Streamt an beide Hörgeräte
Boost-Modus für extra
Verstärkung
Auch für Normalhörende



ComPilot II

Binaurales Streaming
Stereo
Streamt Musik und
Telefonanrufe via
Bluetooth®
Fernbedienung für
Hörgeräte
24 Stunden
Streamingzeit
Wiederaufladbar (Akku)



ComPilot Air II

Binaurales Streaming
Streamt Musik und
Telefonanrufe via
Bluetooth®
Flexibel ansteckbar
Fernbedienung für
Hörgeräte
4 Stunden Streamingzeit



PilotOne II

Fernbedienung
Handliche Größe
Einfache Lautstärke-
und Programmauswahl
AAA-Batterie



Phonak TVLink II

Audioübertragung in
Stereo via Bluetooth®
Digitale & analoge
Audioeingänge
Einfache Installation



Phonak EasyCall II

Mit allen Bluetooth®
Mobiltelefonen
kompatibel
Binaurales Hören
Nur zum Telefonieren
10 Stunden Sprechzeit
Hartschale für
ausgewählte
Mobiltelefone

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühevolle Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonakpro.de/kinderversorgung

