











Drahtlose Anbindungsmöglichkeiten für Phonak Venture/Belong Hörgeräte

		DECT II	EasyCall II	ComPilot II	ComPilot Air II	PilotOne II	RemoteControl App	TVLink II Basisstation	TV- und Musik-Set	Kommunikations-Set	RemoteMic
Verwendung											
Telefongespräche	Zuhause	•									
	Ein Mobiltelefon		•	•	•				•	•	
	Mehrere Mobiltelefone			•	•				•	•	
	VoIP (Skype)/Geschäftstelefon			•③	•③				•③	•③	
Gespräch über Distanz	Ruhige Umgebung									•	•②
	Leises Störgeräusch									○④	○④
Streaming	Bis zu 3h TV/Musik pro Tag			•	•①			•②	•	•①	
	Mehr als 3h TV/Musik pro Tag			•①				•②	•		
Fernsteuerung				•	•	•	•②		•	•	

Zusätzliche Informationen

Drahtlose Anbindung / Unterstützte Eingänge	Bluetooth		•	•	•				•	•	
	Eurostecker (Roger/FM/Audioeingang)			•					•		
	Audioeingang (3,5 mm Klinke)			•				•	•		
	Digital optisch/koaxial							•	•		

Telefonlösung		Streamer		Lösung für Gespräche über Distanz	
Phonak DECT II	Telefonlösung für Festnetztelefone	ComPilot II	Für längere Streamingzeiten pro Tag (Filme anschauen, Musik hören)	Phonak RemoteMic	Um in ruhiger Umgebung einen Sprecher über Distanz zu hören.
Phonak EasyCall II	Telefonlösung für ein Mobiltelefon				
Phonak ComPilot II oder ComPilot Air II	a) Für die parallele Nutzung von 2 Mobiltelefonen oder zum Wechseln zwischen Mobiltelefonen b) Telefonieren mit Freisprechfunktion, z.B. beim Autofahren	ComPilot Air II	Für bis zu 4h Streaming pro Tag (fernsehen oder telefonieren)	Roger Geräte	Um in lauter Umgebung einen Sprecher über Distanz zu hören










① erfordert einen TVLink II zum Fernsehen

② erfordert einen Phonak Streamer (ComPilot II oder ComPilot Air II)

③ erfordert einen USB Adapter 076-0856 / Telefonadapter 076-0031

④ für Gespräche über Distanz im lauten Störgeräusch empfehlen wir Roger Produkte

Kompatibilitätsübersicht Drahtlose Anbindungsmöglichkeiten

		Hörgeräte-Generation								
		mit Phonak Venture/Belong kompatibel					mit Phonak Quest/Spice (+) kompatibel			
		PilotOne II	ComPilot II	ComPilot Air II	DECT II	EasyCall II	EasyCall	PilotOne	ComPilot	DECT CP1
										
Erweiterte Streamer-Lösungen	TVLink S 		•	Streaming möglich, keine Ladefunktion					•	
	TVLink II 		•	•					•	
	RemoteMic 		•	•					•	
	RemoteControl App 	②	•	•						

① Eine Auswahl an möglichen Schutzhüllen für den EasyCall finden Sie auf <http://www.phonak.com/easycall>

② Die RemoteControl App läuft auf Apple iOS7 oder Android 4.0 oder neueren Versionen