



roger

Roger™ für anspruchsvolle Hörsituationen

A Sonova brand

PHONAK
life is on



Überbrückt Sprachbarrieren

Hörgeräte bieten in den meisten Umgebungen gute Sprachverständlichkeit. Allerdings geben 31% der Hörgeräteträger an, in geräuschvollen Umgebungen Schwierigkeiten zu haben.¹

Für genau diese Situationen wurde das Roger-Portfolio entwickelt. Diese modernen Wireless-Mikrofone steigern die Leistung von Hörgeräten und überbrücken Sprachbarrieren.

Deutlicher Hören in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz

Roger-Mikrofone erfassen die Stimme eines Sprechers und übertragen diese wireless an die Hörgeräte. Hintergrundgeräusche werden dabei reduziert.

Egal ob im Restaurant, bei der Arbeit oder zu Hause: Mit Roger wird das Hören zum Genuss, selbst bei Hintergrundgeräuschen oder Distanz zum Sprecher.

¹ Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.

Einzigartige Roger-Funktionen

Verbesserung der Sprachverständlichkeit²

Mithilfe des Roger-Mikrofons wird kontinuierlich der Geräuschpegel in der Umgebung gemessen und die Lautstärke des Mikrofons automatisch angepasst. Wenn der Geräuschpegel steigt, erhöht die Roger-Technologie die Lautstärke der Stimme des Sprechers, damit sie trotz der Hintergrundgeräusche hörbar bleibt.

Verbesserung des Hörerlebnisses in Gruppen³

Mit der MultiBeam Technologie erleben Sie eine herausragende Sprachverständlichkeit in Gruppengesprächen. Dafür werden von mehreren integrierten Mikrofonen Sprachsignale aus sechs Richtungen und damit aus einem Umkreis von 360 Grad aufgenommen. Die Richtung mit dem klarsten Signal wird dabei automatisch ausgewählt.

Mehrere Sprecher gleich gut hören

Das MultiTalker-Netzwerk ist für Roger einzigartig und ermöglicht vollautomatisch den gemeinsamen Einsatz mehrerer Roger-Mikrofone, sodass Sie in jeder Situation Zugang zu mehreren Sprechern haben.

² Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210

³ Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.

Das richtige Roger-Mikrofon für jede Situation



Roger Select™

Ein vielseitiges Mikrofon, das sich ideal für Gruppengespräche in geräuschvollen Umgebungen eignet. In der Tischmitte aufgestellt, richtet es sich automatisch auf die sprechende Person aus und wechselt übergangslos zwischen den Gesprächspartnern. Wenn mehrere Gespräche gleichzeitig stattfinden, kann der Benutzer manuell das Gespräch auswählen, das er fokussieren möchte.



Roger Table Mic II

Ein Mikrofon speziell für Berufstätige, die häufiger an Meetings teilnehmen. Dieses einzigartige Mikrofon erfasst Sprache wie kein anderes und wechselt automatisch zwischen den Gesprächsteilnehmern. Mehrere Mikrofone können in einem MultiTalker Netzwerk miteinander verbunden werden.



Roger Pen™

Das schmale, handliche Mikrofon unterstützt die Sprachverständlichkeit über Distanz und in geräuschvollen Umgebungen.



Jede anspruchsvolle Hörsituation meistern

RogerDirect™ ist die Marktneuheit von Phonak, mit der Roger-Mikrofone direkt mit Marvel Hörgeräten verbunden werden können. Es sind keine externen Empfänger an den Hörgeräten notwendig, was dies in Kombination mit Marvel Hörgeräten zu einer sehr unauffälligen Lösung macht.*

Die Vielseitigkeit von Roger



Essen mit Freunden

Ein Abendessen mit Freunden zu Hause oder in einem Restaurant ist in der Regel mit einer Mischung aus Klängen und Hintergrundgeräuschen verbunden. Mit Roger Select werden ablenkende Hintergrundgeräusche ausgeblendet, sodass Sie jedes Wort verstehen und dem Gespräch problemlos folgen können.



Feiern und Parties

Roger Pen ist ideal wenn Musik im Hintergrund gespielt wird oder mehrere Gespräche stattfinden. Halten Sie den Roger Pen einfach in die Richtung des gewünschten Gesprächs – er überträgt die Sprache direkt an Ihre Hörgeräte.




TV und Multimedia

Roger-Mikrofone lassen sich einfach mit Fernsehern, Videokonferenz- oder anderen Multimedia-Systemen verbinden.




Kleine und große Meetings

Auch in Meetings kann Roger eingesetzt werden. Ein oder mehrere Roger Table Mic II Mikrofone übertragen die Gespräche direkt auf Ihre Hörgeräte – wo auch immer diese stattfinden. Auf diese Weise können Sie kleinen und großen Meetings folgen und sich ganz auf das Gesagte konzentrieren.



Vorträge

Referenten stehen oft weiter von den Teilnehmern entfernt. Mit einem Roger-Mikrofon für den Referenten und weiteren Roger-Mikrofonen auf dem Tisch können Sie alle Teilnehmer und den Referenten klar hören.



Im Auto

Mit Roger überwinden Sie Kommunikationshürden im Auto. Hintergrundgeräusche werden reduziert und die Sprache des Sprechers direkt an Ihre Hörgeräte übertragen. So können Sie Gesprächen im Auto folgen und sich weiterhin auf die Straße konzentrieren.



Roger für jede Situation

Roger-Systeme sind mit Hörgeräten und Implantaten der meisten Hersteller kompatibel. Fragen Sie Ihren Hörakustiker nach der richtigen Roger-Lösung für Ihr Hörgerät und Ihre Kommunikationsbedürfnisse.

Die Kosten für Roger-Systeme für den beruflichen oder privaten Einsatz werden eventuell von der Krankenkasse übernommen. Wenn Sie berechtigt sind, kann Ihnen Ihr Hörakustiker bei der Beantragung der Kostenerstattung helfen.

Weitere Informationen auf www.phonak.de

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonak.de