

Phonak Auf einen Blick


myPhonak

Was ist das?

Die neue App wurde komplett überarbeitet und mit neuen Funktionen ausgestattet, sodass die Anwender ihre Hörgeräte jetzt per Fingertipp steuern und sogar Gesundheitsdaten anzeigen können.

Was kann es?

Die Kunden können ihre Gesundheitsdaten erfassen, den Klang ihrer Hörgeräte an verschiedene Hörumgebungen anpassen und sich mit ihrem Hörakustiker verbinden, um sich virtuell unterstützen zu lassen. Darüber hinaus haben sie Zugriff auf Informationen über ihre Hörgeräte.



Was sind die Hauptvorteile?




Gesundheitsdaten

Unterstützen das körperliche Wohlbefinden und die Hörgerätenutzung



Fernsteuerung

Einfache, moderne Schieberegler zur Klanganpassung



Remote Support

Anpassung der Hörgeräte in Echtzeit über Videokonferenz

Für wen ist es geeignet?

- Kunden mit Trial-Hörgeräten oder Phonak Hörgeräten mit direkter Konnektivität.
- Kunden mit Smartphones mit Bluetooth® 4.2, iOS 13.0 oder neuer oder Android ab 7.0.

Wie kann ich es vorführen?

- Passen Sie dem Kunden kompatible oder Trial-Hörgeräte an.
- Laden Sie die myPhonak App herunter und richten Sie sie ein.
- **Audéo Fit:** Zeigen Sie dem Kunden seine aktuelle Herzfrequenz.
- **Wiederaufladbare Paradise RICs:** Bitten Sie den Kunden, durch den Raum zu gehen, um den Schrittzähler zu demonstrieren.
- **Alle anderen Hörgeräte:** Zeigen Sie dem Kunden, wie sich per Fernsteuerung individuelle Hörprogramme erstellen lassen.

Die Bluetooth® Wortmarke ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz. iOS ist eine Marke von Cisco Technology, Inc. Android und Google sind Marken von Google LLC. iPhone ist eine Marke von Apple, Inc.

A Sonova brand

PHONAK
life is on