



Die Kunst der Unsichtbarkeit

Phonak Lyric™ – das weltweit einzige 100% unsichtbare Hörgerät

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Unsichtbares Hören. Immer.

Gutes Hören bedeutet viel mehr als die Fähigkeit, Töne klar zu hören. Es ist verknüpft mit emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden.¹ Für Menschen mit Hörverlust ist es wichtig, kontinuierliche Verstärkung zu erhalten, da das Hören nicht mit dem Schlafengehen endet.

Lyric ist das einzige Hörgerät, das rund um die Uhr über mehrere Monate getragen werden kann. Damit können die Vorteile des Hörgeräts auch im Schlaf genutzt werden.

Anders als traditionelle Hörgeräte wird Lyric tief im Gehörgang eingesetzt. Dadurch ist es von außen zu 100% unsichtbar. Wartung, Batteriewechsel oder Aufladen sind nicht erforderlich. Mit anderen Worten, die Träger können ihr Hörgerät beinahe vergessen. Dank dieser einzigartigen Merkmale weisen Lyric-Träger mehr Selbstvertrauen auf als Träger herkömmlicher Hörgeräte.²

Dass das Lyric rund um die Uhr getragen wird, bietet einen zusätzlichen Vorteil für Kunden, die an Tinnitus leiden.

¹ World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Genf: Weltgesundheitsorganisation

² Biggins, A., Singh, G. & Solodar, H. (2017). Lyric shows significant psychosocial benefits. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff im Oktober 2020.



Tinnitus lindern – rund um die Uhr

Geschätzte 10-15% der Bevölkerung sind von Tinnitus betroffen, wobei die meisten Fälle unbehandelt bleiben.¹ Der Grund hierfür liegt im Informationsmangel und der Tatsache, dass die meisten Menschen sich nicht darüber im Klaren sind, wer ihnen helfen und ihr Problem verstehen kann. Während einige Fälle leichter sind, bedarf es bei anderen eine spezifischere Behandlung, um möglichen Langzeitwirkungen zu begegnen.

Tinnitus ist zwar nicht komplett heilbar, doch gibt es verschiedene wirksame Behandlungsmöglichkeiten, die den Leidensdruck lindern, den der Tinnitus verursacht. Ziehen Sie Lyric als Option zur Tinnituslinderung in Betracht, wenn Kunden mit diesem Problem zu Ihnen kommen.



Reduziert Tinnitus schneller als Hörgeräte, die nur tagsüber getragen werden^{2*}



Lindert Tinnitus stärker als nur tagsüber getragene Hörgeräte³



Verbessert die Schlafqualität²

¹ Hoffman, H. and Reed, G. (2004) Epidemiology of tinnitus. In: Tinnitus: Theory and Management. Lewiston, NY: BC Decker Inc., 16–41.

² Power, D. (2018). Is Lyric an effective option for tinnitus? Investigating the benefits of a hearing aid that can be worn 24/7. Zur Veröffentlichung eingereicht.

³ Henry, J.A., McMillan, G., Dann, S., Bennett, K., Griest, S., Theodoroff, S., Silverman, SP., Whitchard, S., & Saunders, G. (2017). Tinnitus Management: Randomized Controlled Trial Comparing Extended-Wear Hearing Aids, Conventional Hearing Aids, and Combination Instruments. Journal of the American Academy of Audiology. 28(6): 546-561. <https://doi.org/10.3766/jaaa.16067>

* Nach 1 Monat mit Lyric zeigten sich signifikante Verbesserungen im Vergleich zu Hörgeräten, die tagsüber getragen werden.



Zuverlässigkeit rund um die Uhr

Das Lyric ist rund um die Uhr in Betrieb. Daher muss das Gerät für die schwierigen Bedingungen im Gehörgang absolut geeignet sein. Der Fokus bei der Entwicklung der neuen Komponenten lag darauf, die Zuverlässigkeit weiter zu erhöhen. Die neue mediale Schutzhaube des Lyric4 fängt mit ihrer Minirille Schmutz besser auf und kann dadurch Verstopfungen durch Cerumen frühzeitig verhindern.

Die neue Minirille hilft, Schmutz besser aufzufangen und Verstopfungen durch Cerumen zu reduzieren




Des Weiteren wurden die interne Elektronik und die Verkapselung des Moduls verbessert, um den Schutz noch weiter zu erhöhen.

Komfort rund um die Uhr

Die Verkleinerung des medialen Modulteils hat zum Ziel, den Tragekomfort¹ und die Anpassrate Ihrer Kunden zu erhöhen. Auch Ohrbeschwerden im mittleren Teil des Gehörgangs werden verringert.

Das verkleinerte mittlere Modulteil verbessert den Tragekomfort, erhöht die Anpassrate und reduziert Ohrbeschwerden.




¹ Standaert, L. (2020). Objective and subjective comparison: Lyric4 to Lyric 3. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff im Oktober 2020.

Klarer, natürlicher Klang. Immer.

Studien zeigen, dass der Klang von Lyric im Vergleich zum offenen Ohr als natürlich wahrgenommen wird.¹ Mit Lyric4 genießen Ihre Kunden eine Klangqualität, die sie kennen und lieben, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Eine Vergleichsstudie der vorherigen Lyric-Generation mit Lyric4 zeigt, dass das Lyric4 für „Verstehen im Störgeräusch“ besser bewertet wird.²

Lyric wird 4 mm vor dem Trommelfell platziert. So wird die natürliche Anatomie des Ohres genutzt, um Geräusche zu lokalisieren und analog zu verarbeiten – für einen klaren, natürlichen Klang.




¹ Lough, M., Whiston, H., Dillon, H., & Stone, M. (2020). Subjective benefits of a deeply inserted extended wear hearing aid compared to other in-canal sound-delivering hearing aids, Manuskript in Vorbereitung.

² Standaert, L. (2020). Objective and subjective comparison: Lyric4 to Lyric 3. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff am 20. Mai 2020.

100% unsichtbar in allen Größen

Lyric4 ist auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden ausgerichtet. Ihnen steht eine breite Palette mit 7 Größen von XXS- bis XXL-Modellen zur Verfügung, damit Sie möglichst jedes Ohr richtig versorgen können.

Die verschiedenen Größen sorgen für höhere Kundenzufriedenheit und mehr Tragekomfort.¹



Beim Einsetzen des XXS-Modells wird der Gehörgang durch eine zusätzliche mediale Haube geschützt.


¹ Banerjee S. (2017). Benefits of Lyric3 XXS and XXL. Phonak Field Study News, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff im Oktober 2020.

100% sichtbare Marketingkampagnen

Die einzigartige Kunst der Unsichtbarkeit des Lyric wird den Kunden auf überraschende und überzeugende Weise näher gebracht. Und bringt zugleich Kunst in Ihr Fachgeschäft.



Poster und Werbeanzeigen



Leadgenerierung
in den sozialen Medien

Vorteile rund um die Uhr

- 100% unsichtbar
- Natürliche, klare Klangqualität
- Kein Batteriewechsel und keine Wartung erforderlich
- Kontinuierliche Verstärkung
- Linderung von Tinnitus am Tag und in der Nacht
- Starker Marketingsupport

Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonakpro.de



028-2198-01/V1.00/2020-09/NLG © 2020 Sonova AG. All rights reserved.