

Phonak Naída Paradise

Phonak Naída tiene un largo historial de innovación centrada en ayudar a las personas con pérdida auditiva de severa a profunda. La última generación de audífonos, Naída Paradise, ofrece una experiencia auditiva potente sin rival para ayudarte a comunicarte, conectar socialmente y prosperar emocionalmente. Incorpora:

- Sonido potente de siguiente nivel
- Conexión a smartphone, TV y más
- Apps inteligentes

Naída Paradise va más allá de la simple potencia para elevar realmente el sonido para cada persona. Permite personalizarlo y cada aspecto está impregnado de atención al detalle. Con su combinación de hardware y software, responde automáticamente a cualquier ambiente sonoro.



Naída P-PR

Pérdida auditiva de leve a moderadamente severa



Naída P-UP

Pérdida auditiva de severa a profunda



Beige arena



Beige



Castaño



Champán



Gris plata



Gris grafito



Negro aterciopelado

Life is on

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y crecer emocionalmente.

www.phonakpro.es

Si quieres más información descárgate el folleto completo



¹ Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Extraído de www.phonakpro.com/evidence. Consultado el 22 de febrero de 2021.

iOS es una marca comercial de Cisco Technology, Inc. Android es una marca comercial de Google LLC.

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

* Disponible solo en determinados mercados. Para obtener más información, vaya a www.phonak.es/myphonak-app.

** Válido solo con permiso del usuario.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza



Descubre la maravilla del sonido potente



Phonak Naída™ Paradise

Nada iguala el sonido de Paradise

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Nuevas funciones

Aprovechando la experiencia en audiología de Phonak y la inteligencia artificial, Naída Paradise presenta una gama de funciones nuevas:

Enfatizador del Habla

Para las personas con pérdida auditiva muy severa, suele ser difícil entender a alguien que habla en voz baja o que habla a distancia en un entorno tranquilo. Esta función está diseñada para ayudarte a escuchar la voz baja en situaciones tranquilas.

Cancelador de Ruido Dinámico

La audición en entornos ruidosos es un reto. Esta función mejora la relación señal/ruido y puede ajustarse a las preferencias personales con myPhonak app.

Sensor Auditivo de Movimiento

Mantener una conversación con alguien puede ser complicado, en especial mientras se camina. Si añadimos un entorno ruidoso, como una calle concurrida, se hace aún más difícil. Naída P-PR está equipado con un nuevo sensor de movimiento que puede detectar si el usuario se está moviendo. El Sensor Auditivo de Movimiento mejora la comprensión verbal y la experiencia auditiva general en movimiento.¹




Conexión a smartphone, TV y más

La conectividad universal significa que Naída Paradise se conecta a tu teléfono iOS®, Android™ o a otros dispositivos con Bluetooth® para que puedas transmitir audio directamente a tus audífonos.


Las llamadas en modo manos libres pueden responderse o rechazarse con una simple pulsación del botón multifunción, aunque el teléfono esté en el otro extremo de la habitación. Cuando hablas, los audífonos detectan tu voz y la envían al teléfono.

Las múltiples conexiones Bluetooth te ofrecen una experiencia auditiva sin problemas, por ejemplo, al escuchar música y cambiar a una llamada entrante. Pueden emparejarse hasta ocho dispositivos con Bluetooth, por lo que puedes alternar entre dos dispositivos conectados a la vez.

Tap Control se activa mediante el sensor de movimiento en Naída P-PR. Puedes aceptar llamadas telefónicas, colgar e incluso cambiar entre dispositivos: todo con solo pulsar dos veces. También puedes reproducir o pausar la música, detener o reanudar la transmisión, además de activar las aplicaciones de asistente de voz basadas en Bluetooth.



Apps inteligentes



No es solo otra aplicación, es la forma inteligente de controlar tus audífonos, acceder a útiles funciones y personalizar los ajustes. Descarga **myPhonak app** (App Store o Google Play) y aprovecha al máximo tus audífonos.

Control Remoto te permite ajustar y controlar la configuración de sonido en tiempo real. También puedes cambiar entre programas o crear programas a medida para ambientes sonoros específicos.

Soporte Remoto* permite a tu audioprotesista ajustar tus audífonos a distancia en tiempo real. Esto es útil en situaciones en las que no puedes acudir a una consulta en persona o cuando quieres optimizar los ajustes del audífono en situaciones de la vida real.

Por último, myPhonak app te ayuda a realizar un seguimiento de tu experiencia auditiva. Muestra información de uso, indica el nivel de la pila y te permite compartir datos** y dejar comentarios para tu audioprotesista. También puedes gestionar los emparejamientos con otros dispositivos y configurar las llamadas de teléfono con Bluetooth y la función Tap Control.