

# Phonak

## Paquete del estuche cargador

### Datos técnicos

Dimensiones (l. x an. x al.)	101,3 x 76,1 x 49 mm
Peso	90 g (3,1 oz)
Color	Champán
Condiciones de funcionamiento	De 5° a +40° Celsius
Condiciones de transporte y almacenamiento	de -20° a +60° Celsius
Humedad durante el transporte	hasta un 90 % (sin condensación)
Humedad durante el almacenamiento	del 0 % al 70 % (sin condensación)
Humedad durante el funcionamiento	del 0 % al 85 % (sin condensación)
Presión atmosférica durante el uso	de 800 hPa a 1500 hPa
Piezas incluidas	Fuente de alimentación Cable micro-USB (solo para carga) Herramienta de limpieza
Interfaces externas	Puerto micro-USB
Batería	Ninguna
Tiempo de carga	Consulte la información del producto Phonak Audéo M

### Fuente de alimentación

Presión de entrada	Tipo: CC, estabilizada 5 V +/- 5 % Corriente máxima: 500 mA La pila no se puede sobrecargar. Puede calentarse durante la carga. Nota importante: Se recomienda utilizar solamente los cargadores y la base acumuladora de Phonak
--------------------	---

