

Phonak

Base acumuladora

Datos técnicos

Dimensiones (l. x an. x al.)	84,8 x 59 x 22 mm
Peso	37 g (1,3 oz)
Color	Champán
Condiciones de funcionamiento	De 5° a +40° Celsius
Condiciones de transporte y almacenamiento	de -20° a +60° Celsius
Humedad durante el transporte	hasta un 90 % (sin condensación)
Humedad durante el almacenamiento	del 0 % al 70 % (sin condensación)
Humedad durante el funcionamiento	del 0 % al 85 % (sin condensación)
Presión atmosférica durante el uso	de 800 hPa a 1500 hPa
Piezas incluidas	Cable micro-USB (solo para carga)
Interfaces externas	Puerto micro-USB
Batería	Polímero de litio
Tiempo de carga	3 horas



Fuente de alimentación

Presión de entrada	Tipo: CC, estabilizada 5 V +/- 5 % Corriente máxima: 500 mA La pila no se puede sobrecargar. Puede calentarse durante la carga. Nota importante: Se recomienda utilizar solamente los cargadores y la base acumuladora de Phonak
--------------------	---



A Sonova brand

PHONAK
life is on