

TV Connector

Datos técnicos

Dimensiones (l. x an. x al.)	63 mm x 63 mm x 12 mm
Peso	30 g
Color	Negro
Condiciones de funcionamiento	de 0 °C a 40 °C. Humedad relativa <90 % (sin condensación)
Condiciones de transporte y almacenamiento	De -20 °C a 60 °C. Humedad relativa del 90 % durante un periodo prolongado

Fuente de alimentación

Tipo	CC, estabilizada
Tensión secundaria	5 V de CC
Corriente máx.	500 mA
Conector	micro-USB
Nota importante	Utilice solamente la fuente de alimentación original de Phonak o una USB (5 V de CC, >500 mA) que cumplan con las normas IEC 60065, IEC 60950-1 o IEC 62368-1

Información sobre audio

Entradas de audio	Óptica digital (Toslink) Analógica (clavija de 3,5 mm)
Calidad del audio	Estéreo, 120 Hz-7,3 kHz

Información sobre la radio

Tecnología de transmisión	Tecnología AirStream
Rango de frecuencia	Banda ISM de 2,4 GHz
Potencia de RF	20 mW máx. (conducida)
Alcance de transmisión	Hasta 15 m (50 ft)
Número máx. de dispositivos vinculados	Ilimitado

Normativas

Europa	EN 300 328; EN 301 489; IEC/EN 60601-1-2; EN 60950-1; IEC/EN 62479
Canadá	RSS-247; RSS-102
Japón	ARIB-T66
Estados Unidos	CFR 47, parte 15.247; FCC, boletín OET, n.º 65

Nota de compatibilidad

TV Connector solo es compatible con audífonos de transmisión directa Phonak.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
www.phonakpro.es/TVconnector

