



Phonak Vitus™

La clave para oír con confianza

A Sonova brand

PHONAK
life is on

La clave
para oír con
confianza

Confianza en la tecnología

Phonak, proveedor líder en el mundo en el ámbito de la tecnología auditiva, se ha consagrado a crear soluciones que no solo son innovadoras, sino que tienen el potencial de cambiar vidas.

Nuestro catálogo de soluciones auditivas es el más amplio del mercado, atendemos todos los grados de pérdida auditiva y creamos productos que se adaptan a usted. Con Phonak Vitus y Vitus+, tiene a su disposición dos familias de audífonos de calidad, basados en tecnología que funciona de verdad.

Hemos combinado nuestros años de experiencia e innovación para crear un audífono que se adapta a su estilo de vida y le proporciona confianza en la audición allá donde vaya.

La elección es suya

Nuestro nuevo catálogo ofrece un rendimiento sólido en multitud de situaciones auditivas. Cuando elige Vitus o Vitus+, puede estar seguro de que está adquiriendo un audífono con un precio excelente combinado con:

- Tecnología Phonak probada
- Sonido y rendimiento auditivo de calidad
- Duradero: resistente al agua y al polvo

Phonak Vitus

Phonak Vitus le ofrece tres modernos modelos retroauriculares compactos, ideales para pérdidas auditivas de leves a profundas. Con la tecnología exclusiva de Phonak, Vitus cumple cuando más lo necesita.


Phonak Vitus+

Phonak Vitus+ ofrece un audífono RIC discreto, tres audífonos intraauriculares y tres retroauriculares con un conjunto de funciones mejoradas. Vitus+ es fácil de usar gracias a sus controles intuitivos y a que funciona automáticamente en entornos ruidosos difíciles.

Con un diseño atractivo, hay un audífono Vitus que se adapta a sus necesidades.

- Modelos retroauriculares
- Modelo RIC
- Modelos intraauriculares

La elección del Vitus más adecuado para usted dependerá de su pérdida auditiva y de sus preferencias estéticas.



Características principales

La tecnología probada de Phonak garantiza que conseguirá un rendimiento auditivo de calidad. Vitus y Vitus+ están disponibles con algunas funciones clave para aumentar de verdad su confianza auditiva.



Resistente y fiable

Los audífonos Vitus están creados con un material compuesto resistente, por lo que son fiables para las situaciones auditivas del día a día. Ya llueva, nieve, haga calor o haya polvo, están fabricados para cumplir con estándares de gran calidad.



Personalizado según sus necesidades

Su audioprotesista ajustará el audífono para que se adapte de forma óptima a sus necesidades de audición.

Comparación de funciones

A continuación presentamos una comparación de funciones entre Vitus y Vitus+, de forma que usted y su audioprotesista elijan el más adecuado para usted.

Función	Ventaja	Vitus	Vitus+
WhistleBlock	Sin molestos silbidos	•	•
UltraZoom (opción de micrófono direccional)	Inteligibilidad verbal en entornos ruidosos	•	•
Siempre automático	Activación automática de UltraZoom en entornos ruidosos		•
SoundRecover	Para que los sonidos verbales agudos vuelvan a ser audibles		•
QuickSync	Con un solo botón se controlan los dos audífonos		•
Auto Aclimatización	El audífono se adapta automáticamente con el tiempo para que el ajuste sea cómodo		•
Resistente al agua, IP68 ^{1,2}	Resistente al agua y al polvo	•	•
Compatible con Roger ²	Mejora de la comprensión verbal a distancia y con ruido fuerte	•	•
Canales de ajuste fino	Ajustes flexibles para su audición personal	4	6
Opciones de color	Elija el que más se adapte a sus preferencias	2	5

¹ La clasificación IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC60529.

² Excepto modelos intraauriculares Vitus+

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonak.es



028-2223-06/V1.00/2020-12/na © 2020 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

CE
0459