

Descubre la maravilla del sonido potente



Phonak Naída™ Paradise

Nada iguala el sonido de Paradise

A Sonova brand

PHONAK
life is on



Phonak Naída Paradise

Phonak Naída tiene un largo historial de innovación centrada en ayudar a las personas con pérdida auditiva de severa a profunda. La última generación de audífonos, Naída Paradise, ofrece una experiencia auditiva potente sin rival para ayudarte a comunicarte, conectar socialmente y prosperar emocionalmente. Incorpora:

- Sonido potente de siguiente nivel
- Conexión a smartphone, TV y más
- Apps inteligentes



Naída P-PR

Pérdida auditiva de leve a moderadamente severa



Naída P-UP

Pérdida auditiva de severa a profunda



Beige arena



Beige



Castaño



Champán



Gris plata



Gris grafito



Sonido potente de siguiente nivel

Tus necesidades de audición son tan únicas como tú, y buscas algo más que potencia.

Naída Paradise va más allá de la simple potencia para elevar realmente el sonido para cada persona. Permite personalizarlo y cada aspecto está impregnado de atención al detalle. Con su combinación de hardware y software, responde automáticamente a cualquier ambiente sonoro.



Nuevas funciones

Aprovechando la experiencia en audiolología de Phonak y la inteligencia artificial, Naída Paradise presenta una gama de funciones nuevas:

Enfatizador del Habla

Para las personas con pérdida auditiva muy severa, suele ser difícil entender a alguien que habla en voz baja o que habla a distancia en un entorno tranquilo. Esta función está diseñada para ayudarte a escuchar la voz baja en situaciones tranquilas.

Cancelador de Ruido Dinámico

La audición en entornos ruidosos es un reto. Esta función mejora la relación señal/ruido y puede ajustarse a las preferencias personales con myPhonak app.

Sensor Auditivo de Movimiento

Mantener una conversación con alguien puede ser complicado, en especial mientras se camina. Si añadimos un entorno ruidoso, como una calle concurrida, se hace aún más difícil. Naída P-PR está equipado con un nuevo sensor de movimiento que puede detectar si el usuario se está moviendo. El Sensor Auditivo de Movimiento mejora la comprensión verbal y la experiencia auditiva general en movimiento.¹

¹ Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Extraído de www.phonakpro.com/evidence. Consultado el 22 de febrero de 2021.



Conexión a smartphone, TV y más

La conectividad universal significa que Naída Paradise se conecta a tu teléfono iOS®, Android™ o a otros dispositivos con Bluetooth® para que puedas transmitir audio directamente a tus audífonos.

Las llamadas en modo manos libres pueden responderse o rechazarse con una simple pulsación del botón multifunción, aunque el teléfono esté en el otro extremo de la habitación. Cuando hablas, los audífonos detectan tu voz y la envían al teléfono.

Las múltiples conexiones Bluetooth te ofrecen una experiencia auditiva sin problemas, por ejemplo, al escuchar música y cambiar a una llamada entrante. Pueden emparejarse hasta ocho dispositivos con Bluetooth, por lo que puedes alternar entre dos dispositivos conectados a la vez.

Tap Control se activa mediante el sensor de movimiento en Naída P-PR. Puedes aceptar llamadas telefónicas, colgar e incluso cambiar entre dispositivos: todo con solo pulsar dos veces. También puedes reproducir o pausar la música, detener o reanudar la transmisión, además de activar las aplicaciones de asistente de voz basadas en Bluetooth.

iOS es una marca comercial de Cisco Technology, Inc.

Android es una marca comercial de Google LLC.

La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sonova AG está sujeto a la correspondiente licencia.

Apps inteligentes

No es solo otra aplicación, es la forma inteligente de controlar tus audífonos, acceder a útiles funciones y personalizar los ajustes. Descarga **myPhonak app** (App Store o Google Play) y aprovecha al máximo tus audífonos.

Control Remoto te permite ajustar y controlar la configuración de sonido en tiempo real. También puedes cambiar entre programas o crear programas a medida para ambientes sonoros específicos. Gracias a **Mi Memoria**, es posible guardar el último programa a medida utilizado en el audífono y acceder a él con el botón multifunción.


Soporte Remoto* permite a tu audioprotesista ajustar tus audífonos a distancia en tiempo real. Esto es útil en situaciones en las que no puedes acudir a una consulta en persona o cuando quieres optimizar los ajustes del audífono en situaciones de la vida real.

Por último, myPhonak app te ayuda a realizar un seguimiento de tu experiencia de audición. Muestra información de uso, indica el nivel de la pila y te permite compartir datos** y dejar comentarios para tu audioprotesista. También puedes gestionar los emparejamientos con otros dispositivos y configurar las llamadas de teléfono con Bluetooth y la función Tap Control.

* Disponible solo en determinados mercados.

Para obtener más información, vaya a www.phonak.es/myphonak-app.

** Válido solo con permiso del usuario.



Naída Paradise y Roger™ combinan lo mejor de dos mundos para oír en ruido y a distancia

Siempre habrá ambientes sonoros que sean especialmente complicados. Sobre todo cuando se combina un ambiente con ruido con distancia. Otro ejemplo es cuando el orador lleva una mascarilla y se elimina la ayuda adicional de leer los labios. Aquí es donde **la tecnología Roger** entra en juego.

Los micrófonos remotos de Roger de Phonak te ayudan a comprender mejor la palabra en ruido y a distancia.² Pueden transmitir directamente a los audífonos Naída Paradise sin necesidad de conectar o llevar receptores externos adicionales.* Si el nivel de ruido del entorno aumenta, Roger se adapta de manera acorde y mantiene la voz del orador por encima del ruido ambiente.

Para muchas personas con pérdida auditiva, la combinación de audífonos y Roger les ayuda a llevar una vida activa y satisfactoria, tanto en el plano social como en el profesional.

* RogerDirect™ requiere la instalación de receptores Roger en los audífonos Phonak utilizando un receptor Roger X o un micrófono Roger iN.

² Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201–210.





¡Presentamos nuestro último micrófono remoto!

Roger On™ es un micrófono nuevo exclusivo para todas las conversaciones en las que hay ruido ambiente o distancia con el orador. Se ha diseñado para aportar versatilidad y facilidad de uso; puede llevarlo la persona que habla o colocarse en una mesa. Su capacidad para distinguir la dirección del habla recibida y una función de entrevista le aportan la flexibilidad de centrarse en las conversaciones que importan de verdad en el trabajo, en clase y durante las actividades sociales.

Acude a tu audioprotesista para obtener una demostración o visita: www.phonak.es/roger para obtener más información sobre Roger.



Da el primer paso
para mejorar tu
bienestar general
con Phonak Paradise

Cuando oyes bien, estás preparado para abrazar la vida que quieres. Cada vez son más las pruebas que indican que tratar la pérdida auditiva puede suponer un impacto positivo en el bienestar socio-emocional, cognitivo y físico³.



Bienestar socio-emocional

Oír bien nos permite tener una vida social activa, conectar con los demás y comunicarnos de manera eficaz: sin barreras.



Bienestar cognitivo

El cerebro desempeña una función esencial a la hora de escuchar y comprender los sonidos verbales, por lo que es importante mantenerlo estimulado. Es aquí donde entran en juego los audífonos.



Bienestar físico

Oír bien te proporciona una mayor conciencia ambiental y te ayuda a sentir más seguridad y confianza.

Nada iguala el sonido de Paradise

³ Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., Et Pelosi, A. (2020). Oír bien es sentirse bien: Una declaración de posicionamiento de Phonak. Hearing Review, 27, 18-22.

life is on

En Phonak, creemos que oír bien es igual que sentirse bien y que es esencial para vivir la vida al máximo. Durante más de 70 años, hemos permanecido apasionados por crear un mundo mejor para todos, "life is on". Nuestras innovadoras soluciones auditivas están diseñadas para personas de todas las edades y todos los grados de pérdida auditiva, para conectarse socialmente, prosperar mentalmente y emocionalmente.

www.phonak.es



028-2204-06/V1.00/2020-11/NLG © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suiza



CE
0459