



Diseño específico para niños

Resistencia líder en el sector

Con Sky Marvel, los niños pueden explorar y jugar, incluso en entornos húmedos. Los audífonos Marvel tienen carcasas robustas, lo que hace que sean resistentes al agua y herméticos al polvo (clasificación IP68).***

Funciones de seguridad

Los oyentes más pequeños están protegidos gracias al codo de seguridad y al nuevo portapilas de seguridad, que mantiene las pilas en el audífono de forma segura y alejado de las bocas y manos de niños. Con el Sky M-PR, la pila de ion de litio recargable integrada no puede extraerse ni ingerirse.

Nuevo indicador luminoso

Sky Marvel ofrece un diseño novedoso de indicador luminoso intuitivo y discreto que comunica con claridad el estado del audífono.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, vol. 61, 399-409.

* Si se comparan Sky M-M y Sky B-P + Roger 18 (receptor de diseño integrado)

** El tiempo de carga real depende de la vida útil restante de la pila, pero no superará las 3 horas.

*** IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Ha funcionado después de estar sumergido de forma continua a 1 metro de profundidad de agua durante 60 minutos y durante 8 horas en una cámara de polvo, según la norma IEC 60529.

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años, hemos permanecido fieles a nuestra misión al desarrollar soluciones auditivas pioneras que cambian la vida de las personas haciendo que prosperen social y emocionalmente. Life is on.

www.phonakpro.es

Transmisión directa desde micrófonos Roger

Con RogerDirect™, los niños pueden acceder ahora a la tecnología Roger sin necesidad de acoplar un receptor externo. Los receptores Roger se pueden instalar de forma inalámbrica en los audífonos Sky Marvel, lo que elimina la dificultad de la compatibilidad del receptor. Esta insuperable combinación ahora se ofrece en el tamaño más pequeño posible, lo que proporciona a los niños un acceso más fácil a más palabras y más conversaciones.² Sky con Roger es ahora hasta un 42 % más pequeño y un 32 % más ligero que la generación anterior.*

Recargable

Con una carga completa en tan solo 3 horas, Sky M-PR proporciona un día completo de audición, incluidas 10 horas de Roger o transmisión multimedia.** Los padres, cuidadores, profesores y niños pueden disfrutar de la tranquilidad de saber que los audífonos estarán cargados.

Phonak Sky™ Marvel



Amor al primer sonido

Para obtener más información, visite www.phonakpro.com

Sky Marvel incorpora la última tecnología de calidad sonora óptima y garantiza confort, seguridad y resistencia en todos los aspectos de la vida de los niños.



Con la nueva gama de Sky Marvel, presentamos una exclusiva combinación de las principales innovaciones tecnológicas del mundo y las funciones esenciales específicas para los niños. Nos esforzamos por ofrecer a los niños las mejores soluciones para el desarrollo del habla y del lenguaje, la inteligibilidad verbal y la facilidad de uso. Desarrollado para maximizar la cantidad y calidad de la entrada sonora, Sky Marvel ayuda al desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños con amor desde el primero sonido.

Sonido claro y variado

El primer sistema operativo del mundo diseñado específicamente para los niños

AutoSense Sky OS 3.0 está diseñado para reconocer los ambientes sonoros complejos que los niños experimentan todos los días y para proporcionar la combinación adecuada de la gestión adaptativa del ruido para un mayor confort y una menor fatiga auditiva.¹ Con Sky Marvel, presentamos AutoSense Sky OS 3.0, que ahora también clasifica la transmisión de señales. Gracias a esto, los niños reciben sonidos claros y ricos al transmitir el habla y calidad sonora optimizada al transmitir música.

Conexión a teléfonos inteligentes, micrófonos Roger™ y más

Transmisión directa desde iOS® y Android™

A diferencia de cualquier otro audífono pediátrico, Sky Marvel se conecta directamente con prácticamente todos los teléfonos inteligentes y dispositivos con tecnología Bluetooth®. Admite emparejamientos dobles y transmite audio en ambos oídos. En un mundo en el que los dispositivos modernos son un elemento central de la vida social y la educación de los niños, Sky Marvel permite acceso intuitivo y transmisión de calidad sonora estéreo para el habla, las aplicaciones, la música, los libros electrónicos y mucho más.

¹ Feilner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 10 de agosto de 2019.
iOS es una marca comercial de Cisco, Inc./Android es una marca comercial de Google, LLC.

