

# Phonak Audéo™ B







## Information produit



Phonak Audéo B est une gamme RIC complète destinée aux pertes auditives légères à sévères. Phonak Audéo B comprend six modèles, trois écouteurs externes, dans quatre niveaux de performances, et un générateur de bruit pour la gestion des acouphènes. Fortes des possibilités innovantes de la plateforme Phonak Belong, les aides auditives Phonak Audéo B apportent une réponse idéale à tous les patients qui recherchent les meilleures performances auditives, dans des boîtiers RIC flexibles et discrets.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)

# Description des produits

							
		Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-Direct B90/B70/B50	Audéo B-R B90/B70/B50
Taille de pile		10	312	312	13	13	
Bouton-poussoir (Programme/Volume)		•	•	•	•	•	•
Contrôle de volume					•		
Bobine d'induction				•	•		
EasyPhone		•	•	•	•		•
Bluetooth®						•	
Protection par « nano coating »		•	•	•	•	•	•
Indice de protection <sup>1</sup>		IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>
Dimensions	L x l x P	23,8 x 10,2 x 6,5 mm	26,6 x 10,8 x 6,9 mm	28,7 x 12,3 x 6,8 mm	31,6 x 14,4 x 8,4 mm	27,2 x 10,9 x 7,3 mm	29,7 x 12,9 x 7,9 mm
Autonomie de la batterie <sup>2</sup>	Poids	1,0 g	1,3 g	1,5 g	2,2 g	1,2 g	2,4 g
	Sans streaming audio/multimédia						24 h
	5 h de streaming audio/multimédia						20 h
	10 h de streaming audio/multimédia						16 h
Durée de recharge <sup>3</sup>	0 % à 100 %						3 h
	0 % à 80 %						1,5 h
	30 min d'appareillage						10 min
<b>Écouteur RIC Standard (xS)</b>							
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	111	111	111	111	111	111
	Simulateur d'oreille	122	122	122	122	122	122
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	46	46	46	46	46	46
	Simulateur d'oreille	56	56	56	56	56	56
Bande passante – Simulateur d'oreille (Hz)		<100 - 9 200	<100 - 9 200	<100 - 9 200	<100 - 9 200	<100 - 9 200	<100 - 9 200
Courant de fonctionnement (mA)		1,2	1,2	1,2	1,2	1,8	
<b>Écouteur RIC Puissant (xP)</b>							
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	124	124	124	124	124	124
	Simulateur d'oreille	132	132	132	132	132	132
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	57	57	57	57	57	57
	Simulateur d'oreille	65	65	65	65	65	65
Bande passante – Simulateur d'oreille (Hz)		<100 - 6 400	<100 - 6 400	<100 - 6 400	<100 - 6 400	<100 - 6 400	<100 - 6 400
Courant de fonctionnement (mA)		1,2	1,2	1,2	1,2	1,8	
<b>Écouteur RIC UltraPuissant (xUP)</b>							
Niveau de sortie max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>		130	130	130	130	130
	Simulateur d'oreille		136	136	136	136	136
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>		66	66	66	66	66
	Simulateur d'oreille		72	72	72	72	72
Bande passante – Simulateur d'oreille (Hz)			<100 - 5 800	<100 - 5 800	<100 - 5 800	<100 - 5 800	<100 - 5 800
Courant de fonctionnement (mA)			1,3	1,3	1,3	2,0	

1 L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529. Aucune trace de poussière n'a été retrouvée à l'intérieur du boîtier.

2 La durée de vie réelle de la batterie dépend également de la perte auditive, de l'usure de la batterie et de l'environnement sonore.

3 La durée de charge réelle dépend de la durée de vie restante de la batterie, mais elle ne dépasse jamais 3 heures.

**Remarque :** l'écouteur RIC UltraPuissant (xUP) n'est pas compatible avec Phonak Audéo B-10.

# Couleurs des boîtiers

## Cheveux et peau



P1  
Dune de Sable



P3  
Santal



P4  
Noisette



P5  
Champagne



P6  
Gris Argenté



P7  
Gris Carbone



P8  
Velours Noir



T7  
Blanc Alpin

## Tradition




O1  
Beige


# Couplage acoustique

		Écouteur RIC Standard	Écouteur RIC Puissant	Écouteur RIC UltraPuissant
Longueur	Disponible dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3), gauche et droite	•	•	•
Dôme	Dôme ouvert	•	•	
	Dôme obturant	•	•	
	Dôme puissant	•	•	
SlimTip*	Matériau rigide	•	•	
	Coque évidée	•	•	
	Coque entière	•		
cShell	Matériau rigide	•	•	•


\*Disponible avec conduit extra long en option



Perte auditive légère à moyennement-sévère.



Perte auditive légère à sévère.



Perte auditive moyenne à sévère.

# Options de charge de Phonak Audéo B-R



**Écrin de Charge RIC Phonak**  
L'Écrin de Charge est à la fois un chargeur, un kit de séchage et un boîtier de protection. Son écrin robuste et anti-éclaboussures destiné à accueillir deux aides auditives Audéo B-R abrite également un outil de nettoyage.



**Phonak Power Pack**  
Pour recharger Phonak Audéo B-R lorsque vous êtes en déplacement, le Phonak Power Pack peut facilement être fixé au-dessous de l'Écrin de Charge Phonak. Il fournit la puissance pour 7 charges complètes de deux aides auditives Audéo B-R.



**Mini Chargeur RIC Phonak**  
Le Mini Chargeur est un chargeur compact pour deux aides auditives Audéo B-R.

Veuillez vous reporter à la fiche technique de l'Écrin de Charge, du Power Pack Phonak et du Mini Chargeur pour plus d'informations.

# Versions Bluetooth® de Phonak Audéo B-Direct











Appels directs	Technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens
Application Phonak Remote	Version iOS 10.2 et plus récente ou Android 6.0 et plus récente

Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.  
App Store est une marque de service d'Apple Inc.  
Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

# Appareillage

	Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-Direct B90/B70/B50	Audéo B-R B90/B70/B50
Phonak Target	5.0 ou ultérieur	5.0 ou ultérieur	5.0 ou ultérieur	5.0 ou ultérieur	5.2 ou ultérieur	5.0 ou ultérieur
iCube II	•	•	•	•		•
NOAHLINK Wireless					•	
NOAHLINK		•	•	•		
HI-PRO, HI-PRO2		•	•	•		

## Gamme de communication sans fil

Accessoire sans fil	Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-Direct B90/B70/B50	Audéo B-R B90/B70/B30
 Phonak CROS B-312	•	•	•	•		
 Phonak CROS B-13	•	•	•	•		
 Phonak DECT II	•	•	•	•		•
 Phonak PilotOne II	•	•	•	•		•
 EasyCall II	•	•	•	•		•
 Phonak ComPilot II	•	•	•	•		•
 Phonak ComPilot Air II	•	•	•	•		•
 Phonak TVLink II	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>		• <sup>1</sup>
 Phonak RemoteMic	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>		• <sup>1</sup>
 TV Connector					•	
<b>Roger</b>						
 Roger 18				•		
 Roger X/AS18				•		
 Roger X/Phonak ComPilot II	•	•	•	•		•
 Roger MyLink			•	•		
<b>Applications</b>						
Phonak RemoteControl	•	•	•	•		•
Phonak Remote					•	

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, veuillez visiter le site [www.phonakpro.fr/roger](http://www.phonakpro.fr/roger)

# Niveaux de performances

	Premium B90	Avancé B70	Standard B50	Essentiel B30*
<b>AutoSense OS</b>	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
Situation calme	•	•	•	•
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	
Musique	•	•		
Parole dans le bruit intense**	•			
Parole en voiture	•			
Situation réverbérante	•			
<b>Programmes supplémentaires</b>				
Programmes supplémentaires max.	5	5	5	5
Speech in Wind**	•			
Situation réverbérante	•			
Parole dans le bruit intense**	•	•		
Parole à 360***	•	•		
Parole dans le bruit	•	•	•	•
Situation calme	•	•	•	•
Confort dans le bruit	•	•	•	•
Musique	•	•	•	•
Téléphone acoustique	•	•	•	•
Programme personnalisé	•	•	•	•
<b>Programmes de diffusion</b>				
<b>Audéo B-10, B-312, B-312T, B-13 et B-R</b>				
Programmes de diffusion max.	4	4	4	4
Bluetooth audio + micro	•	•	•	•
Téléphone Bluetooth/DECT + micro	•	•	•	•
RemoteMic/Roger	•	•	•	•
Prise jack audio	•	•	•	•
<b>Audéo B-Direct</b>				
Programmes de diffusion max.	2	2	2	2
TV Connector + micro	•	•	•	•
Téléphone + micro	•	•	•	•

	Premium B90	Avancé B70	Standard B50	Essentiel B30*
<b>Fonctions</b>	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
UltraZoom	Premium	Avancé	Standard	Essentiel
RSB-Plus	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone**	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Correction de Sonie	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Canaux d'adaptation fine	20	16	12	8
LarsenBloc	•	•	•	•
NoiseBloc	•	•	•	•
WindBloc	•	•		
EchoBloc	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatation	•	•	•	•
Balance environnementale***	•	•	•	

La marque et les logos Bluetooth® sont une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

\* Non disponible pour Phonak Audéo B-Direct et Audéo B-R

\*\* Non disponible pour Audéo B-Direct

\*\*\* Uniquement pour Audéo B-Direct

---

# Life is on\*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

\*La vie s'exprime.

[www.phonakpro.fr](http://www.phonakpro.fr)