

Phonak

Charger Case Combi

Données techniques

Dimensions (L x l x H)	101,3 x 76,1 x 49 mm (4 x 3 x 1,9")
Poids	90 g
Couleur	Champagne
Température de fonctionnement	5° à +40° Celsius
Température de transport et de stockage	-20° à +60° Celsius
Taux d'humidité de transport	Jusqu'à 90 % (sans condensation)
Taux d'humidité de stockage	0 % à 70 % (sans condensation)
Taux d'humidité de fonctionnement	0 % à 85 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de fonctionnement	800 à 1 500 hPa
Pièces fournies	Alimentation électrique Câble micro-USB (pour recharge uniquement) Outil de nettoyage
Interfaces externes	Port micro-USB
Pile	Aucune
Durée de la recharge	Voir les informations sur le produit Phonak Audéo M



Alimentation électrique

Entrée	Type : CC, 5 V +/- 5 % stabilisé Courant max. : 500 mA La batterie ne peut pas être surchargée. L'appareil peut chauffer pendant la recharge. Remarque importante : il est recommandé de n'utiliser que les chargeurs Phonak et le Power Pack d'origine
--------	--



A Sonova brand

PHONAK
life is on