

# Phonak

# Power Pack

## Données techniques

Dimensions (L x l x H)	84,8 x 59 x 22 mm (3,3 x 2,3 x 0,9")
Poids	37 g
Couleur	Champagne
Température de fonctionnement	+5° à +40°Celsius
Température de transport et de stockage	-20° à +60° Celsius
Taux d'humidité de transport	Jusqu'à 90 % (sans condensation)
Taux d'humidité de stockage	0 % à 70 % (sans condensation)
Taux d'humidité de fonctionnement	0 % à 85 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de fonctionnement	800 à 1 500 hPa
Pièces fournies	Câble micro-USB (pour recharge uniquement)
Interfaces externes	Port micro-USB
Pile	Lithium-polymère
Durée de la recharge	3 heures



## Alimentation électrique

Entrée	Type : CC, 5 V +/- 5 % stabilisé Courant max. : 500 mA La batterie ne peut pas être surchargée. L'appareil peut chauffer pendant la recharge. Remarque importante : il est recommandé de n'utiliser que les chargeurs Phonak et le Power Pack d'origine
--------	--

