

Phonak CROS

Information produit



Phonak CROS est une solutions CROS/BiCROS pour les personnes ayant une perte auditive non appareillable d'un côté. Le système se compose uniquement de deux parties : l'émetteur Phonak CROS et une aide auditive Phonak Quest ou Spice+ sans fil. L'émetteur comprend deux modèles contours d'oreille et différents modèles d'intra-auriculaires, chacun offrant le choix entre une pile de taille 13 ou 312. Ils peuvent se combiner à tous les styles d'aides auditives dans les niveaux de performances Premium, Avancé et Standard, selon les préférences et les besoins individuels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.com

Description du produit



Phonak CROS



Phonak CROS H20



Phonak CROS 312



Phonak CROS 13

Bande passante coupleur (Hz)	2cm ³	La bande passante audible dépend de l'aide auditive	La bande passante audible dépend de l'aide auditive	La bande passante audible dépend de l'aide auditive	La bande passante audible dépend de l'aide auditive
Type de pile		312	13	312	13
Courant de fonctionnement (mA)		~3,8	~3,8	~3,5	~3,5
Type de coque				ITC Demi-conque Conque	ITC Demi-conque Conque
Mode microphonique		Real Ear Sound ou omnidirectionnel	Real Ear Sound ou omnidirectionnel	omnidirectionnel	omnidirectionnel
Bouton poussoir (Programmes/Volume)		•	•	•	•
Contrôle du volume					
Télécommande					
Nano coating		•	•		
Résistant à l'eau – IP67 ¹			•		
Entrée audio numérique (DAI)					
Verrouillage du compartiment pile			•		

¹ L'indice IP67 indique que l'aide auditive n'a pas été endommagée au point de nécessiter une réparation après 8 heures dans une pièce poussiéreuse, ni après avoir été immergée pendant 30 minutes dans 1 mètre (3 ft.) d'eau comme défini par IEC60529.

Couleurs des boîtiers

Gamme de couleurs Phonak Quest

Phonak CROS / Phonak CROS H2O

Cheveux et Peau

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Dune de Sable	Beige Ambré	Santal	Noisette	Champagne	Gris Argenté	Gris Carbone	Velours Noir

Mode

P9	Q1
Rouge Rubis	Bleu Pétrole

Plaisir

13	38	37
Transparent pur	Violet transparent	Bleu transparent

Tradition

O1
Beige

Gamme de couleurs Phonak Spice+

Phonak CROS

F6	F7	G1	F8	F9	C0	G3
Beige Sablé	Taupe Moka	Gris Cendré	Brun Chocolat	Nuit Noire	Noir Argenté	Métal Bleuté

Phonak CROS H2O

O1	F7	G1	E5	O6	70	G3
Beige	Taupe Moka	Gris Cendré	Chocolat	Noire	Palladium Noir	Métal Bleuté

Coloris Faceplates

Phonak CROS 312 / Phonak CROS 13

14	22	26	28
Rose foncé	Cocoa	Beige	Marron

Coloris Coques





Phonak CROS 312 / Phonak CROS 13

14	22	26	28	19	21	36	37
Rose foncé	Cocoa	Beige	Marron	Blanc	Transparent	Rouge transparent	Bleu transparent

Couplages acoustiques

Maintien universel	Maintien Phonak CROS	Versions disponibles gauches et droites	
	Tubes fins Phonak CROS	Versions disponibles gauches et droites, en quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3)	
Maintien sur-mesure	Phonak CROS Tip	Embout sur-mesure disponible en matériau dur et souple	
Embout	Dôme	Dôme ouvert	Disponible en trois tailles (S, M, L)
		Dôme obturant	Disponible en trois tailles (S, M, L)
		Dôme puissant	Disponible en trois tailles (S, M, L)

Compatibilité communication sans fil

		Phonak CROS	Phonak CROS H20	Phonak CROS 312	Phonak CROS 13
Accessoires numériques sans fil ¹					
	Phonak PilotOne	•	•	•	•
	Phonak ComPilot	•	•	•	•
	Phonak TVLink S	•	•	•	•
	Phonak RemoteMic	• ²	• ²	• ²	• ²

¹ **Attention** : lorsque les accessoires sans fil ou les systèmes FM sont utilisés (hors télécommandes), le son provenant du côté de l'émetteur CROS ne sera pas entendu dans l'aide auditive.

² Nécessite ComPilot

Appareillage

Logiciel	Phonak Target™ 3.1 ou supérieur
Interfaces	iCube, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO 2

Fonctions clés

	Phonak CROS	Phonak CROS H20	Phonak CROS 312	Phonak CROS 13
Technologie Binaurale VoiceStream™	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Signaux d'alerte				
CROS connecté	•	•	•	•
CROS déconnecté	•	•	•	•
Usure de la pile	•	•	•	•
Adaptation sans fil	•	•	•	•

Matrice de compatibilité des aides auditives

	Phonak Quest (aides auditives sans fil)				Phonak Spice+ (aides auditives sans fil)		
	Phonak Bolero Q	Phonak Virto Q	Phonak Naïda Q ¹	Phonak Audéo Q ¹	BTE ²	ITE ²	Audéo S ³
Phonak CROS	M312				microM		
Phonak CROS H20	M13	312	RIC	312	M H20	312	
Phonak CROS 312	P	13	SP	312T	microP	312 UZ	SMART
Phonak CROS 13	SP		UP		SP	13 UZ	YES
					UP		

¹ Pas compatible avec Q30

² Pas compatible avec Phonak Dalia

³ Pas compatible avec Audéo SMART I

Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance.
Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime!

www.phonakpro.com