

Phonak Fast Facts

Parole en voiture pour AutoSense OS

De quoi s'agit-il ?


Parole en voiture est un programme du système d'exploitation automatique de Phonak, AutoSense OS. En voiture, AutoSense OS passe automatiquement au programme Parole en voiture.

Quels sont les avantages ?

L'avantage pour votre patient : ses aides auditives lui offrent un environnement auditif confortable et stable lorsqu'il voyage seul ou accompagné de passagers, pour réduire l'effort d'écoute fourni.

Comment fonctionne-t-il ?

Le programme Parole en voiture dans le logiciel d'appareillage Phonak Target 4.0 peut être ajusté en toute simplicité depuis l'écran Options de programmes, ce qui permet une adaptation fine des niveaux de gain et des fonctions pour chaque programme, qui n'aura pas d'incidence sur les autres programmes dans AutoSense OS.



Pour plus d'informations sur Parole en voiture, AutoSense OS et Phonak Venture, rendez-vous sur www.phonakpro.fr