



Diffusion directe depuis des microphones Roger

Grâce à RogerDirect™, les enfants peuvent désormais accéder à la technologie Roger sans avoir besoin de fixer un récepteur externe. Les récepteurs Roger peuvent être installés sans fil dans les aides auditives Sky Marvel, éliminant ainsi toute la complexité de la compatibilité des récepteurs. Cette combinaison imbattable est maintenant offerte dans la plus petite taille qui existe, pour offrir aux enfants un accès plus facile à plus de mots et à plus de conversations.² Maintenant, Sky avec Roger est 42 % plus petit et 32 % plus léger que la génération précédente.*

Rechargeable

Complètement chargée en seulement 3 heures, l'aide auditive Sky M-PR offre une journée complète d'audition incluant 10 heures de Roger ou de diffusion de contenus multimédias.** Les parents, les soignants, les enseignants et les enfants peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que les aides auditives vont rester en marche.

Conception propre aux enfants

Numéro un en matière de solidité

Avec Sky Marvel, les enfants ont la liberté d'explorer et de jouer, même quand l'humidité est de mise. Les aides auditives Marvel sont fabriquées avec des boîtiers robustes qui les rendent résistantes à l'eau et à la poussière (classification IP68).***

Fonctions de sécurité enfant

Les jeunes auditeurs sont protégés grâce au coude avec sécurité enfant et au nouveau verrouillage du compartiment pile qui maintient les piles en sécurité dans l'aide auditive, à l'abri des mains et de la bouche des enfants. Avec l'aide auditive Sky M-PR, la batterie rechargeable lithium-ion intégrée ne peut être ni retirée ni avalée.

Nouveau témoin lumineux

L'aide auditive Sky Marvel propose une nouvelle conception du témoin lumineux : intuitif, discret et indiquant clairement l'état de l'aide auditive.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime.

www.phonakpro.fr

Phonak Sky™ Marvel



Un coup de foudre auditif

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.phonakpro.fr

L'aide auditive Sky Marvel intègre une technologie de pointe pour des performances sonores optimales et assure confort, sécurité et solidité dans tous les aspects de la vie d'un enfant.



Avec la nouvelle gamme Sky Marvel, nous introduisons une combinaison unique de premières innovations technologiques au monde et de fonctions essentielles propres aux enfants. Nous nous efforçons de ne donner aux enfants que les meilleures solutions pour le développement de la parole et du langage, l'intelligibilité vocale et la facilité d'utilisation. Développée pour maximiser la quantité et la qualité des entrées audibles, l'aide auditive Sky Marvel soutient le développement social, émotionnel et cognitif d'un enfant avec amour dès le premier son.

Un son riche et clair

Le premier système d'exploitation au monde conçu spécialement pour les enfants

AutoSense Sky OS 3.0 est conçu pour reconnaître les situations auditives difficiles que rencontrent les enfants quotidiennement et pour offrir la bonne combinaison de gestion adaptative du bruit pour un meilleur confort et une réduction de la fatigue auditive.¹ Avec Sky Marvel, nous présentons AutoSense Sky OS 3.0, qui classe également les signaux diffusés. Grâce à cela, les enfants reçoivent un son riche et clair lors de la diffusion vocale et une qualité sonore optimisée lors de la diffusion de musique.

Connexion aux smartphones, aux microphones Roger™, etc.

Diffusion directe depuis des appareils iOS® et Android™

Contrairement à d'autres aides auditives pédiatriques, l'aide auditive Sky Marvel se connecte directement à presque tous les smartphones et appareils compatibles Bluetooth®. Elle prend en charge les doubles appairages et diffuse le son dans les deux oreilles. Dans un monde où les appareils modernes jouent un rôle central dans la vie sociale et éducative de l'enfant, Sky Marvel offre un accès intuitif et la diffusion d'une qualité sonore stéréo pour la parole, les applications, la musique, les livres audio, etc.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley, G. et Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

* Comparaison avec Sky M-M et Sky B-P + Roger 18 (récepteurs intégrés au design).

** La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excèdera pas 3 heures.

*** L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle a résisté à l'immersion continue dans 1 mètre d'eau pendant 60 minutes et au stockage dans une chambre à poussière pendant 8 heures, selon la norme CEI60529.

Description des produits

Description des produits

	 <div> Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30 </div>	 <div> Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30 </div>	 <div> Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30 </div>
Pile	312	rechargeable intégrée	13
Bouton multifonctions	•	•	•
Bobine d'induction	•		•
Bluetooth®	•	•	•
Protection par « nano coating »	•	•	•
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Dimensions (L x l x P) mm	31,3 x 14,1 x 7,3	36,7 x 16,4 x 8,5	40 x 16,9 x 8,5
pouces	1,23 x 0,56 x 0,29	1,44 x 0,65 x 0,33	1,57 x 0,67 x 0,33
Poids g/oz	2,18 / 0,077	3,71 / 0,131	4,4 / 0,155
Durées de charge		3 h	
0 % à 100 %		1,5 h	
0 % à 80 %		10 min	
30 min d'appareillage			
Niveau de sortie max. (coupleur 2 cm³)	Tube fin 4.0	HE11 680	Tube fin 4.0
dB SPL	122	128	130
dB	58	63	66
Bande passante Hz	< 100 – 6 500	< 100 – 8 000	< 100 – 6 800
Courant de fonctionnement mA	1,5	1,6	2,1
			2,0

