

Comblent le manque de compréhension

Le son de la voix est capté par les microphones Roger et envoyé aux récepteurs Roger.

Veuillez contacter votre audioprothésiste pour en savoir plus sur la gamme Roger pour l'éducation.



Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr/school



roger

Roger™ pour l'éducation

Comblent le manque de compréhension



la vie s'exprime

PHONAK
life is on

028-1509-04V2.00/2019-07/Imprimé en France. Produit soumis à prescription médicale. Consultez votre audioprothésiste. Bien lire les notices d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Phonak - Sonova France S.A.S. - 5 rue Marlyse Bastié - 69500 Bron - RCS LYON B 314 036 682. Tous droits réservés.

Participation active dans les salles de classe modernes

Une salle de classe moderne est constituée de plusieurs éléments qui créent un environnement d'apprentissage dynamique.

Entre les travaux en équipe, les cours et les activités multimédias, la salle de classe est un véritable lieu d'échange dans lequel les élèves et l'enseignant participent, conversent et interagissent vraiment.

Gamme Roger pour l'enseignement

La gamme Roger pour l'enseignement a été soigneusement étudiée pour aider les élèves et les enseignants dans la salle de classe.

Détecter le son...

Roger Touchscreen Mic

Un microphone simple et intuitif pour les enseignants, à porter ou à placer sur une table pour capter la parole au sein d'un groupe d'élèves



Roger Pass-around

Il peut être passé d'un élève à l'autre, permettant à l'enfant souffrant d'une perte auditive d'entendre non seulement l'enseignant, mais également ses camarades



Roger Multimedia Hub

Il se connecte à n'importe quel appareil multimédia dans une salle de classe pour les activités de groupe ou pour un seul élève



... pour le transmettre à l'enfant

Il existe un récepteur Roger pour chaque enfant, quelle que soit la technologie auditive qu'il utilise.

Roger X

Compatible avec quasiment toutes les aides auditives et tous les implants cochléaires ; de plus, il peut être installé sans fil dans des appareils avec RogerDirect™



Récepteurs Roger intégrés au design

Des récepteurs spécialement conçus pour les aides auditives Phonak et les implants cochléaires (IC) des gammes d'Advanced Bionics, Cochlear et MED-EL



Roger MyLink

Un récepteur Roger simple d'utilisation, porté autour du cou, et compatible avec toutes les aides auditives et les implants cochléaires équipés d'une bobine d'induction



Roger Focus

Un récepteur discret pour ceux qui ont du mal à entendre dans le bruit, par exemple les enfants souffrant de PAU, STA et TTA

