











Accessoires sans fil Phonak pour aides auditives Venture/Belong

		DECT II	EasyCall II	ComPilot II	ComPilot Air II	PilotOne II	RemoteControl App	Station de base TVLink II	Set télévision et musique	Set conversation	RemoteMic
Usage											
Appels téléphoniques	Téléphone seul fixe	•									
	Un seul téléphone mobile		•	•	•			•	•		
	Plusieurs téléphones mobiles			•	•			•	•		
	VoIP (Skype) / Tél. de bureau			•③	•③			•③	•③		
Conversation à distance	Situations calmes								•	•②	
	Dans le bruit								○④	○④	
Diffusion audio	TV/Mus., jusqu'à 3 h par jour			•	•①			•②	•	•①	
	TV/Mus. plus de 3 h par jour			•①				•②	•		
Télécommande				•	•	•	•②	•	•		

Informations supplémentaires

Connectivité / Entrées prises en charge	Bluetooth		•	•	•				•	•	
	Europlug (Roger/FM)			•					•		
	Prise audio 3,5 mm			•				•	•		
	Optique numérique/coaxial							•	•		

Solutions pour téléphone		Solutions de diffusion audio		Solutions de conversation à distance	
Phonak DECT II	Solution d'installation fixe utilisée à la maison et dans les petits bureaux.	ComPilot II	Solution utilisée pour une diffusion longue durée (pour regarder des films et écouter de la musique).	Phonak RemoteMic	Solution utilisée pour écouter un orateur à distance dans les situations calmes.
Phonak EasyCall II	Solution utilisée lorsqu'un seul téléphone mobile est utilisé.	ComPilot Air II	Solution utilisée pour diffuser jusqu'à 4 h par jour, regarder parfois la TV ou principalement pour passer des appels téléphoniques.	Systèmes Phonak Roger	Solutions utilisées pour l'écoute et la conversation à distance dans le bruit.
Phonak ComPilot II ou ComPilot Air II	a) Si vous utilisez 2 téléphones mobiles en parallèle ou si vous passez de l'un à l'autre. b) Si vous passez des appels en mode mains-libres, par ex. en voiture.				














① nécessite un TVLink II pour regarder la TV

② nécessite un appareil de diffusion Phonak (ComPilot II ou ComPilot Air II)

③ nécessite un adaptateur USB 076-0856 / adaptateur pour téléphone 076-0031

④ pour les conversations à distance dans le bruit intense, nous vous recommandons les produits Roger

Vue d'ensemble de la compatibilité des accessoires sans fil

		Génération d'aides auditives								
		Compatible Phonak Venture/Belong					Compatible Phonak Quest/Spice			
		PilotOne II	ComPilot II	ComPilot Air II	DECT II	EasyCall II	EasyCall	PilotOne	ComPilot	DECT CP1
										
Solutions de diffusion étendues	TVLink S 		•	Diffusion ok, socle de charge non adapté					•	
	TVLink II 		•	•					•	
	RemoteMic 		•	•					•	
	RemoteControl App 	②	•	•						

① Une gamme de coques de téléphones pour EasyCall est disponible sur www.phonak.fr/easycall

② L'application RemoteControl fonctionne sous Apple iOS7 ou Android 4.0 et versions ultérieures.