

Phonak Fast Facts



Phonak PilotOne II

De quoi s'agit-il ?

Phonak PilotOne II est la télécommande simple d'emploi pour les patients dotés d'aides auditives Phonak Venture. Elle ajuste le volume et programme les réglages des aides auditives avec quatre boutons simples : Accueil, Volume plus fort, Volume plus faible et Programme.

Quels sont les avantages ?

La télécommande PilotOne II est simple à utiliser. Les grands boutons permettent aux patients de contrôler aisément leurs aides auditives. Mais le PilotOne II offre un avantage supplémentaire avec son atténuation additionnelle du microphone en exerçant une pression longue sur Volume plus faible. Cette fonction améliore le confort d'écoute des patients dans des situations bruyantes.

Comment l'utiliser ?

Le PilotOne II doit être groupé avec les aides auditives Phonak Venture en utilisant Phonak Target 4.0 (ou version plus récente) à la fin de la session d'appareillage. La fonctionnalité de la touche Accueil du PilotOne II peut être personnalisée pour aller directement à un programme préféré.



Pour plus d'informations, visitez le site Web
www.phonakpro.fr/pilotone