

Phonak Fast Facts

Phonak RemoteControl App

De quoi s'agit-il ?

L'application Phonak RemoteControl transforme n'importe quel smartphone (Android et iOS) en télécommande. Elle permet aux patients dotés d'aides auditives Phonak Venture d'étendre le contrôle et d'améliorer la flexibilité par le biais de leur smartphone.

Quels sont les avantages ?

La RemoteControl App offre une multitude de fonctionnalités que les patients peuvent contrôler. Par exemple, ils peuvent contrôler de manière indépendante le volume de l'aide auditive gauche ou droite ou bien modifier la langue des alertes vocales. Ils peuvent également contrôler les sources Bluetooth externes qu'ils veulent écouter. D'autre part, ils peuvent sélectionner directement leurs programmes auditifs ou modifier la direction du ZoomControl (avant, arrière, gauche, droite) pour choisir, entre autres, la direction de leur audition.

Comment l'utiliser ?

L'application RemoteControl nécessite un accessoire de diffusion Phonak ComPilot II ou ComPilot

Air II comme interface avec les aides auditives Venture. Alors que l'accessoire de diffusion peut être utilisé directement pour les ajustements de volume et de programme simples, l'application RemoteControl étend les options de contrôle.

L'application RemoteControl peut être téléchargée depuis l'Apple App Store ou Google Play. Une fois installée, l'assistant d'appairage clair facilite la connexion de l'application à l'accessoire de diffusion. Un mode de démonstration est également disponible pour aider les patients dans les premiers pas. Des appareils dotés d'Apple iOS 7 ou version plus récente et d'Android 4.0 ou version plus récente sont nécessaires.



Pour plus d'informations, visitez le site Web
www.phonakpro.fr/rc-app