

# Phonak – En quelques mots

## Phonak RemoteMic



### Qu'est-ce que c'est?

Phonak RemoteMic est un microphone sans fil ultraléger (13 g), porté par l'interlocuteur du malentendant. Il diffuse sa voix via Bluetooth dans le Phonak ComPilot qui la relaie sans fil dans les aides auditives de l'utilisateur.



### Pourquoi l'utiliser?


L'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'il peut continuer à discuter en tête-à-tête et à distance dans un lieu bruyant, même s'il n'est pas en face de son interlocuteur. Ce peut être le cas dans un café bondé par exemple. Il confie simplement le microphone à son interlocuteur qui le met en marche et le positionne près de ses lèvres.



### Comment l'utiliser?

Le RemoteMic est proposé comme une solution autonome, prête à être combinée avec un ComPilot existant, ou comme un kit complet ComPilot/RemoteMic. Les appareils sont «prêts à l'emploi», mais peuvent aussi être optimisés à l'aide du logiciel d'appareillage Phonak Target™ selon la perte auditive individuelle.

Appareils > Accessoires > ComPilot > Sélectionner programmes de diffusion RemoteMic / FM



Pour des informations plus détaillées,  
veuillez visiter le site  
[www.phonakpro.com/evidence-fr](http://www.phonakpro.com/evidence-fr)

**PHONAK**  
life is on