



Roger™ dans des situations auditives complexes

Mieux entendre dans le bruit et à distance

Une marque Sonova

PHONAK
life is on

Comblers le manque de compréhension

La technologie des aides auditives actuelle améliore de manière significative la compréhension vocale. Cependant, même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites, notamment dans les endroits bruyants ou à distance. Dans de telles situations, des microphones sans fil de pointe sont requis pour améliorer les performances et combler le manque de compréhension. C'est là qu'excelle réellement la gamme sans fil numérique Roger.

La gamme est composée de microphones et de récepteurs qui fonctionnent en captant la voix d'un orateur et en la transmettant sans fil à l'auditeur tout en réduisant le bruit ambiant. Vous pouvez entendre clairement la parole lors de réunions ou de rencontres entre amis, pour faire de l'audition un réel plaisir.





Roger dans des situations auditives complexes

Que vous soyez au restaurant, au travail ou détendu à la maison, la compréhension de la parole est essentielle pour profiter pleinement de la vie. La technologie Roger vous aide à profiter de conversations claires, sans le stress et la confusion provoqués par les bruits ambiants.

Roger au travail

La vie professionnelle moderne est très exigeante, notamment en ce qui concerne la capacité à communiquer. Les réunions sont souvent un obstacle pour les personnes avec une perte auditive. Certains des principaux obstacles proviennent notamment des conversations en aparté, du bruit ambiant ou de la distance entre vous et la personne à l'autre bout de la table.

Roger dans votre vie privée

Bon nombre de personnes souffrant d'une perte auditive aimeraient entendre correctement et comprendre ce qui se dit lorsqu'elles se trouvent en société. Dans ces situations, Roger est la solution idéale pour vous aider à rester connecté, quelle que soit la situation auditive.

Mieux entendre dans des situations bruyantes grâce à la Technologie MultiBeam


La théorie est simple : plus vous comprenez de mots, plus la communication sera agréable.

La technologie MultiBeam est une fonction Phonak innovante intégrée aux microphones Roger. Elle vous permet de bénéficier d'une compréhension vocale exceptionnelle dans les conversations de groupe, comme les réunions, ainsi que dans des environnements complexes comme un restaurant bruyant.

Grâce à plusieurs microphones tournés dans six directions, la parole est calculée et comparée sur un rayon de 360°. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée. Résultat : cette technologie permet d'améliorer la compréhension vocale de 61 % dans une conversation de groupe avec 75 dBA de bruit par rapport aux aides auditives seules¹.

La technologie MultiBeam est désormais disponible dans les appareils Roger Table Mic II et Roger Select™.

¹ Basé sur des données préliminaires. Article contrôlé par des pairs et Field Study News en cours de préparation, disponibilité prévue pour fin 2018 sur www.phonakpro.com/evidence-fr.



La technologie MultiBeam utilise plusieurs microphones orientés dans six directions, sélectionnant automatiquement la personne en train de parler.

Lorsque je peux me concentrer sur mon travail plutôt que sur mon audition, je profite de la vie.

Roger Table Mic II est un microphone destiné aux adultes actifs qui participent à des réunions.

Participer pleinement aux réunions en grand groupe

Pour couvrir une réunion en grand groupe, plusieurs Roger Table Mic II peuvent fonctionner ensemble dans un réseau MultiTalker. Avec une portée de plus de 20 mètres, vous pourrez participer pleinement à la réunion et vous ne raterez pas un mot.

Choisissez votre manière d'entendre lors de réunions en grand groupe

Certaines réunions sont plus bruyantes que d'autres. La plage de captation réglable vous permet d'adapter votre confort d'écoute et de choisir votre manière d'entendre. Sélectionnez une large plage de captation pour un bruit ambiant faible ou une plage de captation plus ciblée lorsque le bruit ambiant est plus fort.



Conçu pour être facile d'utilisation

Roger Table Mic II peut fonctionner de façon totalement automatique, ce qui le rend facile à utiliser. Doté d'une autonomie de 16 heures*, il durera facilement toute une journée de travail.

Son design discret se fond parfaitement avec les autres accessoires de la réunion. Pour une utilisation plus discrète, vous pouvez choisir d'activer le microphone de table à l'aide d'une télécommande.

* Avec une autonomie de 16 heures, Roger Table Mic II dure toute une journée de travail, voir la fiche technique du Roger Table Mic II.

Lorsque je me sens au cœur de la conversation, je profite de la vie.



Roger Select est un microphone polyvalent, idéal pour les situations stationnaires en présence de bruit ambiant comme au restaurant.

Participez activement à la conversation

Lorsqu'il est placé au centre de la table, il sélectionne automatiquement la personne qui s'exprime et passe avec fluidité d'un orateur à un autre.

Gardez le contrôle, choisissez qui écouter

Dans les situations où plusieurs conversations se déroulent en même temps, il vous suffit d'appuyer sur l'appareil pour sélectionner la personne que vous souhaitez écouter et la conversation sur laquelle vous souhaitez vous concentrer.

Profitez des moments précieux

Vos amis et votre famille peuvent simplement attacher Roger Select sur leurs vêtements ou autour du cou pour que vous puissiez profiter de tous les moments précieux.

Regardez la télévision et passez des appels mains-libres

Roger Select est équipé de la technologie Bluetooth® à large bande permettant de passer des appels téléphoniques, il peut également diffuser le son de votre télévision, de votre lecteur de musique, de votre ordinateur et de bien d'autres appareils.

Microphones Roger supplémentaires

En plus des nouveaux microphones : Roger Table Mic II et Roger Select, il existe d'autres microphones Roger avancés qui peuvent correspondre à vos besoins.



Roger Pen™

Roger Pen est un microphone adapté à différentes situations d'écoute. Grâce à son design portable, il peut être utilisé facilement pour compenser la distance et le bruit. Il est équipé du Bluetooth à large bande pour les appels téléphoniques.



Roger EasyPen

Roger EasyPen est un microphone à la fois efficace et facile à utiliser, avec seulement deux boutons. Il est fait pour vous si vous souhaitez une simplicité totale associée aux performances de la gamme Roger.



Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic est un petit microphone conçu pour les conversations en tête-à-tête. Doté d'un microphone directionnel, il vous permet de vous concentrer sur la conversation avec votre interlocuteur.





Récepteurs Roger

Avec trois types de récepteurs différents disponibles, il existe presque toujours une solution Roger pour vous, quel que soit le type d'aide auditive ou d'implant que vous portez.



Récepteurs Roger
intégrés au design

Ce type de récepteur est conçu pour se fixer aux aides auditives Phonak. Ils peuvent également se fixer à certains implants cochléaires Advanced Bionics, Cochlear et MED-EL.



Roger X

Ce récepteur Roger universel miniature est compatible avec beaucoup de contours d'oreille, de processeurs de son d'implants cochléaires et d'appareils de diffusion.




Roger MyLink

Ce récepteur Roger doté d'un collier inductif fonctionne avec n'importe quel(le) aide auditive ou implant cochléaire muni(e) d'une bobine d'induction.

Roger au travail

Quelle que soit la situation, les microphones Roger sont toujours faciles d'utilisation et vous permettent de communiquer, de participer et de collaborer pleinement au travail.




Réunions avec conférencier

Les conférenciers se tiennent souvent à une certaine distance de la table de réunion. Lorsque le conférencier porte un microphone Roger qui fonctionne avec le microphone de table, vous pouvez entendre clairement ce que disent les participants et le conférencier.



Conversations en tête-à-tête dans le bruit

Lorsqu'il y a un bruit perturbateur autour de vous, la technique la plus efficace consiste à accrocher un microphone Roger autour du cou de votre collègue ou à son col.




Réunions en petit groupe

Même les réunions en petit groupe peuvent devenir difficiles pour les personnes portant des aides auditives. Il suffit de placer un microphone de table sur la table de réunion et vous entendrez mieux vos collègues*.




Réunions en grand groupe

Si vous participez à une réunion en grand groupe, plusieurs microphones de table amélioreront votre audition en captant toutes les voix autour de la table. Vous pouvez utiliser autant de Roger Table Mic II qu'il vous semble nécessaire. Ils transmettent la parole à vos aides auditives, quelle que soit la provenance de la voix.



Multimédia

Les vidéoconférences et les appels par internet sont des techniques couramment utilisées au travail. Les microphones Roger rendent ces techniques plus simples. Il vous suffit de connecter votre microphone Roger à l'aide du câble audio pour entendre ces sons essentiels directement dans vos oreilles.



Appels

Les appels téléphoniques peuvent être un véritable défi pour les personnes qui souffrent d'une perte auditive. En connectant le Roger Pen ou le Roger Select à votre téléphone ou votre ordinateur par Bluetooth ou par câble, vous pouvez passer vos appels directement depuis votre aide auditive ou votre implant cochléaire.

* Basé sur des données préliminaires. Article contrôlé par des pairs et Field Study News en cours de préparation, disponibilité prévue pour fin 2018 sur www.phonakpro.com/evidence-fr

Roger dans votre vie privée

Grâce à la technologie Roger, vous pourrez jouir d'une vraie vie sociale, car vous resterez connecté, quel que soit le bruit ambiant ou l'environnement auditif.



Dîner entre amis ou en famille

Les restaurants peuvent poser de vrais problèmes d'écoute en raison du mélange complexe de conversations, de musique de fond, de couverts et de verres qui s'entrechoquent. Une solution telle que Roger Select supprime ces bruits gênants et vous aide à capter chaque mot.



Fêtes

Lorsqu'il y a de la musique, que les personnes parlent et rient, Roger délivre la conversation directement dans vos oreilles. Roger Pen est idéal pour ces situations auditives. Grâce à son design en forme de stylo, il est élégant et facile à utiliser.




À la maison

À la maison, un microphone Roger réduit le bruit ambiant perturbateur comme le bruit des équipements de la cuisine ou le vacarme de la télévision. Cela vous permet d'apprécier pleinement les conversations en famille ou entre amis.



Appels

Profitez de vos conversations téléphoniques en connectant le Roger Pen ou le Roger Select à votre téléphone ou votre ordinateur par Bluetooth ou par câble.



En voiture

Les bruits de moteur, le bruit du trafic et le fait que les passagers ne sont pas face à vous rendent les conversations difficiles. En transférant les mots de l'orateur directement dans vos oreilles, Roger vous aide à surmonter tous ces obstacles de communication. Entendre en voiture redevient un plaisir.



Regarder la télévision

Vous pouvez facilement connecter les microphones Roger à la sortie audio de votre télévision. Cela vous permet d'entendre vos programmes favoris sans avoir à augmenter le volume de la télévision.

Découvrez quel microphone Roger répond à vos besoins auditifs



Franchissez l'étape suivante pour trouver quel système Roger est le mieux adapté à votre cas. Contactez votre audioprothésiste ou rendez-vous sur www.easyguide.phonakpro.com/fr





Étape suivante

Participez et contribuez sans effort à des situations auditives impliquant des collègues de travail, des amis et des proches. Roger s'assure que vous entendez tout dans une bonne qualité sonore, afin de vous permettre de vous concentrer sur la conversation sans distraction.

Remboursement

Les systèmes Roger nécessaires au travail sont souvent remboursés totalement ou au moins partiellement. Un remboursement est parfois offert pour des solutions couvrant votre vie privée. Les audioprothésistes proposant la gamme Roger peuvent vous assister dans votre demande de remboursement.

En savoir plus sur la solution Roger qui répondra à vos besoins. Contactez votre audioprothésiste ou rendez-vous sur **www.phonak.fr**

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

*Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr