



röger

Roger™ au travail

Se concentrer sur son travail plutôt que
sur son audition

PHONAK
life is on



Communiquez, participez et collaborez

Notre espace de travail peut aujourd'hui représenter un environnement d'écoute complexe. Pourtant, c'est là que la communication est la plus importante pour réussir.

Lorsque vous avez une perte auditive, vous devenez maître dans l'art de contourner les situations auditives complexes. Mais cela peut être prenant, émotionnellement exigeant et limite souvent votre capacité à participer et à engager des conversations.

De nombreuses personnes ne savent pas qu'il existe des microphones sans fil conçus pour le monde du travail pouvant être utilisés avec les aides auditives modernes. Une solution qui améliore les performances et vous permet de participer et de collaborer plus simplement au travail.



Roger

Comblant le manque de compréhension

Les aides auditives modernes font un travail exceptionnel et nous soutiennent dans de nombreuses situations du quotidien. Toutefois, dans les situations face à plusieurs personnes, en présence de bruit ambiant ou lorsque la source sonore est à une certaine distance, comme en réunion, les aides auditives peuvent ne pas être suffisantes.

Présentation de Roger

Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites. Face à certaines situations auditives complexes, nous devons imaginer des solutions supplémentaires.

C'est là qu'excelle la gamme de solutions sans fil Roger. Elle est composée de microphones sans fil discrets et de petits récepteurs Roger qui se fixent tout simplement à vos

aides auditives ou implants. Vous entendez alors clairement les mots de l'orateur directement dans vos oreilles, sans autre bruit ambiant perturbant.

Les réunions et les conférences deviennent un véritable plaisir, maintenant que vous pouvez vous concentrer sur votre travail plutôt que sur votre audition.



Roger Table Mic pour les réunions

Roger Table Mic est un microphone sans fil spécialement conçu pour les réunions. Les réunions sont souvent un obstacle pour les personnes ayant une perte auditive. Les difficultés proviennent notamment des conversations avec une personne sur le côté, du bruit ambiant ou de la distance entre vous et la personne à l'autre bout de la table.

Dans ces situations, il est recommandé d'utiliser un ou plusieurs Roger Table Mic. Son design discret se fond parfaitement avec les autres accessoires de la réunion. Il suffit de le placer sur la table de réunion. Les paroles des participants à la réunion sont alors captées et le bruit ambiant est réduit. La parole est transmise sans fil clairement à vos récepteurs.



Roger Table Mic

De nombreux avantages sans effort

Facilité d'utilisation

Roger Table Mic est très simple d'utilisation. La connexion du récepteur au microphone se fait par une simple pression d'un bouton. Il suffit de poser le microphone sur la table. Vous n'avez pas besoin d'expliquer aux autres comment il fonctionne.

Sans effort

Roger Table Mic, comme les autres microphones Roger, est entièrement automatique. Il ajuste ses réglages aux niveaux de bruit ambiant. Il ne nécessite pas de logiciel de programmation. Avec une autonomie de plus de 20 heures, vous n'avez aucun souci à vous faire sur le temps de fonctionnement.



Discrétion totale

Tous les dispositifs Roger sont de petite taille, légers et conçus dans un objectif de discrétion. Il suffit de fixer le récepteur intégré au design sur votre aide auditive Phonak. Pour une utilisation plus discrète, vous pouvez choisir d'activer le microphone de table à l'aide d'une télécommande.



Multi-fonctionnalités

Vous pouvez connecter plusieurs microphones Roger à la fois à votre aide auditive, dans un réseau MultiTalker. Cela signifie également que vous pouvez participer à des réunions rassemblant un très grand nombre de personnes. Avec une portée de plus de 20 mètres, vous ne raterez pas un mot.





Autres solutions pour répondre à vos besoins au travail

Aujourd'hui, le travail n'a pas forcément lieu dans un seul endroit. Il implique plus de mobilité et de collaboration. Pour s'adapter à cette réalité, nous avons créé des récepteurs et des microphones simples d'utilisation et compatibles entre eux. Vous pouvez alors choisir en toute simplicité les produits qui répondent au mieux à vos besoins.



Roger Pen

Roger Pen est un microphone sans fil polyvalent et élégant, qui vous permet de comprendre la parole dans le bruit et à distance. Il réduit le bruit ambiant et vous permet de suivre les conversations en tête-à-tête ou en groupe. Il est équipé de la technologie Bluetooth™ qui simplifie les appels avec les téléphones portables.



Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic est un microphone sans fil discret que votre interlocuteur porte sur son T-shirt, sa chemise ou sa veste. Clip-On Mic est adapté aux réunions avec un ou plusieurs orateurs. Il se connecte automatiquement et fonctionne avec les autres produits Roger.

Dans quels cas utiliser Roger ?


Quelle que soit la situation, les microphones Roger sont toujours faciles d'utilisation et vous permettent de participer et d'échanger au maximum avec vos collègues.

Réunions en petit groupe



Les réunions à quatre ou cinq personnes deviennent un calvaire pour les personnes portant des aides auditives. Il suffit de placer un microphone de table en réunion et vous entendrez mieux vos collègues.

Réunions en grand groupe



Si vous participez à des réunions rassemblant beaucoup de personnes, vous pourriez avoir besoin de plusieurs Roger Table Mic. Utilisez autant de microphones de table que nécessaire car ils forment un système et transmettent la parole à vos aides auditives, quelle que soit la provenance de la conversation.

Réunions avec conférencier



Les conférenciers se tiennent souvent à une certaine distance de la table de réunion et du microphone de table. Si le conférencier porte le Roger Clip-On Mic ou le Roger Pen, celui-ci fonctionne sans souci avec le microphone de table. Vous pouvez alors entendre clairement la parole du conférencier et des participants à la réunion.

Conversations en tête-à-tête dans le bruit




Lorsqu'il y a un bruit perturbant autour de vous, la technique la plus efficace consiste à suspendre le Roger Pen au cou de votre collègue ou de fixer le Roger Clip-On Mic sur son col.

PC et multimédia



Les vidéoconférences et les appels par Internet sont des technologies couramment utilisées au travail. Les microphones Roger vous permettent de mieux entendre le son dans ces cas-là. Connectez simplement votre microphone Roger à l'aide du câble audio fourni pour entendre ces sons essentiels directement dans vos oreilles.

Appels avec un téléphone portable



Les appels téléphoniques peuvent être un véritable défi pour les personnes ayant une perte auditive. Roger Pen comprend la toute dernière technologie Bluetooth, qui permet de vous connecter à un téléphone portable et d'entendre les appels téléphoniques directement dans vos aides auditives ou IC.

Situations et recommandations

Découvrez le microphone Roger qui correspond le mieux à chaque situation auditive.

Situation	1 Roger Table Mic	Plusieurs Roger Table Mic	Roger Pen	Roger Clip-On Mic
Plusieurs orateurs dans le bruit et à distance				
– Réunions jusqu'à quatre participants	●		●	
– Réunions de quatre à six participants	●			
– Réunions de plus de six participants		●		
– Conférences	●	●		
– Présentations	●	●	●	●
Un seul orateur à distance			●	●
Un seul orateur dans le bruit et à distance				
– Conversation avec un collègue dans une voiture			●	●
– Conversation avec un collègue dans une cafétéria	●		●	●
– Conversation avec un collègue dans un couloir			●	●
Multimédia				
– Audio, PC, vidéoconférences	●		●	●
Appels avec téléphone portable par Bluetooth			●	

Passez à l'étape suivante

Pour trouver le système Roger qui vous correspond, demandez conseil à votre audioprothésiste ou consultez le site www.phonak.fr



Récepteurs Roger

Avec trois types de récepteurs fonctionnant parfaitement avec des aides auditives ou des implants, il existe un récepteur Roger disponible pour chacun.



Roger intégré au design

Ces types de récepteurs sont conçus pour se fixer aux aides auditives Phonak. Ils peuvent également se fixer à certains implants cochléaires Advanced Bionics et Cochlear.



Roger X

Ce récepteur Roger universel miniature est compatible avec à peu près tous les contours d'oreille, implants et appareils de diffusion.



Roger MyLink

Récepteur à collier inductif avec contrôle du volume. Il fonctionne avec n'importe quel(le) aide auditive ou implant cochléaire muni(e) d'une bobine d'induction.


Fonctionnement de nos produits Roger

À distance et dans le bruit, les aides auditives ne suffisent souvent pas. Cela signifie qu'elles fonctionnent parfaitement dans des conversations lorsque l'interlocuteur se trouve à proximité, dans un endroit calme. Néanmoins, vous pouvez avoir des difficultés de communication dans le bruit intense et à distance. Nos produits Roger sont conçus pour améliorer la compréhension de la parole dans les situations d'écoute difficiles plus efficacement que toute autre technologie.

Roger est un standard de transmission numérique adaptative sans fil fonctionnant sur la bande 2,4 GHz. Il transmet sans fil la voix du locuteur directement dans les aides auditives de l'utilisateur. Il est basé sur une micropuce brevetée qui utilise des algorithmes intelligents et adaptatifs pour améliorer le rapport signal sur bruit jusqu'à des niveaux jamais atteints auparavant.

Le rapport signal sur bruit (RSB) est le rapport entre le signal (parole) et le bruit ambiant (ventilation, écho, autres voix, etc.). Plus le signal en relation avec le bruit ambiant est fort, meilleure sera la qualité de la parole.

Notre équipe de recherche et développement s'est consacrée à obtenir le meilleur RSB possible. C'est pour cela que nos produits Roger disposent de la technologie la plus avancée du marché pour transmettre la parole et réduire le bruit ambiant.





Soyez connecté !

Les solutions auditives Roger vous permettent de participer et d'échanger avec vos collègues sans effort, dans votre environnement de travail. Vous n'avez plus besoin de faire de compromis, car Roger vous assure d'entendre tout avec un son de qualité. Roger vous permet d'être concentré sur votre travail sans aucune distraction.

Remboursement

Les solutions auditives nécessaires au travail sont souvent remboursées, totalement ou partiellement. Les audioprothésistes proposant la gamme Roger peuvent vous assister dans votre demande de remboursement.

En savoir plus sur la solution Roger qui répondra à vos besoins. Contactez votre audioprothésiste ou rendez-vous sur www.phonak.fr



Life is on*

Nous sommes sensibles aux besoins de tous ceux qui dépendent de notre savoir-faire, de nos idées et de nos engagements. En relevant avec créativité les défis que représentent les limites technologiques, nous développons des innovations qui aident à entendre, comprendre et découvrir les richesses sonores de la vie.

Dialoguez librement. Communiquez en toute confiance. Vivez sans limite. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr

