

Phonak Fast Facts



Phonak Sky™ B-PR : la première aide auditive pédiatrique rechargeable

De quoi s'agit-il ?

L'aide auditive Phonak Sky B-PR permet de profiter des avantages d'une batterie rechargeable, ainsi que de toutes les fonctions des aides auditives Sky B. L'aide est notamment dotée d'AutoSense Sky OS, de SoundRecover2 et d'un témoin lumineux facile à interpréter.

Quels sont les avantages ?

Phonak Sky B-PR est le premier produit rechargeable dans une gamme d'aides auditives pédiatriques équipées d'une batterie lithium-ion. Trois heures suffisent à charger entièrement cette aide auditive*, qui tiendra alors toute une journée.**¹

- La batterie lithium-ion entièrement scellée offre une sécurité enfant idéale pour les oreilles les plus jeunes²
- Le coude avec une sécurité enfant optionnelle protège l'aide auditive des mains curieuses
- Suffisamment résistant pour convenir au quotidien des enfants les plus actifs
- Le boîtier étanche (indice IP68^{***}) garantit que les enfants peuvent garder leurs aides auditives, même quand l'humidité est de mise
- Le témoin lumineux rassure les parents et les soignants sur le bon fonctionnement des aides auditives et garantit que leur enfant n'est pas exclu de situations impliquant la parole

Comment l'utiliser ?

Sans la moindre pile à acheter ou changer, l'entretien de l'aide auditive Sky B-PR est remarquablement simple. La plupart des enfants peuvent faire preuve d'indépendance en plaçant eux-mêmes leurs aides auditives dans le boîtier de charge tous les soirs, avant d'aller se coucher. Les aides auditives Sky B-PR entièrement chargées les attendront le lendemain matin, prêtes à offrir une journée complète d'audition de qualité.

Pour plus d'informations sur l'aide auditive Phonak Sky B-PR, rendez-vous sur www.phonakpro.com/rechargeable



Phonak Sky B-PR

* Résultats attendus avec une pleine charge. 16 heures d'audition avec 10 heures d'utilisation de Roger ou de diffusion audio.

** La technologie Roger est utilisable via le ComPilot II avec un appareil Roger X ou Roger MyLink.

*** L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace de poussière n'a été trouvée dans le boîtier.

¹ Contactez claims@phonak.com pour obtenir davantage d'informations

² Stephenson, B., Omisore, D., Pedersen, H. M., Et Taphuntsang (2016). The Phonak rechargeable solution. Field Study News, extrait de www.phonakpro.com/evidence, consulté le 19 février 2018.