



NIEUW oplaadbaar
hoortoestel met
geïntegreerde
lithium-ion accu

Als uw hoortoestellen zich
vanzelf aan elke geluidsomgeving
aanpassen. Life is on

A Sonova brand

PHONAK
life is on



Phonak introduceert een nieuwe oplaadbare technologie met Phonak Audéo™ B

Phonak, de toonaangevende leider op het gebied van hooroplossingen die uw leven veranderen, biedt u de nieuwe Audéo B-productlijn, die innovatieve technologieën bevat waardoor u moeiteloos kunt horen.

Oplaadbaar model

- Biedt gewoon 24 uur* hoorgenot op één accu
- Het snelst oplaadbare, langst te gebruiken oplaadbare hoortoestel ooit
- Eenvoudig te gebruiken en geen gedoe met wegwerpbatterijen
- Baanbrekende innovatieve geïntegreerde, oplaadbare lithium-ion accu

Nieuwe AutoSense OS™

- Ongeëvenaarde hoorprestaties in alledaagse luistersituaties¹
- Past zich simpelweg automatisch op iedere geluidsomgeving aan, zodat u de hoortoestellen niet handmatig hoeft bij te stellen^{2,3}

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence



Gewoon 24 uur* hoorgenot op één accu. Life is on

Phonak Audéo™ B-R is het eerste hoortoestel ooit dat een speciaal ontwikkelde, geïntegreerde, oplaadbare lithium-ion accu bevat, die u 24 uur* hoorgenot kan bieden op één accu.

In het oplaadbare hoortoestel Phonak Audéo B-R wordt de nieuwste hoogwaardige technologie gecombineerd met **baanbrekende accutechnologie**.

Geen gedoe meer met wegwerpbatterijen die klein en moeilijk te gebruiken zijn. U kunt nu genieten van de vrijheid die u wordt geboden in de wetenschap dat Audéo B-R eenvoudig opgeladen kan worden, waardoor u hem de hele dag kunt gebruiken... en zelfs tot in de late uurtjes, indien nodig.

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Snelst oplaadbaar, langst te gebruiken

Audéo B-R is het **snelst oplaadbare, langst te gebruiken oplaadbare hoortoestel** dat op de markt verkrijgbaar is. Het hoortoestel biedt u zelfs **24 uur*** hoorgenot nadat u het **3 uur hebt opgeladen**. Als u haast heeft, kunt u erop vertrouwen dat u 6 uur lang kunt genieten van de beste hoorprestaties nadat u het hoortoestel 30 minuten heeft opgeladen. Audéo B-R is bovendien verkrijgbaar met **slimme oplaadmogelijkheden die eenvoudig te gebruiken zijn**, zodat u hem overal kunt opladen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat hij leeg raakt.

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming.
Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence



Phonak Charger Case

- Een oplader, droogkit en beschermend doosje in één
- Bevat ook een reinigingstool



Phonak Power Pack

- Kan eenvoudig worden bevestigd op de Phonak Charger Case
- Ideaal voor korte reizen waarbij geen stroombron beschikbaar is



Phonak Mini Charger

- Meest compacte oplaadmogelijkheid



Als uw hoortoestellen zich vanzelf aan elke geluidsomgeving aanpassen. Life is on



Geluid is overal en verandert voortdurend, afhankelijk van waar u bent. Dit maakt luisteren zeer uitdagend en de taak die hoortoestellen moeten uitvoeren zeer ingewikkeld.

Wat Audéo B en Audéo B-R zo bijzonder maakt is hun **unieke besturingssysteem: AutoSense OS**. Dit besturingssysteem **voelt uw omgeving aan** en **stelt uw hoortoestellen bij wanneer dit nodig is**. Het enige wat u hoeft te doen, is de hoortoestellen inschakelen; de rest gebeurt **automatisch**.

Het maakt niet uit waar u bent of wat u doet. De Audéo B hoortoestellen zijn ontwikkeld om uw leven eenvoudiger te maken. Daarom kunt u met de **nieuwe, oplaadbare Audéo B-R** genieten van **24 uur*** horen op één accu.

* Verwachte resultaten wanneer het hoortoestel volledig is opgeladen en tot wel 80 minuten draadloze streaming. Raadpleeg www.phonakpro.com/evidence

Volautomatisch, zodat u moeiteloos kunt luisteren, waar u ook bent


Bij de ontwikkeling van de Audéo B-productlijn met nieuwe AutoSense OS is rekening gehouden met alledaagse luistersituaties. Hierdoor past het hoortoestel zich naadloos aan op verschillende geluiden.

AutoSense OS **analyseert iedere 0,4 seconden de geluiden om u heen** en kan identificeren of u zich in een rumoerig restaurant, de auto, een concerthal of thuis bevindt. Het hoortoestel **maakt gebruik van meerdere functies en voegt deze vervolgens samen** om meer dan 200 afzonderlijke instellingen te creëren die zich **nauwkeurig aanpassen aan uw geluidsomgeving**.

U kunt genieten van ongeëvenaarde hoorprestaties en geluidskwaliteit, **zonder dat u daarvoor zelf iets hoeft te doen...** waar het leven u ook mag brengen.^{2,3}

Mengen in plaats
van schakelen

Meer dan 200 afzonderlijke
instellingen en meerdere functies



Omdat twee oren meer horen dan één

Wanneer het om u heen rumoerig is, wordt het moeilijk om te verstaan wat er wordt gezegd. Om effectief te kunnen werken, maakt AutoSense OS gebruik van een technologie genaamd Binaural VoiceStream Technology™.

Twee oren horen meer dan één en hetzelfde geldt wanneer u hoortoestellen gebruikt. Binaural VoiceStream Technology is ontwikkeld om moeilijke luistersituaties het hoofd te bieden door **te simuleren wat de hersenen doen wanneer geluid beide oren binnendringt**. De verbinding tussen deze twee hoortoestellen zorgt ervoor dat u **kunt profiteren van het horen van spraak in beide oren**, voornamelijk in een luidruchtige omgeving, aan de telefoon of wanneer u de spreker niet kunt aankijken.⁴









Meer hoorprestaties in situaties waarin u ze het meest nodig heeft

Meer verstaan in lawaai

Een verbetering van 60% voor spraakverstaan ten opzichte van geen hoortoestellen doordat het hoortoestel zich op één stem in een luidruchtige omgeving richt.⁴

Beter spraakverstaan

Een verbetering van 20% voor spraakverstaan dankzij de automatische selectie van de beste instellingen voor alledaagse luistersituaties.^{2, 3}

Horen in de auto

U hoeft 37% minder moeite te doen om naar gesprekken te kunnen luisteren in de auto ten opzichte van voorafgaande technologieën.⁵

Hoor zachte stemmen

Een verbetering van 10% voor het verstaan van zachte stemmen met onze nieuwste producten.⁶

Natuurlijke muziekbeleving

Het best beoordeelde hoortoestel voor geluidskwaliteit van muziek.⁷

Audéo B is verkrijgbaar
in 5 modellen,
4 prestatieniveaus en
9 kleuren, zodat u hem
kunt aanpassen aan
uw specifieke behoeften



Sand Beige
P1



Sandalwood
P3



Chestnut
P4



Champagne
P5



Silver Gray
P6



Graphite Gray
P7



Audéo B-10



Audéo B-312



Audéo B-312T



Audéo B-13

Bevat een baanbrekend
oplaadbaar model



Audéo B-R



Velvet Black
P8



Alpine White
T7



Beige
01



Water- en stofbestendig IP68

Draadloze accessoires van Phonak voor verbeterde prestaties

Phonak biedt een uitgebreid scala aan draadloze accessoires om de prestaties van uw hoortoestellen, indien nodig, nog verder te verbeteren.

Of u nu moeite heeft met verstaan tijdens het televisiekijken, tijdens het bellen of tijdens het luisteren naar muziek: wij hebben de draadloze oplossing ontwikkeld die aan al uw behoeften voldoet. Deze draadloze accessoires stellen u ook in staat om volledig deel te nemen in

luidruchtige situaties of wanneer de spreker zich op afstand bevindt.

Phonak biedt speciale, draadloze Roger-oplossingen voor de moderne werkvloer, wat een uitdagende luisteromgeving kan zijn en een plaats waar communicatie van het allerhoogste belang is om u succesvol te laten zijn. De oplossingen, die compatibel zijn met vrijwel alle hoortoestellen, maken het voor u eenvoudiger om u op het werk te richten in plaats van op uw gehoor.





Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonakpro.nl

Vraag uw audicien wat Phonak Audéo B u kan bieden, uw gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.

**Vraag om een gratis demonstratie,
want horen is geloven!**

Uw audicien:

┌	┐
└	┘