

Phonak Fast Facts



Phonak Audéo™ B-Direct

Wat is het?

Audéo B-Direct is het eerste Made For All-hoortoestel (MFA) van Phonak dat een directe verbinding met mobiele telefoons* maakt zonder dat de gebruiker een streamer hoeft te dragen. Audéo B-Direct, mogelijk gemaakt door de SWORD™-chip, de bedrijfseigen 2,4 GHz-radiochip van Phonak en het Belong-platform, breidt het portfolio van Phonak uit met een oplossing voor rechtstreekse verbinding.

Waarom wordt het gebruikt?

Audéo B-Direct biedt

- Directe verbinding met een Bluetooth®-telefoon*, ongeacht het besturingssysteem of merk. Cliënten die willen profiteren van de voordelen van directe verbinding hoeven niet van telefoon te wisselen.
- Daadwerkelijk handsfree bellen. Cliënten horen de telefoon rechtstreeks in hun hoortoestellen overgaan en kunnen de telefoon opnemen zonder dat ze deze hoeven aan te raken.
- Automatische verbinding met de TV Connector voor een hoogwaardige tv-luisterbeleving in stereo.
- Streaming/Mic. balans om het volume van de omgeving en het gestreamde signaal aan te passen.



Hoe wordt het gebruikt?

Audéo B-Direct wordt geprogrammeerd met het nieuwe standaard programmeerapparaat, Noahlink Wireless en Target 5.2 of nieuwer. Zodra dit is geprogrammeerd, kan het hoortoestel direct verbinding maken met elke* mobiele telefoon met Bluetooth. Het beantwoorden of weigeren van een oproep is heel eenvoudig dankzij de drukknop op het hoortoestel. Als de telefoon binnen het bereik ligt, kan de cliënt verbinding maken en handsfree bellen. Plug-and-play verbinding met de tv. Zodra de hoortoestellen binnen bereik liggen, maken ze automatisch verbinding met de TV Connector voor een uitstekende luisterervaring.

*met draadloze Bluetooth® 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons.

Voor meer informatie over de Phonak Audéo B-Direct, gaat u naar www.phonakpro.com/audeo-b-direct of neemt u contact op met uw Phonak-vertegenwoordiger.