



Phonak Virto™ B

A Sonova brand



PHONAK
life is on

Als een biometrisch hoortoestel
u toegang geeft tot betere
hoorprestaties, life is on

Phonak introduceert de eerste hoortoestellen ter wereld met Biometrische Kalibratie: Phonak Virto B

Bij Phonak zetten we ons in om innovatieve gehoortechnologie te ontwikkelen die uw leven daadwerkelijk verandert. Phonak Virto B is het eerste hoortoestel ter wereld met Biometrische Kalibratietechnologie. Deze is speciaal ontwikkeld om u betere hoorprestaties te bieden en is specifiek op u afgestemd.

Een hoger aanpasniveau

- Nauwkeurig afgestemd op de individuele anatomie van uw oor, zodat u op uw best kunt horen ¹
- Op maat gemaakt voor uw oren

Nieuwe AutoSense OS™

- Ongeëvenaarde hoorprestaties in alledaagse luistersituaties ²
- Past zich simpelweg automatisch aan iedere geluidsomgeving aan, zodat u de hoortoestellen niet handmatig hoeft bij te stellen ^{3,4}



Ware grootte





Elk oor is uniek, elk oor hoort anders

Elke persoon is anders. Net zoals vingerafdrukken is ook elk oor uniek. Ons linkeroor verschilt zelfs van ons rechteroor. De kenmerkende eigenschappen van de anatomie van het oor zijn van invloed op de manier waarop geluid wordt opgevangen, richting het trommelveel wordt geleid en wordt omgezet in informatie die de hersenen kunnen begrijpen.

Welkom bij een hoger aanpasniveau


Phonak Virto B-hoortoestellen, die op maat zijn gemaakt om perfect in uw oor te passen, zijn de eerste hoortoestellen ter wereld met Biometrische Kalibratie. Ze sluiten perfect aan op de anatomie van uw oor en uw gehoorbehoeften.

De bedrijfseigen Phonak-software, voor het vormgeven van hoortoestellen, meet en analyseert de unieke eigenschappen van de anatomie van uw oor. Nadat de software meer dan 1600 biometrische datapunten heeft vastgelegd, berekent deze de unieke kalibratie-instellingen voor elk Virto B-hoortoestel.

Vervolgens worden deze kalibratie-instellingen opgeslagen in het geheugen van uw hoortoestel, zodat u altijd verzekerd bent van nog meer nauwkeurigheid en precisie dan ooit. Hierdoor kan Virto B betrouwbaarder vaststellen waar het geluid vandaan komt, zodat uw hoorprestaties zullen toenemen.¹

U kunt nu genieten van een uitstekende luisterervaring, een unieke vorm voor elk oor en een hoortoestel dat aan de binnen- en buitenkant volledig is aangepast aan uw oren.





Als een biometrisch hoortoestel
geeft tot betere hoorprestaties



oestel u toegang
aties, life is on







Volautomatisch, zodat u moeiteloos kunt luisteren, waar u ook bent

Virto B-hoortoestellen beschikken over een uniek besturingssysteem, genaamd AutoSense OS. Het voelt uw omgeving automatisch aan en stelt uw hoortoestellen bij wanneer dit nodig is.

AutoSense OS analyseert iedere 0,4 seconden de geluiden om u heen en kan identificeren of u zich in een rumoerig restaurant, de auto, een concerthal of thuis bevindt.


Het hoortoestel maakt gebruik van meerdere functies en voegt deze vervolgens samen om meer dan 200 afzonderlijke instellingen te creëren die zich nauwkeurig aanpassen aan uw geluidsomgeving.

Het resultaat: ongeëvenaarde hoorprestaties en geluidskwaliteit ... waar het leven u ook mag brengen.^{3, 4.}

Aangepast aan uw behoeften


Virto B is verkrijgbaar in vier prestatieniveaus en een groot assortiment aan modellen en kleuren die perfect voldoen aan uw behoeften.

Modellen




Kleurcombinaties

Front



Behuizing



Draadloze accessoires van Phonak om de prestaties van uw hoortoestellen te verbeteren

Phonak biedt een uitgebreid scala aan draadloze accessoires om de prestaties van uw hoortoestellen, indien nodig, nog verder te verbeteren.

Om nog beter te verstaan tijdens het televisiekijken, tijdens het bellen of tijdens het luisteren naar muziek, hebben wij draadloze oplossingen ontwikkeld die aan al uw behoeften voldoen. Deze stellen u ook in staat om volledig deel te nemen in luidruchtige situaties, wanneer de spreker zich op afstand bevindt of wanneer er meerdere sprekers zijn.





Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.nl