


Phonak introduceert de nieuwe Virto™ B-Titanium



Nog
discreter




- Nieuwe Titanium FitGuide
- Nieuwe modulekleuren
- Opties voor kleinere venting
- Extra retentie
- Biometrische kalibratie

Het kleinste op maat gemaakte Phonak- hoortoestel is nu nog discreter.

Oorafdrucken zijn statisch, maar gehoorgangen flexibel. De nieuwe Titanium FitGuide houdt rekening met deze flexibiliteit en geeft aan hoe diep het hoortoestel in de gehoorgang kan worden geplaatst.

Dankzij de nieuwe Titanium FitGuide kan meer dan **50%** van de mensen profiteren van een diepere aanpassing van de Virto B-Titanium van gemiddeld **2,5 mm**. Dat is het verschil tussen discreet en super discreet.



Overige nieuwe functies

Nieuwe modulekleuren



Cacao

Pink

Zwart



reddot award 2018
winner

Opties voor kleinere venting

Bij de Virto B-Titanium leveren we ook een nieuwe reinigingstool voor kleinere venting. Hiermee wordt het mogelijk om venting van 0,8 mm te creëren voor optimale feedbackdrempels, zelfs bij SP-speakers.

Extra retentie

Nieuwe optionele oppervlaktechnologie voor behuizingen.

Biometrische kalibratie

Perfect aangepast aan de unieke vorm van het oor.