

Phonak Virto™ B-Titanium

Productinformatie



Phonak Virto B-Titanium is een innovatief, op maat gemaakt hoortoestel voor licht tot ernstig gehoorverlies op twee prestatieniveaus.

Dankzij de technologie van het Phonak Belong™-platform zijn Phonak Virto B-Titanium-hoortoestellen de ideale oplossing voor cliënten die de beste hoorprestaties in een cosmetisch aantrekkelijke, op maat gemaakte hooroplossing willen hebben.

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

Productbeschrijving



Phonak Virto B-Titanium
B90/B70


Vermogensniveau	
M	•
P	•
SP	•
Hardware-configuraties/opties/technologie	
Batterijtype	10
Drukknop (voor programma- of volumewijziging)	optioneel
EasyPhone (voor akoestische telefoon)	optioneel
MiniControl* (voor programma- of volumewijziging)	optioneel
Luisterspoel	optioneel
Microfoontechnologie	Omni
IP-certificering	IP68 ¹

* alleen verkrijgbaar zonder drukknoop


Technische gegevens

Vermogen		M	P	SP
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2cc coupler	109	115	119
	Oorsimulator	120	125	129
Maximale versterking (dB)	2cc coupler	40	50	60
	Oorsimulator	50	60	70
Frequentiebereik (Hz)	2cc coupler	<100 – 7000	<100 – 6700	<100 – 7000
Stroomverbruik (mA)	2cc coupler	0,95	1,00	0,95


Aanpasbereik



Voor licht tot matig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties



Voor licht tot gemiddeld-ernstig
gehoorverlies, alle audiometrische
configuraties



Voor matig tot ernstig gehoorverlies,
alle audiometrische configuraties

Kleuren



¹ IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529. Er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing.

Aanpassing

Software	Phonak Target 5.4 of hoger.
Interfaces	Programmeerkabel, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Draadloze Communicatie Portfolio

Phonak Virto B-Titanium B90/B70	
Draadloos accessoire	
 Phonak MiniControl	Optioneel

Prestatieniveaus

	Premium B90	Advanced B70	Functies	Premium B90	Advanced B70
AutoSense OS	Premium	Advanced	FlexControl	•	•
Rustige omgeving	•	•	FlexVolume	•	•
Comfort in lawaai	•	•	SoundRecover 2	•	•
Spraak in lawaai	•	•	Luidheidsvoorkeurregeling	•	•
Muziek	•	•	Kanalen voor fijnafstelling	20	16
Spraak in de auto	•		WhistleBlock	•	•
Comfort in echo	•		NoiseBlock	•	•
			EchoBlock	•	
Bijkomende programma's			SoundRelax	•	•
Max. aantal bijkomende prog.	5	5	AOV en AOV-O	•	•
Comfort in echo	•		Tinnitus Balance	•	•
Rustige omgeving	•	•	auto Acclimatization	•	•
Comfort in lawaai	•	•			
Spraak in lawaai	•	•			
Muziek	•	•			
Akoestische telefoon	•	•			
Op maat gemaakt programma	•	•			

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.

www.phonakpro.com