

Phonak Virto™ B

Productinformatie



Phonak Virto B is het functionele, op maat gemaakte hoortoestel voor licht tot ernstig gehoorverlies, dat verkrijgbaar is in zes modellen en op vier prestatieniveaus.




Dankzij de innovatieve technologie van het Phonak Belong-platform zijn Phonak Virto B-hoortoestellen de ideale uitkomst voor cliënten die op zoek zijn naar de beste hoorprestaties en een cosmetisch aantrekkelijke hooroplossing op maat.

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.com

Productbeschrijving

						
	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
Vermogensniveau						
M	•	•	•	•	•	•
P	•	•	•	•	•	•
SP	•	•	•	•	•	•
UP ¹					•	•
Hardware-configuraties/opties/technologie						
Batterijtype	10	312	10	10	312	13
Drukknop (programma / volume)	•	•	•	•	•	•
Volumeregelaar (wielje)		•	•	•	•	•
Luisterspoel	•	•	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•	•	•
Microfoontechnologie	Omni	Omni	Omni	Directioneel	Directioneel	Directioneel
Draadloos (connectiviteit & QuickSync)			•	•	•	•
Binaural VoiceStream Technology™				•	•	•
IP68-classificatie (zonder VC)	• ²		• ²			

Technische gegevens


Vermogensniveau		M	P	SP	UP ¹
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	2cc coupler	109	115	119	127
	Oorsimulator	120	125	129	135
Maximale versterking (dB)	2cc coupler	40	50	60	70
	Oorsimulator	50	60	70	78
Frequentiebereik (Hz)	2cc coupler	<100 – 7000	<100 – 6700	<100 – 7000	<100 – 5200
Stroomverbruik (mA)	NW	0,95	1,0	0,95	
	WHS	1,2	1,2	1,2	1,2
Aanpasbereik		 Voor licht tot matig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties	 Voor licht tot gemiddeld-ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties	 Voor matig tot ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties	 Voor matig tot zeer ernstig gehoorverlies, alle audiometrische configuraties

¹ Alleen beschikbaar in bepaalde landen

² IP68 betekent dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter water gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529. Er waren geen sporen van stof zichtbaar in de behuizing.

Kleuren

Faceplate-kleuren



Schaalkleuren



Schaalstijlen

	Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
IIC	•					
CIC	•	•	•			
MC	•	•	•	•		
ITC	•	•	•	•	•	•
HS	•	•	•	•	•	•
FS	•	•	•	•	•	•

Aanpassing

Software	Phonak Target™ 5.2 of hoger
Interfaces	iCube II, programmeerkabel, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Draadloze Communicatie Portfolio

		 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-13 B90/B70/B50/B30
Draadloos accessoire							
	Phonak DECT II			•	•	•	•
	Phonak PilotOne II			•	•	•	•
	EasyCall II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Phonak ComPilot Air II			•	•	•	•
	Phonak TVLink II			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak RemoteMic			• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak MiniControl	•					
Roger							
	Roger X / Phonak ComPilot II			•	•	•	•
	Roger MyLink	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²	• ²

Voor meer informatie over Roger-microfoons brengt u een bezoek aan
www.phonakpro.com/roger

Prestatieniveaus

	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
AutoSense OS	Premium	Advanced	Standard	Essential
Rustige omgeving	•	•	•	•
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	
Muziek	•	•		
Spraak in veel lawaai ²	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	5	5	5	5
Speech in Wind ²	•			
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai ²	•	•		
Spraak in 360° ²	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige omgeving	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
Max. aantal streamingprogramma's	4	4	4	4
Bluetooth-audio + mic	•	•	•	•
Bluetooth-telefoon/DECT + mic	•	•	•	•
RemoteMic/Roger	•	•	•	•

	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
Functies	Premium	Advanced	Standard	Essential
UltraZoom ²	•	•	•	
SNR-Boost ²	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone ²	•	•	•	
SoundRecover 2	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock ²	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync ²	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•

2 Alleen met Binaural VoiceStream Technology™ (directionele microfoon vereist)

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen.

www.phonakpro.com