

Phonak Vitus+ AHO/RIC

Productinformatie



Phonak Vitus+ AHO/RIC is het uitgebreide RIC- en AHO-portfolio in het basissegment voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies en bevat Single-base automaat voor beter spraakverstaan in rust en lawaai.

Vitus+-hoortoestellen zijn de ideale oplossing voor cliënten die voor een goede hoorprestatie in een aantrekkelijk design kiezen.

Ga voor meer informatie naar www.phonakpro.nl

Productbeschrijving



Vitus+ AHO-micro



Vitus+ AHO-P




Vitus+ AHO-UP

Zink-luchtbatterijformaat		312	13	675
Drukknop (programma/volume)		•	•	•
Volumeregelaar			•	•
Luisterspoel		•	•	•
EasyPhone		•	•	•
Nano-coating		•	•	•
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	29,5 x 13 x 7,4 mm	33,1 x 16,3 x 8,6 mm	42,5 x 19,2 x 8,7 mm
	Gewicht	1,9 g	2,7 g	5,4 g


Max. outputvermogen (dB SPL)						
2 cc coupler	122	129	126	131	135	141
Oorsimulator	126	134	130	135	140	145
Max. gain (dB)						
2 cc coupler	56	63	58	66	77	82
Oorsimulator	60	68	62	71	81	85
Frequentiebereik – Oorsimulator (Hz)	<100 – 6600	<700 – 6300	<100 – 5500	<100 – 5500	<100 – 5100	<100 – 5100
Stroomverbruik – Oorsimulator, HE 10 680 (mA)	1,2		1,2		1,3	



Mild tot matig-ernstig
gehoorverlies, alle
audiometrische
configuraties.



Mild tot ernstig
gehoorverlies, alle
audiometrische
configuraties



Ernstig tot zeer ernstig
gehoorverlies, alle
audiometrische
configuraties

Batterijtype	312
Drukknop (programma/volume)	•
Volumeregelaar	
Luisterspoel	•
EasyPhone	•
Nano-coating	•
IP-certificering ¹	IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D
	28,7 x 12,3 x 6,8 mm
Gewicht	1,5 g

Standaard xReceiver (xS)	
Max. outputvermogen (dB SPL)	
2 cc coupler	111
Oorsimulator	122
Max. gain (dB)	
2 cc coupler	46
Oorsimulator	56
Frequentiebereik – Oorsimulator (Hz)	<100 – 9200
Stroomverbruik (mA)	1,2

Power xReceiver (xP)	
Maximaal uitgangsvermogen (dB SPL)	
2 cc coupler	124
Oorsimulator	132
Max. gain (dB)	
2 cc coupler	57
Oorsimulator	65
Frequentiebereik – Oorsimulator (Hz)	<100 – 6400
Stroomverbruik (mA)	1,2

UltraPower xReceiver (xUP)	
Max. outputvermogen (dB SPL)	
2 cc coupler	130
Oorsimulator	136
Max. gain (dB)	
2 cc coupler	66
Oorsimulator	72
Frequentiebereik – Oorsimulator (Hz)	<100 – 5800
Stroomverbruik (mA)	1,3

¹ De IP68-certificering geeft aan dat het hoortoestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de norm IEC60529.

Kleuren behuizing



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray


Akoestische koppelingen

Vitus+ AHO–micro en AHO–P			
Geluidsuitgang	Toonbocht	Beschikbaar als gedempt (HE10 680) en ongedempt (HE10)	
	Slim tube HE	Beschikbaar in links, rechts en vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3)	
Oorstukje	Eartip	Open eartip	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
		Gesloten eartip	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
		Power eartip	beschikbaar in drie formaten (S, M, L)
SlimTip	Hard materiaal	Holle schaal	
		Massieve schaal	
	Zacht materiaal	Massieve schaal	

Vitus+ AHO–UP		
Geluidsuitgang	Standaard Toonboch	Gedempt (HE11 680)
		Ongedempt (HE11)
	Power SlimTube II	Links en rechts in vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)

Vitus+ RIC–312T			Standaard xReceiver	Power xReceiver	UltraPower xReceiver
Lengte	Verkrijgbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3), links en rechts		•	•	•
Eartip	Open eartip	Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	
	Gesloten eartip	Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	
	Power eartip	Verkrijgbaar in drie maten (S, M, L)	•	•	
SlimTip*	Hard materiaal	Holle schaal	•	•	
		Massieve schaal	•		
cShell	Hard materiaal		•	•	•

*Extra kanaallengte-optie mogelijk



Aanpassing

Software	Phonak Target 5.3 of hoger
Interfaces	iCube II*, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Draadloze communicatie portfolio

Roger	Vitus+ AHO–micro	Vitus+ AHO–P	Vitus+ AHO–UP	Vitus+ RIC–312T
 Roger 18		•		
 Roger X / AS18		•		
 Roger 19			•	
 Roger X / AS19			•	
 Roger MyLink	•	•	•	•

Voor meer informatie over Roger microfoons brengt u een bezoek aan www.phonakpro.nl/roger

Prestatieniveaus

	Vitus+
Single-base automaat	•
Rustige situatie	•
Spraak in lawaai	•
Handmatige programma's	
Max. aantal handmatige programma's	4
Spraak in lawaai	•
Rustige situatie	•
Comfort in lawaai	•
Muziek	•
Akoestische telefoon	•
Op maat gemaakt programma	•
Draadloze aanpassing	•
Functionies	
UltraZoom	•
SoundRecover	•
Luidheidsvoorkeurregeling	•
Fijnafstelling van kanalen	6
WhistleBlock	•
NoiseBlock	•
QuickSync	•
AOV	•
auto Acclimatization	•

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

www.phonakpro.nl



027-0630-07/V1.00/2020-12/ha © 2020 Sonova AG All rights reserved

