



Roger™ voor uitdagende luistersituaties

A Sonova brand

PHONAK
life is on



De brug naar beter verstaan

Dankzij de moderne hoortoesteltechnologie wordt het steeds eenvoudiger om het spraakverstaan te verbeteren. 31% van de hoortoestel dragers geeft echter aan dat ze nog altijd hoorproblemen ervaren in rumoerige situaties.¹

Op dit gebied blinkt het Roger portfolio uit. Deze geavanceerde draadloze microfoons zijn ontwikkeld om de prestaties van hoortoestellen te verbeteren en het gat naar beter verstaan te overbruggen.

Beter verstaan in lawaai en op afstand

Roger microfoons vangen de stem van een spreker op en zenden deze draadloos uit naar de luisteraar, waarbij achtergrondlawaai wordt verminderd.

Of u zich nu in een restaurant, op het werk of thuis bevindt, Roger technologie maakt van horen een plezier, ongeacht het lawaai op de achtergrond of de afstand ten opzichte van de spreker.

¹ Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.

Unieke functies van Roger

Beter spraakverstaan²

De Roger technologie meet continu het omliggende ruisniveau en past het volume van de microfoon automatisch aan. Als het ruisniveau toeneemt, wordt Roger op basis hiervan bijgesteld, zodat de stem van de spreker boven het achtergrondlawaai uitstijgt.

De luisterervaring in groepen verbeteren³

Met MultiBeam-technologie kunt u profiteren van uitzonderlijk spraakverstaan in groepsgesprekken. Door gebruik te maken van microfoons die geluid vanuit zes richtingen opvangen, kan spraak in een straal van 360 graden worden opgevangen en berekend. De richting met de beste helderheid van spraak wordt automatisch geselecteerd.

Toegang tot meerdere sprekers

Het MultiTalker Network, een unieke en volautomatische functie voor Roger, biedt de mogelijkheid om meerdere Roger microfoons te combineren en stelt u in staat om in elke situatie met meerdere sprekers te communiceren.

² Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

³ Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.

De juiste Roger voor u

Phonak heeft een assortiment Roger microfoons ontwikkeld, zodat er altijd een oplossing voor uw specifieke behoeften beschikbaar is.



Roger Select™

Een veelzijdige microfoon die de beste prestaties biedt in passieve situaties waar veel achtergrondlawaai aanwezig is. Wanneer deze in het midden van een tafel wordt geplaatst, selecteert de microfoon discreet en automatisch wie aan het praten is en schakelt deze naadloos over van de ene spreker naar de andere. Wanneer er meerdere gesprekken tegelijkertijd plaatsvinden, kan de luisteraar handmatig kiezen naar wie hij of zij wil luisteren.



Roger Table Mic II

Een microfoon die speciaal is bedoeld voor werksituaties waarin u deelneemt aan verschillende vergaderingen. De microfoon selecteert de persoon die spreekt en wisselt automatisch tussen de deelnemers aan de vergadering. Er kunnen meerdere microfoons worden gekoppeld om een MultiTalker Network te creëren.



Roger Pen™

Een handige microfoon voor verschillende luistersituaties. Doordat deze zo klein en draagbaar is, kan de pen eenvoudig worden gebruikt in situaties waarin aanvullende ondersteuning is vereist bij afstand en in lawaai.



Het beste van beide werelden

Dankzij RogerDirect™ is het nu mogelijk om Roger technologie rechtstreeks aan een Marvel-hoortoestel te koppelen.

RogerDirect is een unieke technologie van Phonak waarmee Roger microfoons direct naar uw Marvel-hoortoestellen kunnen streamen. Doordat er geen externe receiver aangesloten hoeft te worden, is het een discrete en aantrekkelijke oplossing.*

De veelzijdigheid van Roger



Etentje met vrienden

Tijdens het eten, zowel thuis als in restaurants, is er vaak een complexe mix van geluid en achtergrondlawaai aanwezig. Met Roger Select worden afleidende geluiden weggefilterd, zodat u elk woord duidelijk kunt verstaan en het gesprek kunt blijven volgen.




Kleine tot grote vergaderingen

Een andere situatie waarin Roger kan worden gebruikt, is tijdens vergaderingen. Plaats een of meerdere Roger Table Mic II's en laat spraak naar uw hoortoestellen verzenden, ongeacht waar het gesprek plaatsvindt. Hierdoor wordt het eenvoudig om kleine en grote vergaderingen eenvoudig te volgen, zodat u zich kunt concentreren op wat er gezegd wordt.



Sociale bijeenkomsten

Roger Pen is ideaal voor sociale bijeenkomsten, vooral wanneer er muziek wordt gedraaid en mensen met elkaar kletsen. U hoeft de Roger Pen alleen maar in de richting van de gesprekspartner te richten, waarna Roger spraak rechtstreeks naar uw hoortoestellen zendt.




Vergaderingen met hoofdsprekers

Omdat hoofdsprekers vaak op grote afstand van deelnemers aan de vergadering staan, kunt u alle deelnemers duidelijk horen door Roger microfoons op een tafel te plaatsen en er een te laten dragen door de hoofdspreker.



Tv en multimedia

Roger microfoons kunnen eenvoudig worden aangesloten op uw tv, video-conferentie en overige multimedia-apparaten, zodat u verbonden kunt blijven.



In de auto

Roger biedt een oplossing voor communicatie-uitdagingen terwijl u onderweg bent. Achtergrondlawaai wordt gedempt en de stem van de spreker wordt direct naar uw hoortoestellen verzonden. Hierdoor kunt u gesprekken in de auto volgen terwijl u nog steeds aandacht kunt besteden aan de wereld om u heen.



Roger voor u

Roger systemen zijn compatibel met de hoortoestellen en implantaten van de meeste fabrikanten. Vraag uw audicien om advies om een Roger oplossing te vinden die perfect aansluit op uw hoortoestel en communicatiebehoeften.

Roger systemen voor op het werk of in uw privéleven worden mogelijk gedekt door uw verzekering. Als u hiervoor in aanmerking komt, kan uw audicien u helpen om een verzekeringsclaim in te dienen.

Bekijk meer informatie over Roger op www.phonak.com

Life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Onze missie is al meer dan 70 jaar om de levens van anderen sociaal en emotioneel te ontwikkelen met behulp van geavanceerde hooroplossingen. Life is on.

www.phonak.com