

Phonak

Ellenőrző lista

myPhonak alkalmazás

Kik számára javasolható a **myPhonak alkalmazás**?

Alkalmasság*

- ☐ 16 év feletti vagy törvényes gyám által kísért 16 év alatti személy
- ☐ Tudja telepíteni és használni az okostelefon alkalmazásokat
- ☐ Szívesen ad visszajelzést a hallásélményéről
- ☐ Phonak Marvel (kivéve Sky) vagy Audéo B-Direct hallókészülékkel rendelkezik
- ☐ Érdekli a távoli hallókészülék-illesztés lehetősége (csak Remote Support esetén)
- ☐ Elfogadja a Használati feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot (amely kiter a személyes adatok kezelésére is)

*Amennyiben a fenti feltételek többsége nem teljesül, az adott személy számára nem javasolható a myPhonak alkalmazás használata.

Technikai követelmények

- ☐ Rendelkezik működő e-mail-címmel
- ☐ Van Apple vagy Google Play áruház-fiókjá
- ☐ iPhone 5s vagy újabb készülékkel, vagy 6.0-s vagy újabb verziójú Android operációs rendszerű okostelefonnal rendelkezik
- ☐ Rendelkezik az audio-/videóhívásokhoz szükséges WiFi- vagy 4G-kapcsolattal (csak Távoli támogatás esetén)